



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
105

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αρ. Α6Γ/11335

Εφαρμογή Κοινοτικών Πράξεων που αφορούν καλλυντικά προϊόντα (Μέθοδοι ανάλυσεως).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 1 παρ. 1 και παρ. 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 τ. Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/21.5.1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα οποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβας και τον Οργανισμό Εφοδιασμού της FURATOM».

2. Των άρθρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 2 στ. κ' του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση, και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 3Α/11.1.1983).

3. Της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» υπ' αριθ. ΔΚ 20862 της 2.8.85 (ΦΕΚ 481/τ. Β'/2.8.85), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.
Συνοπτό.

Οι διατάξεις αυτής της υπουργικής απόφασης αποσκοπούν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων προς τις κοινοτικές οδηγίες:

α) 76/768/Ε.Ο.Κ. της 27 Ιουλίου 1976 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (Ε.Ε. ειδ. έκδ. 13.004 σ. 145 επ.), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις οδηγίες 79/661/Ε.Ο.Κ., 82/147/Ε.Ο.Κ., 82/368/Ε.Ο.Κ., 83/191/Ε.Ο.Κ., 83/341/Ε.Ο.Κ., 83/495/Ε.Ο.Κ., 83/574/Ε.Ε. ειδ. έκδ. 13 Τ. 011 σελ. 14).

β) 80/1335/Ε.Ο.Κ. της 22ας Δεκεμβρίου 1980 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους ανάλυσεως που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συνθέσεως των καλλυντικών προϊόντων» (Ε.Ε. ειδ. έκδ. 13 τ. 011 σελ. 14).

γ) 82/434/Ε.Ο.Κ. της 14ης Μαΐου 1982 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των σχετικών με τις μεθόδους ανάλυσεως που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της συνθέσεως των καλλυντικών προϊόντων», (Ε.Ε. L 185/1/30.6.82).

δ) 83/514/Ε.Ο.Κ. της 27ης Σεπτεμβρίου 1983 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της σύνθεσης των καλλυντικών προϊόντων». (Ε.Ε. L 291/9/24.10.83),

ε) 85/490/Ε.Ο.Κ. της 11ης Οκτωβρίου 1985 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών με τις μεθόδους ανάλυσης που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της σύνθεσης των καλλυντικών προϊόντων. (Ε.Ε. L 295/85 σελ. 30).

Άρθρο 2.

Έλεγχος των καλλυντικών προϊόντων.

Οι επίσημοι έλεγχοι των καλλυντικών προϊόντων, που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 532/1981 «περί εναρμονίσεως της Εθνικής Νομοθεσίας περί καλλυντικών προς την αντίστοιχον κοινοτικήν» (Φ.Ε.Κ. Α 138) και της υπ. απ. Αδγ 3233/1985.

«Εφαρμογή Κοινοτικών Πράξεων, που αφορούν καλλυντικά προϊόντα» (ΦΕΚ 614/τΒ/9.10.85), πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο παράρτημα του άρθρου 3 της παρούσας Υπ. Απόφασης.

Στους ελέγχους περιλαμβάνονται:

- I. η δειγματοληψία καλλυντικών προϊόντων,
- II. η προετοιμασία ποσότητας δοκιμασίας,
- III. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των ελεύθερων υδροξειδίων του νατρίου και του καλίου,
- IV. ο προσδιορισμός και η ανίχνευση του οξαλικού οξέος και των αλκαλικών αλάτων του σε προϊόντα περιποίησης της κόμης,
- V. ο προσδιορισμός του χλωροφορμίου μέσα στις οδοντόκρεμες,
- VI. ο προσδιορισμός του ψευδαργύρου,
- VIII. η ανίχνευση οξειδωτικών παραγόντων και ο προσδιορισμός του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε προϊόντα που προορίζονται για την κόμη,
- IX. η ανίχνευση και ο ημιποσοτικός προσδιορισμός ορισμένων χρωστικών οξειδώσεως στις τριχοβαφές,
- X. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των νιτρωδών,
- XI. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός της φορμαλδεΐδης,
- XII. ο προσδιορισμός ρεζορκίνης στα υγρά παρασκευάσματα λούσεως και περιποίησης της κόμης,
- XIII. ο προσδιορισμός του διχλωρομεθανίου και του 1,1,1 - τρι-

- XIV. χλωροαιθανίου, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός της υδροξυ-8-κινολεΐνης και του θειικού αλατός της,
- XV. ο προσδιορισμός της αμμωνίας,
- XVI. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός του νιτρομεθανίου,
- XVII. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός του θειογλυκολικού οξέος στα προϊόντα για το κατσάρωμα και το ίσιωμα των μαλλιών και στα αποτριχωτικά,
- XVIII. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός του εξαχλωροφαινίου,
- XIX. ο προσδιορισμός του παραγώγου με νάτριο του παρα-τολουολο-σουλφοχλωραμίδιου (χλωραμίνη T),
- XX. ο προσδιορισμός των φθοριοπαραγώγων στις οδοντόκρεμες,
- XII. η ανίχνευση και ο προσδιορισμός των οργανοϋδραργυρικών ενώσεων,
- XXII. ο προσδιορισμός των θειούχων αλάτων των αλκαλίων και αλκαλικών γαιών,
- XXIII. ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός του 4 - αμινο-βενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα,
- XXIV. ο ποσοτικός προσδιορισμός της χλωροβουτανόλης,
- XXV. ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινίνης,
- XXVI. ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανοργάνων θειωδών και όξινων θειωδών,
- XXVII. ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός των χλωρικών αλάτων των αλκαλίων,
- XXVIII. ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισμός του ιωδικού νατρίου.

Άρθρο 3.

Παράρτημα.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Υπ. απόφ. τα παραρτήματα των οδηγιών 80/1335/EOK, 82/434/EOK, 83/514/EOK, 85/490/EOK, τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΤΗΡΙΑ

I. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους τρόπους δειγματοληψίας καλλυντικών προϊόντων με σκοπό την ανάλυσή τους σε διάφορα εργαστήρια.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. Στοιχειώδες δείγμα

Η μονάδα που λαμβάνεται από μία παρτίδα που προορίζεται για πώληση.

2.2. Ολικό δείγμα

Σύνολο στοιχειωδών δειγμάτων που φέρουν τον ίδιο αριθμό παρτίδας.

2.3. Δείγμα για το εργαστήριο

Αντιπροσωπευτικό μέρος του ολικού δείγματος που προορίζεται για εργαστήριο αναλύσεων.

2.4. Ποσότητα δοκιμασίας

Αντιπροσωπευτικό μέρος του δείγματος για το εργαστήριο, που είναι αναγκαίο για μια ανάλυση.

2.5. Δοχείο

Αντικείμενο, το οποίο μπορεί να περιέχει ένα προϊόν και να βρίσκεται σε άμεση μόνιμη επαφή με αυτό.

3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

3.1. Τα δείγματα των καλλυντικών προϊόντων λαμβάνονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία και αποστέλλονται στην κατάσταση που βρίσκονται σε εργαστήριο.

3.2. Για τα καλλυντικά προϊόντα γύδην και τα πωλούμενα λιπώδεις σε συσκευασία διαφορετική από τη συσκευασία του αρχικού κατασκευαστή, θα καθορισθούν ειδικές προδιαγραφές δειγματοληψίας.

3.3. Η αναλυτική μέθοδος και ο αριθμός αναλύσεων που πρέπει να διενεργηθούν από κάθε εργαστήριο καθορίζουν τον αριθμό των στοιχειωδών δειγμάτων που είναι αναγκαία για την προετοιμασία του δείγματος για το εργαστήριο.

4. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

4.1. Τα ληφθέντα δείγματα πρέπει να οραγοποιούνται στον τόπο λήψης και να ταυτοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου διενεργήθηκε η λήψη.

4.2. Κάθε στοιχειώδες δείγμα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

- ονομασία του καλλυντικού προϊόντος,
- ημερομηνία, ώρα και τόπο λήψης,
- όνομα υπεύθυνου για τη λήψη του δείγματος,
- όνομα της αρχής η οποία διενεργήσει τον έλεγχο.

4.3. Ένα πρακτικό δειγματοληψίας θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στο κάθε κράτος μέλος.

5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

5.1. Τα στοιχειώδη δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται υπό τις συνθήκες που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή πάνω στην ετικέτα.

5.2. Σε περίπτωση απουσίας ιδιαιτέρων προδιαγραφών, όλα τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεταξύ 10 και 25 °C σε σφραγισμένο σκότος.

5.3. Τα στοιχειώδη δείγματα θα πρέπει να ανοίγονται μόνο και έτη έναρξη της ανάλυσης.

II. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο αναλυτικός προσδιορισμός διενεργείται σε κάθε ένα από τα στοιχειώδη δείγματα ή, εάν η ποσότητα είναι ανεπαρκής, στον ελάχιστο δυνατό αριθμό στοιχειωδών δειγμάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν προηγουμένως αναμειχθεί πλήρως.

1.2. Άνοιγμα του δοχείου σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου, εάν απαιτείται από τη μέθοδο ανάλυσης, και διενέργεια του απαιτούμενου αριθμού λήψεων ποσοτήτων δοκιμασίας το ταχύτερο δυνατόν. Η ανάλυση θα πρέπει να διενεργηθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Εάν το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί, το δοχείο πρέπει να κλείσει πάλι επιμελώς σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου.

1.3. Τα καλλυντικά προϊόντα μπορούν να παρουσιάζονται σε υγρή, στερεή ή ημίρρεστη κατάσταση. Μπορεί να συμβεί, τα καλλυντικά προϊόντα, τα οποία συσκευάστηκαν αρχικά με ομογενή μορφή, να παρουσιάσουν μετέπειτα διάφορες φάσεις που αντιστοιχούν με τις προαναφερθείσες καταστάσεις. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποστούν ομογενοποίηση.

1.4. Εάν ένα καλλυντικό προϊόν συσκευάζεται με μορφή η οποία καθιστά αδύνατη την επεξεργασία του σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις και για την οποία δεν προβλέπονται μέθοδοι ανάλυσης μπορεί να ακολουθηθεί μια ειδική διαδικασία, με την προϋπόθεση ότι θα περιγραφεί λεπτομερώς στην έκθεση ανάλυσης.

2. ΥΓΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1. Στην κατάσταση αυτή συναντώνται κυρίως προϊόντα όπως τα διαλύματα σε έλαιο, οινόπνευμα και ύδατο, τα υδατικά καλλυπλισμοί (eau de toilette), τα πλυσίματα (lotion) ή τα γαλακτώματα, τα οποία μπορούν να συσκευασθούν μέσα σε φιαλίδια, φιάλες, φιάλες ή σωληνάρια.

2.2. Λήψη ποσότητας δοκιμασίας

- ανακινώντας ζυγιστή το δοχείο πριν από την αφαίρεση του πώματος,
- αφαιρέστε το πώμα,
- αδειάστε μερικά ml του υγρού σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για να εξεταστεί οπτικά τα χαρακτηριστικά του με σκοπό τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας,
- σφραγίστε πάλι το δοχείο, ή
- διενεργήστε τις λήψεις ποσότητας δοκιμασίας που είναι αναγκαίες για την ανάλυση.
- σφραγίστε πάλι το δοχείο.

3. ΗΜΙΡΕΥΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1. Στην κατάσταση αυτή συναντώνται κυρίως προϊόντα όπως η κρέμα, το γαλάκτωμα, τα πηκτώματα (gels), τα οποία μπορούν να συσκευάζονται σε σωληνάρια, πλαστικά φιαλίδια ή δοχεία.

3.2. Λήψη ποσότητας δοκιμασίας

Δύο περιπτώσεις είναι δυνατές:

3.2.1. δοχείο με στενό στόμιο. Απορίψτε τουλάχιστον το πρώτο εκατοστόμετρο του προς ανάλυση προϊόντος διενεργήστε τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας και σφραγίστε πάλι αμέσως το δοχείο

3.2.2. δοχείο με φαρδύ στόμιο. Ξύστε ελαφρώς την επιφάνεια για να αφαιρέσετε το υπερκείμενο στρώμα. διενεργήστε τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας από το υποκείμενο στρώμα και σφραγίστε πάλι αμέσως το δοχείο

4. ΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1. Στην κατάσταση αυτή συναντώνται κυρίως προϊόντα όπως η πούδρα σε σκόνη, η πεπιεσμένη πούδρα ή τα καλλυντικά υπό μορφή «stick», τα οποία μπορούν να συσκευαστούν σε μεγάλη ποικιλία δοχείων.

4.2. Λήψη ποσότητας δοκιμασίας

Δύο περιπτώσεις είναι δυνατές:

4.2.1. πούδρα σε σκόνη. Πριν από την αφαίρεση του περιεχόμενου ή την αφαίρεση του πώματος ανακινώστε την πούδρα ζυγιστή και διενεργήστε τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας

4.2.2. πεπιεσμένη πούδρα ή καλλυντικά υπό μορφή «stick». Αφαιρέστε με ελαφρύ ξύσιμο το υπερκείμενο στρώμα και διενεργήστε τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας από το υποκείμενο στρώμα.

5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ (aerosol dispensers)

5.1. Τα προϊόντα αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1975 (*).

5.2. Λήψη ποσότητας δοκιμασίας

Μετά από ζύγιση ανακίνηση, ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του περιεχομένου του δοχείου μεταγγίζεται με τη βοήθεια μιας διάταξης μεταφοράς (βλ. ενδεικτικά Εικόνα 1 σε ειδικές περιπτώσεις η μέθοδος ανάλυσης μπορεί να προβλέπει άλλες διατάξεις μεταφοράς) σε ένα φιαλίδιο από πλαστικοποιημένο διαφανές γυαλί (Εικόνα 4) το οποίο διαθέτει μια βαλβίδα αλλά δεν διαθέτει σωλήνα εμφύσησης. Κατά τη μεταφορά, η βαλβίδα του φιαλιδίου πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Τέσσερις περιπτώσεις μπορούν να παρουσιαστούν:

5.2.1. Το περιεχόμενο είναι ένα ομογενές διάλυμα έτοιμο για την ανάλυση

5.2.2. Το περιεχόμενο αντιστοιχεί από δυο υγρές φάσεις: Η ανάλυση καθιερώνεται από τις φάσεις μπορεί να διενεργηθεί μετά από τη μετάγγιση της υποκείμενης φάσης σε ένα δεύτερο φιαλίδιο. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη μεταφορά η βαλβίδα του πρώτου φιαλιδίου πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. Η υποκείμενη φάση είναι συχνά υδατική και δεν περιέχει πλέον κρουστικό αέριο (περίπτωση βουτανίου/νιτρογλυκερίνης)

5.2.3. Το περιεχόμενο είναι εναιώρημα σκόνης. Μετά το διαχωρισμό της σκόνης μπορούμε να αναλύσουμε την υγρή φάση.

5.2.4. Αέρος ή κρέμα: Ζυγίζεται καταρχήν μέσα στο φιαλίδιο μεταφοράς μια ακριβής ποσότητα 2-μεθοξυαιθανόλης (5 έως 10 γραμμάρια περίπου). Κατά την αφαίρεση, η 2-μεθοξυαιθανόλη εμποδίζει το σχηματισμό αφρού· είναι λοιπόν δυνατόν να αποχωριστούν τα κρουστικά αέρια χωρίς να υπάρξει ακάλεια υγρού.

5.3. Εξορλισμός

Η διάταξη μεταφοράς Ρ1 (Εικόνα 1) είναι κατασκευασμένη από ντουραλουμίνιο ή από ορείχθυλο. Είναι μελετημένη για να προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους δακτύλων με τη βοήθεια ενός προσαρμογέα από πολυαιθυλένιο. Το όργανο αυτό δίνεται σαν παράδειγμα· μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες διατάξεις μεταφοράς (Εικόνες 2 και 3).

Το φιαλίδιο μεταφοράς είναι κατασκευασμένο από λευκό γυαλί (Εικόνα 4) και διαθέτει εξωτερικά προστατευτική πλαστικοποιημένη διαφανή επένδυση. Η χωρητικότητά του ανέρχεται σε 50 έως 100 ml. Είναι εξορλισμένο με μια βελίδα αλλά δεν διαθέτει σωλήνα εμφύσησης.

5.4. Μέθοδοι

Για τη μετάγγιση μιας επαρκούς ποσότητας προϊόντος, είναι αναγκαίο να αιώρει ο αέρας τον οποίο περιέχει το φιαλίδιο μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, εισάγετε με τη βοήθεια της διάταξης μεταφοράς 10 ml περίπου διχλωροδιζοξυμεθανίου ή βουτανίου (ανάλογα με τη φύση του προς εξέταση προϊόντος), έπειτα διενεργήστε πλήρη απαίρεση ως την εξορρίσση της υγρής φάσης, έχοντας το φιαλίδιο με τη βελίδα στραμμένη προς τα πάνω. Αποσυνδέστε τη διάταξη μεταφοράς και ζυγίστε το φιαλίδιο μεταφοράς (* γραμμάρια). Ανακινώστε ζυγιστή το δοχείο με το προϊόν. Προσαρμόστε τη διάταξη μεταφοράς στη βαλβίδα του δοχείου (το οποίο βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε η βαλβίδα να είναι στραμμένη προς τα πάνω), προσαρμόστε το φιαλίδιο μεταφοράς (στόμιο στραμμένο προς τα κάτω) πάνω στη διάταξη μεταφοράς και πιέστε. Γεμίστε το φιαλίδιο μεταφοράς έως τα δύο τρίτα περίπου.

Εάν η μεταφορά σταματήσει πρόωγα λόγω εξίσωσης των πιέσεων, είναι δυνατή η συνέχισή της με την ψύξη του φιαλιδίου μεταφοράς. Αποσυνδέστε τη διάταξη μεταφοράς και ζυγίστε το φιαλίδιο (* γραμμάρια) για να προσδιορίσετε τη μάζα του μεταγγισθέντος προϊόντος, m_1 ($m_1 = g - a$).

Το δείγμα που λήφθηκε κατά τον τρόπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1. για τη συνήθη χημική ανάλυση·
2. για μια ανάλυση των πτητικών συστατικών με χρωματογραφία αέριας φάσης.

5.4.1. Χημική ανάλυση

Προβείτε στις παρακάτω ενέργειες διατηρώντας το φιαλίδιο μεταφοράς με το στόμιο προς τα πάνω:

— διενεργήστε απαίρεση. Εάν η απαίρεση προκαλεί το σχηματισμό αφρού, χρησιμοποιήστε ένα φιαλίδιο μεταφοράς, το οποίο περιέχει μια ποσότητα 2-μεθοξυαιθανόλης, επαρκούς

ζυγισμένης (5 έως 10 γραμμάρια), η οποία έχει εισαχθεί με τη βοήθεια μιας σύριγγας μέσω της διατάξης μεταφοράς·

— Ολοκληρώστε την αφαίρεση των πτητικών συστατικών χωρίς απώλεια, ανακινώντας μέσα σε ένα υδατόλουτρο σταθερής θερμοκρασίας 40°C. Αποσυνδέστε τη διάταξη μεταφοράς.

— Εναρμόστε το φιαλίδιο μεταφοράς (* γραμμάρια) για τον καθορισμό του βάρους του υπολείμματος m_2 ($m_2 = g - a$). Για τον υπολογισμό του βάρους του υπολείμματος λάβετε υπόψη την ποσότητα της 2-μεθοξυαιθανόλης που χρησιμοποιήθηκε.

— Αποσφραγίστε το φιαλίδιο μεταφοράς αφαιρώντας τη βαλβίδα

— Διαλύστε πλήρως το υπόλειμμα μέσα σε μια γινωστή ποσότητα κατάλληλου διαλύτη.

— Πραγματοποιήστε τον επιθυμημένο προσδιορισμό σε ένα κλάσμα του διαλύματος.

Τύποι υπολογισμού:

$$R = \frac{r \times m_2}{m_1} \quad \text{και} \quad Q = \frac{R \times P}{100}$$

όπου:

m_1 = μάζα του προϊόντος που μεταγγίστηκε στο φιαλίδιο μεταφοράς

m_2 = μάζα του υπολείμματος μετά από θέρμανση σε 40 °C.

r = ποσοστό επί τοις εκατό της συστατικού m_2 (που προσδιορίζεται με κατάλληλη μέθοδο).

R = ποσοστό επί τοις εκατό της ουσίας στο σύνολο του προϊόντος.

(*) Ε.Ε. αριθ. L 147 της 9. 6. 1975, σ. 40.

Q = συνολική ποσότητα της ουσίας στο σύνολο του προϊόντος.

P = καθαρή μάζα του συνολικού συσκευασμένου προϊόντος, πριν από την έναρξη των επεξεργασιών. (στοιχειώδες δείγμα)

5.4.2. Ανάλυση των πτητικών συστατικών με χρωματογραφία αέριας φάσης

5.4.2.1. Αρχή

Από το φιαλίδιο μεταφοράς λάβετε την κατάλληλη ποσότητα υγρού με τη βοήθεια μιας σύριγγας αερίου χρωματογραφίας. Εγχύστε το περιεχόμενο της σύριγγας μέσα στο χρωματογράφο.

5.4.2.2. Εξοπλισμός


Σύριγγα αερίου χρωματογραφίας σειράς A2 «precision sampling» (25 ή 50 μl) (εικόνα 5) ή ισοδύναμη. Η σύριγγα αυτή διαθέτει καλνδρόμοικη βαλβίδα στη βάση της βελόνας. Η σύνδεση της σύριγγας προς το φιαλίδιο μεταφοράς πραγματοποιείται με τη βοήθεια μιας διάταξης μεταφοράς από την πλευρά του φιαλιδίου και ενός σωλήνα από πολυαιθυλένιο (μήκους 8 mm, εσωτερικής διαμέτρου 2,5 mm) από την πλευρά της σύριγγας.

5.4.2.3. Διαδικασία

Αφού μεταγγίσετε μια κατάλληλη ποσότητα προϊόντος μέσα στο φιαλίδιο μεταφοράς με τη βοήθεια της διάταξης μεταφοράς, προσαρμόστε τη σύριγγα πάνω στο φιαλίδιο μεταφοράς όπως περιγράφεται στο σημείο 5.4.2.2. Έχοντας τη βαλβίδα σε ανοικτή θέση αναρροφήστε μια κατάλληλη ποσότητα υγρού. Ασκίστε τις φυσαλίδες αερίου με διαδοχικό ανεβοκατέβασμα του εμβόλου (στην ανάγκη ψύξτε τη σύριγγα). Όταν η σύριγγα περιέχει υγρό χωρίς φυσαλίδες, κλείστε τη βαλβίδα και ακουσυνδέστε τη σύριγγα από το φιαλίδιο μεταφοράς. Προσαρμόστε τη βελόνα πάνω στη σύριγγα και μετά την εισαγωγή μέσα στο σημείο εισόδου του χρωματογράφου, αποσπώστε τη βαλβίδα και εγχύστε.


5.4.2.4. Εσωτερικό πρότυπο

Εάν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε ένα εσωτερικό πρότυπο, η εισαγωγή του μέσα στο φιαλίδιο μεταφοράς μπορεί να γίνει με τη βοήθεια μιας σύριγγας μέσω της διάταξης μεταφοράς.



Εικόνα 1


Διάταξη μεταφοράς P1



Εικόνα 2

Περίδλημα M1


Σύνδεσμος για μία δαλδίδα με αρσενικό άκρο και για μία δαλδίδα με θηλυκό άκρο



Εικόνα 3

Περίδλημα M1


Σύνδεσμος για δύο δαλδίδες με αρσενικό άκρο



Εικόνα 4

Φιαλίδιο μεταφοράς

(Χωρητικότητας 50 έως 100 ml)



Εικόνα 5

Σύριγγα αερίου Χρωματογραφίας σειράς A₂

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΥΔΡΟΞΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τη διαδικασία που επικρατεί την ανίχνευση των ελεύθερων υδροξειδίων του νατρίου ή και του καλίου, σε καλλυντικά προϊόντα στα οποία περιέχονται σε αξιολογικές ποσότητες, και τον προσδιορισμό των υδροξειδίων αυτών στα παρασκευάσματα για το λίκνισμα των μαλλιών και στα διαλυτικά παρασκευάσματα για τις παρυνοχίδες.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Το ελεύθερο υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου στο δείγμα προσδιορίζεται από τον όγκο του οξέος αναφοράς που είναι αναγκαίος για την εξουδετέρωση των προϊόντων σε καθορισμένες συνθήκες και το αποτέλεσμα εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα (% m/m) ως ελεύθερο υδροξείδιο του νατρίου.

ΑΡΧΗ

Το δείγμα διαλύεται ή διασκορπίζεται μέσα στο νερό και τιτλοδοτείται με το οξύ αναφοράς. Καταγράφουμε τη μεταβολή της τιμής του pH ταυτόχρονα ενώ προσδίδουμε το οξύ: για ένα απλό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου ή του καλίου, το πέρας της τιτλούσης αντιστοιχεί με τη μέγιστη καθαρή μεταβολή της καταγεγραμμένης τιμής του pH.

Η κανονική καμπύλη τιτλοδότησης μπορεί να επηρεαστεί από την παρουσία:

- α) αμμωνίας και άλλων ασθενών οργανικών βάσεων, οι οποίες παρουσιάζουν μια μάλλον επιπεδή καμπύλη τιτλοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η αμμωνία αφαιρείται με εξάτμιση κάτω από μειωμένη πίεση, αλλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος·
- β) αλάτων ασθενών οξέων, γεγονός που μπορεί να δώσει μια καμπύλη τιτλοδότησης, η οποία να παρουσιάζει διάφορα σημεία καμπής. Στην περίπτωση αυτή, μόνο το πρώτο μέρος της καμπύλης ως το πρώτο από τα σημεία αυτά καμπής αντιστοιχεί στην εξουδετέρωση του ιόντος υδροξυλίου που προέρχεται από το ελεύθερο υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου.

Συνιστάται επίσης μια άλλη μέθοδος τιτλοδότησης μέσα σε οινόπνευμα εάν αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση των αλάτων ασθενών ανόργανων οξέων.

Ενώ είναι θεωρητικά δυνατόν να δοθούν και άλλες ισχυρές διαλυτές βάσεις, όπως είναι το υδροξείδιο του λίθου ή το τειτατοταγές υδροξείδιο του αμμωνίου, τα οποία δίνουν ένα υψηλό pH, η παρουσία τους στον τύπο αυτό καλλυντικού προϊόντος είναι πάρα πολύ απίθανη.

4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

4.1. Αντιδραστήρια

4.1.1. Αλκαλικό ρυθμιστικό διάλυμα αναφοράς με pH 9,18 στους 25 °C: διάλυμα 0,05 M τετραβορικού νατρίου ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$).

4.2. Εξοπλισμός

4.2.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

4.2.2. Πεχάμετρο.

4.2.3. Ηλεκτρόδιο υάλου.

4.2.4. Ηλεκτρόδιο αναφοράς καλομέλανα.

4.3. Διαδικασία

Ρυθμίστε το πεχάμετρο με τη δόσμευση του ρυθμιστικού διαλύματος αναφοράς (4.1.1).

Προπαρασκευάστε ένα διάλυμα ή υδρόλυμα 10 % του προς ανάλυση προϊόντος μέσα σε νερό και διηθήστε. Μετρήστε το pH. Εάν είναι ίσο ή υψηλότερο από 12, είναι αναγκαίο να διενεργηθεί ποσοτικός προσδιορισμός.

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

5.1. Τιτλοδότηση σε υδατικό μέσο

5.1.1. Αντιδραστήρια

5.1.1.1. Τιτλοδοτημένο διάλυμα 0,1 N υδροχλωρικού οξέος.

5.1.2. Εξοπλισμός

5.1.2.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.1.2.2. Πεχάμετρο, κατά προτίμηση με σύστημα καταγραφής.

5.1.2.3. Ηλεκτρόδιο υάλου.

5.1.2.4. Ηλεκτρόδιο καλομέλανα αναφοράς.

5.1.3. Διαδικασία

Ζυγίστε με ακρίβεια μέσα σε ένα ποτήρι 150 ml μια κοσμητική δοκιμαστική μεταξύ 0,5 και 1 g.

Σε περίπτωση παρουσίας αμμωνίας, προσθέστε μερικά σφαιρίδια υάλου. Τοποθετήστε το ποτήρι μέσα σ' έναν ξηραντήρα κενού, αφαιρέστε τον αέρα με τη δόσμευση μιας υδραντλίας μέχρις ότου η οσμή της αμμωνίας να μην είναι πλέον αντιληπτή (περίπου 3 ώρες).

Διαλύστε ή διασκορπίστε το υπόλειμμα σε 100 ml νερού. Τιτλοδοτήστε με τη δόσμευση του διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 0,1 N (5.1.1.1) καταγράφοντας τη μεταβολή του pH (5.1.2.2).

5.1.4. Υπολογισμοί

Προσδιορίστε τα σημεία καμπής της καμπύλης τιτλοδότησης. Όταν το πρώτο σημείο καμπής παρουσιάζεται σε pH κατώτερο από 7, το δείγμα δεν περιέχει υδροξείδιο του νατρίου ή του καλίου. Όταν σχηματίζονται δύο ή περισσότερα σημεία καμπής της καμπύλης, μόνο το πρώτο πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Σημειώστε τον όγκο του διαλύματος τιτλοδότησης στο πρώτο αυτό σημείο καμπής.

Έστω ότι: V ο όγκος του διαλύματος τιτλοδότησης σε ml, M το βάρος της κοσμητικής δοκιμαστικής σε g.

Η συγκέντρωση υδροξειδίου του νατρίου ή και καλίου στο δείγμα εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα (% m/m) ως υδροξείδιο του νατρίου με τον τύπο:

$$\% \text{ υδροξείδιο του νατρίου} = 0,4 \frac{V}{M}$$

Μπορεί να παρουσιαστεί η περίπτωση κατά την οποία, παρά τις ενδείξεις για την παρουσία αρκετά σημαντικής ποσότητας υδροξειδίου του νατρίου ή/και του καλίου, η καμπύλη τιτλοδότησης να μην παρουσιάζει ευκρινές σημείο καμπής. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να διενεργηθεί νέος προσδιορισμός σε ισοπροπανόλη.

5.2. Τιτλοδότηση μέσα σε ισοπροπανόλη

5.2.1. Αντιδραστήρια

5.2.1.1. Ισοπροπανόλη

5.2.1.2. Τιτλοδοτημένο υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 1,0 N.

5.2.1.3. Το διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0,1 N σε ισοπροπανόλη προπαρασκευάζεται αμέσως πριν από τη χρήση, με αραιώση του υδατικού διαλύματος υδροχλωρικού οξέος 1,0 N με ισοπροπανόλη.

5.2.2. Εξοπλισμός

5.2.2.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2.2.2. Πεχάμετρο, κατά προτίμηση με σύστημα καταγραφής.

5.2.2.3. Ηλεκτρόδιο υάλου.

5.2.2.4. Ηλεκτρόδιο αναφοράς καλομέλανα.

5.2.3. Διαδικασία

Ζυγίστε με ακρίβεια σε ένα ποτήρι 150 ml λήψη δοκιμαστικού δείγματος μεταξύ 0,5 και 1 g.

Σε περίπτωση παρουσίας αμμωνίας, προσθέστε μερικά σφαιρίδια υάλου, τοποθετήστε το ποτήρι σε έναν ξηραντήρα κενού, αφαιρέστε τον αέρα με τη δόσμευση μιας υδραντλίας μέχρις ότου η οσμή της αμμωνίας να μην είναι πλέον αντιληπτή (περίπου 3 ώρες).

Διαλύστε ή διασκορπίστε το υπόλειμμα σε 100 ml ισοπροπανόλης. Τιτλοδοτήστε με το διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 0,1 N μέσα σε ισοπροπανόλη (5.2.1.3), καταγράφοντας τη μεταβολή του φαινόμενου pH (5.2.2.2).

5.2.4. Υπολογισμοί

Η ίδια μέθοδος όπως στο σημείο 5.1.4. Το πρώτο σημείο καμπής είναι ορατό σε φαινόμενο pH περίπου 9.

5.3. Επαναληψιμότητα (*)

Για επαναληψιμότητα της τάξης του 5 % ως $\text{N}_2(\text{OH})$ κατά βάρος, η διακύβη μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών που διενεργήθηκαν πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25%.

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 5725.

IV ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση του οξαλικού οξέος και των αλκαλικών αλάτων του μέσα σε προϊόντα περιποίησης της κόμης.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε άχρωμα υδατικά ή αλκοολικά διαλύματα και πλίσματα (lousins), τα οποία περιέχουν 5 % περίπου οξαλικό οξύ ή ισοδύναμο ποσοστό επί τοις εκατό αλκαλικού οξαλικού αλάτος.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε οξαλικό οξύ ή/και αλκαλικά άλατα του οξέος αυτού, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα ως ελεύθερο οξαλικό οξύ.

3. ΑΡΧΗ

Αφού αφαιρεθούν οι επιφανειακά ενεργοί ανιοντικές ουσίες με τη βοήθεια υδροχλωρικής p-τολουιδίνης, το οξαλικό οξύ ή/και τα οξαλικά άλατα καταβυθίζονται με μορφή οξαλικού ασβεστίου* έπειτα διενεργείται διήθηση του διαλύματος. Το ίζημα διαλύεται επετα σε θειικό οξύ και τιτλοδοτείται με τη βοήθεια υπερμαγγανικού καλίου.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Διάλυμα οξικού αμμωνίου 5% κατά μάζα.

4.2. Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου 10% κατά μάζα.

4.3. Αιθανόλη 95 % (όγκο/όγκο).

4.4. Τετραχλωράνθρακας.

4.5. Διαιθυλαϊθέρας.

4.6. Διάλυμα διυδροχλωρικής p-τολουιδίνης 6,8 % κατά μάζα.

4.7. Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 0,1 N.

4.8. Θειικό οξύ 20% κατά μάζα.

4.9. Υδροχλωρικό οξύ 10% κατά μάζα.

4.10. Οξικό νάτριο - $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$.

4.11. Παγώμορφο οξικό οξύ.

4.12. Θειικό οξύ (1 : 1).

4.13. Κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Διαχωριστικές χάνες, 500 ml.

5.2. Ποτήρια, 50 και 600 ml.

5.3. Γυάλινα χωνιά διήθησης G-4.

5.4. Ογκομετρικοί κύλινδροι, 25 και 100 ml.

5.5. Σιφόνια, 10 ml.

5.6. Φιάλες για διήθηση εν κενά, 500 ml.

5.7. Αντλία νερού.

5.8. Βαθμολογημένο θερμομέτρο από 0 έως 100 °C.

5.9. Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας.

5.10. Μαγνητικές ράβδοι ανάδευσης επενδυμένες με τεφλόν.

5.11. Προχοΐδα, 25 ml.

5.12. Κωνικές φιάλες, 250 ml.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Ζυγίστε 6 έως 7 g δείγματος σε ένα γυάλινο ποτήρι των 50 ml, φέρτε το pH στο 3 με τη βοήθεια αραιού υδροχλωρικού οξέος (4.9) και μεταγγίστε το διάλυμα με τη βοήθεια 100 ml αποσταγμένου ύδατος σε μια διαχωριστική χάνη. Προσθέστε έπειτα 25 ml αιθανόλης (4.3), 25 ml διαλύματος διυδροχλωρικής p-τολουιδίνης (4.6) και 25 έως 30 ml τετραχλωράνθρακα (4.4) και ανακινήστε θινάτά το μείγμα.

6.2. Μετά το διαχωρισμό των φάσεων, αφαιρέστε το υποκείμενο στρώμα (οργανική φάση), επαναλάβετε την εκχύλιση με τη βοήθεια των αντιδραστηρίων που αναφέρονται στο σημείο 6.1 και αφαιρέστε καλά την οργανική φάση.

6.3. Μεταγγίστε το υδατικό διάλυμα σε ένα γυάλινο ποτήρι 600 ml και αφαιρέστε τον υπόλοιπο τετραχλωράνθρακα φέροντας το διάλυμα σε βρασμό.

6.4. Προσθέστε 50 ml διαλύματος οξικού αμμωνίου (4.1), φέρτε το διάλυμα σε θρασμό (5.9), προσθέστε 10 ml θερμού διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου (4.2) στο διάλυμα που βράζει, αναδεύοντας ταυτόχρονα, έτσι ώστε να σχηματισθεί ίζημα.

6.5. Ελέγξτε εάν το ίζημα είναι πλήρες προσθέτοντας μερικές σταγόνες διαλύματος χλωριούχου ασβεστίου (4.2), αφήστε να κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσθέστε αναδεύοντας (5.10) 200 ml αιθανόλης (4.3) και αφήστε το να ηρεμήσει 30 λεπτά.

6.6. Διηθήστε το υγρό μέσα σε μια γυάλινη χωνιά διήθησης (5.3), μεταφέρετε το ίζημα μέσα στη χωνιά διήθησης με μια μικρή ποσότητα θερμού ύδατος (50 έως 60 °C) και πλύντε το ίζημα με κρύο νερό.

6.7. Πλύντε το ίζημα από πέντε φορές με λίγη αιθανόλη (4.3) και λίγο διαιθυλαϊθέρα (4.5), έπειτα διαλύστε το ίζημα μέσα σε 50 ml θερμού θειικού οξέος (4.8) παραλαμβάνοντας το τελευταίο ένα μέρος της χωνιάς διήθησης κάτω από μειωμένη πίεση.

6.8. Μεταγγίστε το διάλυμα χωρίς καμία απώλεια σε μια κωνική φιάλη (5.12) και τιτλοδοτήστε με τη βοήθεια ενός διαλύματος υπερμαγγανικού καλίου (4.7) μέχρις ότου επιτευχθεί ένας ασθενής ροδόχρους χρωματισμός.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος εκφραζόμενη ως οξαλικό οξύ, επί τοις εκατό κατά μάζα υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου:

$$\% \text{ οξαλικό οξύ} = \frac{A \times 4,50179 \times 100}{E \times 1000}$$

όπου:

A = η κατανάλωση υπερμαγγανικού καλίου 0,1 N, μετρημένη σύμφωνα με το σημείο 6.8.

E = η ποσότητα δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στο σημείο 6.1, σε γραμμάρια.

4,50179 = ο συντελεστής της μετατροπής για το οξαλικό οξύ.

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα σε οξαλικό οξύ της τάξης του 5 % κατά βάρος, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών που διενεργήθηκαν πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,15%.

9. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

9.1. Αρχή

Το οξαλικό οξύ ή/και τα οξαλικά άλατα καταβυθίζονται με τη μορφή οξαλικού ασβεστίου και διαλύονται μέσα σε θειικό οξύ. Προσθέτουμε έπειτα λίγο διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου, το οποίο αποχρωματίζεται και προκαλεί το σχηματισμό διοξειδίου του άνθρακα. Περνώντας αυτό το διοξείδιο του άνθρακα μέσα από ένα διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου, προκαλούμε το σχηματισμό ενός λευκού ιζήματος (γαλακτώδες) ανθρακικού βαρίου.

9.2. Διαδικασία

9.2.1. Υποβάλτε ένα μέρος του δείγματος για ανάλυση στην επεξεργασία που περιγράφεται στα σημεία 6.1 έως 6.3 παραπάνω, ώστε να αφαιρεθούν τα απορρυπαντικά που μπορεί να περιέχει.

9.2.2. Σε 10 ml περίπου διαλύματος, που λήφθηκε σύμφωνα με το σημείο 9.2.1, προσθέστε με την άκρη μιας σπάτουλας λίγο οξικό νάτριο (4.10) και αμείψτε το διάλυμα σε μερικές σταγόνες παγώμορφου οξικού οξέος (4.11).

9.2.3. Προσθέστε διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου 10 % (4.2) και διηθήστε το διάλυμα. Διαλύστε το ίζημα του οξαλικού ασβεστίου σε 2 ml θειικού οξέος (1 : 1) (4.12).

9.2.4. Μεταγγίστε το διάλυμα μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέστε σταγόνα προς σταγόνα 0,5 ml περίπου διαλύματος υπερμαγγανίου καλίου 0,1 N (4.7). Εάν υπάρχει οξαλικό άλας, το διάλυμα αποχρωματίζεται, αργά στην αρχή και μετέπειτα γρήγορα.

9.2.5. Αμέσως μετά την προσθήκη του υπερμαγγανικού καλίου, τοποθετήστε πάνω στο δοκιμαστικό σωλήνα ένα μικρό γυάλινο σωλήνα κατάλληλων διαστάσεων ο οποίος να είναι ερμητισμένος με κόλλα για τον δοκιμαστικό σωλήνα. Θερμάνετε ελαφρά το περιεχόμενο και συλλέξτε το διοξείδιο του άνθρακα που σχηματίστηκε μέσα σε ένα κορεσμένο διάλυμα υδροξειδίου του βαρίου (4.13). Ο σχηματισμός, μετά από 3 έως 5 λεπτά, ενός γαλακτώδους νέφους ανθρακικού βαρίου δείχνει την παρουσία οξαλικού οξέος.

V. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό με χρωματογραφία αέριας φάσης του χλωροφορμίου μέσα στις οδοντόκρεμες. Η μέθοδος προδίδεται για τον προσδιορισμό χλωροφορμίου έως 5 %.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα χλωροφορμίου, που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα προϊόντος.

3. ΑΡΧΗ

Φέρουμε την οδοντόκρεμα σε αιώρημα μέσα σε ένα μείγμα διμεθυλοφορμαμίδιου και μεθανόλης, προσθέτοντας μια ορισμένη ποσότητα ακετονιτρίλιου σαν εσωτερικό πρότυπο. Μετά από φυγόκεντρηση, αναλύουμε ένα μέρος της υγρής φάσης με αέρια χρωματογραφία και υπολογίζουμε την περιεκτικότητα σε χλωροφόρμιο.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Potapak Q, ή chromatosorb 101 ή ισοδύναμο (80 έως 100 mesh).

4.2. Ακετονιτρίλιο.

4.3. Χλωροφόρμιο.

4.4. Διμεθυλοφορμαμίδιο.

4.5. Μεθανόλη.

4.6. Διάλυμα εσωτερικού πρότυπου:

Μεταφέρετε με σιφόνιο 5 ml και διμεθυλοφορμαμίδιου (4.4) σε μια ογκομετρική φιάλη 50 ml και προσθέστε περίπου 300 mg (M) ακετονιτρίλιου επαρκώς ζυγισμένου. Συμπληρώστε ως τη χαραγή με διμεθυλοφορμαμίδιο και αναμείξτε.

4.7. Διάλυμα για τον προσδιορισμό του συντελεστή σχετικής απόκρισης: Μεταφέρετε με σιφόνιο 5 ml διαλύματος εσωτερικού πρότυπου (4.6) σε μια ογκομετρική φιάλη 10 ml και προσθέστε περίπου 300 mg (M₁) χλωροφορμίου (4.3) επαρκώς ζυγισμένου. Συμπληρώστε ως τη χαραγή με διμεθυλοφορμαμίδιο και αναμείξτε.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Αναλυτικός ζυγός.

5.2. Χρωματογράφος αέριας φάσης, εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.

5.3. Σιφόνια έγχυσης 5 ή 10 μl, βαθμολογημένη κατά 0,1 μl.

5.4. Σιφόνια ογκομετρικά 1, 4 και 5 ml.

5.5. Ογκομετρικές φιάλες χωρητικότητας 10 και 50 ml.

5.6. Δοκιμαστικός σωλήνας περίπου 20 ml με βιδωτό πόμα, Sovirel France ή παρόμοιος. Το εσωτερικό του πόματος είναι εφοδιασμένο με μια πλάκα από πλαστική ύλη της οικίας η μία όψη είναι καλυμμένη με τεφλόν.

5.7. Φυγόκεντρος.

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 5725.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Συνθήκες αέριας χρωματογραφίας

6.1.1. Υλικό στήλης ύδατος

Μήκος: 150 cm.

Εσωτερική διάμετρος 4 mm.

Εξωτερική διάμετρος 6 mm.

6.1.2. Πλήρωση: Porapak Q ή chromatobond 101 ή ισοδύναμο 80 έως 100 mesh (4.1).

6.1.3. Ανιχνευτής: ιονισμός φλόγας.

Ρυθμίστε την ευαισθησία του κατά τρόπο ώστε μετά από έγχυση τριών μl του διαλύματος 4.7, το ύψος της κορυφής του ακετονιτρίλιου να καλύπτει περίπου τα τρία τέταρτα του συνόλου της κλίμακας.

6.1.4. Φέρον αέριο: άζωτο, παροχή 65 ml/min.

Βοηθητικό αέριο: υδρογόνο.

Ρυθμίστε την παροχή των αερίων στο επίπεδο του ανιχνευτή ιονισμού φλόγας κατά τρόπο ώστε η παροχή του αέρα ή του οξυγόνου να είναι πενταπλάσια έως δεκαπλάσια του υδρογόνου.

6.1.5. Θερμοκρασίες

Διάταξη εισόδου: 210 °C.

Ανιχνευτής: 210 °C.

Στήλη: 175 °C.

6.1.6. Καταγραφέας

Ταχύτητα εκτύλιξης: 100 cm/h περίπου.

6.2. Προετοιμασία δείγματος

Διενεργήστε τη λήψη της ποσότητας δοκιμασίας από ένα σωλήνα ο οποίος δεν έχει ακόμη ανοιχτεί. Αφαιρέστε το ένα τρίτο του περιεχομένου, σφραγίστε πάλι το σωλήνα, αναμείξτε προσεκτικά το υπόλοιπο περιεχόμενο μέσα στο σωλήνα και έπειτα λάβετε την ποσότητα δοκιμασίας.

6.3. Προσδιορισμός

6.3.1. Ζυγίστε, με ακρίβεια 10 mg, 6 ή 7g (M_0) οδοντόκρεμας, η οποία έχει υποστεί προετοιμασία σύμφωνα με το σημείο 6.2 μέσα σε ένα σωλήνα με διωτικό κόμμα (5.6) και προσθέστε τρία σφαιρίδια υάλου.

6.3.2. Μεταφέρετε, με τη βοήθεια σιφωνίου, 5 ml διαλύματος εσωτερικού πρότυπου (4.6), 4 ml διμεθυλο-λο-οκταμυδίου (4.4) και 1 ml μεθανόλης (4.5) μέσα στο σωλήνα, σφραγίστε με το διωτικό κόμμα και ομιογεντοποιήστε.

6.3.3. Αναδύστε επί μισή ώρα με τη βοήθεια ενός μηχανικού αναδευτήρα και φυγοκεντρίστε επί 15 λεπτά, διατηρώντας το σωλήνα κλειστό, με ταχύτητα τέτοια ώστε να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των φάσεων.

(Παρατήρηση: Συμβαίνει ορισμένες φορές η υγρή φάση να μην είναι διωγής μετά τη φυγοκέντρωση. Μπορούμε να δελτιώσουμε την κατάσταση προσθέτοντας 1 έως 2 g χλωριούχου νατρίου μέσα στην υγρή φάση και έπειτα να φυγοκεντρίσουμε πάλι.)

6.3.4. Εγχύστε 3 μl του διαλύματος αυτού (6.3.3) υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο 6.1. Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή. Υπό τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να δώσουμε τους ακόλουθους χρόνους καθυστέρησης:

Μεθανόλη: περίπου 1 λεπτό.

Ακετονιτρίλιο: περίπου 2,5 λεπτά.

Χλωροφόρμιο: περίπου 6 λεπτά.

Διμεθυλοοκταμυδίου: 15 λεπτά.

6.3.5. Προσδιορισμός του συντελεστή σχετικής απόκρισης

Εγχύστε 3 μl του διαλύματος (4.7) για τον καθορισμό του συντελεστή αυτού. Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή. Προσδιορίζετε καθημερινά το συντελεστή σχετικής απόκρισης.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7.1. Υπολογισμός της σχετικής απόκρισης

7.1.1. Μετρήστε το ύψος και το πλάτος στο μισό ύψος των κορυφών του ακετονιτρίλιου και του χλωροφορμίου και υπολογίστε το εμβαδόν των δύο κορυφών με τον τύπο: ύψος × πλάτος στο μισό ύψος.

7.1.2. Προσδιορίστε το εμβαδόν των κορυφών του ακετονιτρίλιου και του χλωροφορμίου στα χρωματογραφήματα που λήφθηκαν σύμφωνα με το σημείο 6.3.5 και υπολογίστε τη σχετική απόκριση f_s με τη βοήθεια του τύπου:

$$f_s = \frac{A_s \times M_i}{M_s \times A_i} = \frac{A_s \times 1/10 M}{A_i \times M_i}$$

όπου:

 f_s = ο συντελεστής σχετικής απόκρισης για το χλωροφόρμιο. A_s = το εμβαδόν της κορυφής του χλωροφορμίου (6.3.5). A_i = το εμβαδόν της κορυφής του ακετονιτρίλιου (6.3.5). M_s = η ποσότητα του χλωροφορμίου σε mg ανά 10 ml διαλύματος που αναφέρεται στο σημείο 6.3.5 (= M_1). M_i = η ποσότητα ακετονιτρίλιου σε mg ανά 10 ml διαλύματος που αναφέρεται στο σημείο 6.3.5 (= $1/10 M$).

Υπολογίστε το μέσο όρο των τιμών που υπολογίστηκαν.

7.2. Υπολογισμός της περιεκτικότητας σε χλωροφόρμιο

7.2.1. Υπολογίστε, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στο σημείο 7.1.1, το εμβαδόν των κορυφών του χλωροφορμίου και του ακετονιτρίλιου των χρωματογραφημάτων που ελήφθησαν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 6.3.4.

7.2.2. Υπολογίστε την περιεκτικότητα σε χλωροφόρμιο της οδοντόκρεμας με τη βοήθεια του τύπου:

$$\% X = \frac{A_s \times M_i}{f_s \times M_{sx} \times A_i} \times 100 \% = \frac{A_s \times M}{f_s \times A_i \times M_0 \times 100}$$

όπου:

 $\%X$ = η περιεκτικότητα σε χλωροφόρμιο της οδοντόκρεμας επί τοις εκατό κατά μάζα. A_s = το εμβαδόν της κορυφής του χλωροφορμίου (6.3.4). A_i = το εμβαδόν της κορυφής του ακετονιτρίλιου (6.3.4). M_{sx} = το βάρος σε mg του δείγματος που προετοιμάστηκε σύμφωνα με το σημείο 6.3.1 (= $1000 \times M_0$). M_i = η ποσότητα του ακετονιτρίλιου σε mg ανά 10 ml διαλύματος που ελήφθη σύμφωνα με το σημείο 6.3.2 ($1/10 M$).Υπολογίστε το μέσο όρο των περιεκτικότητων που ελήφθησαν και εκφράστε το αποτέλεσμα με προσέγγιση 0,1 %.
8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για μια περιεκτικότητα σε χλωροφόρμιο περίπου 3 % κατά βάρος, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών που διενεργήθηκαν πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,3%.

VI. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό του ψευδαργύρου που υπάρχει μέσα στα καλλυντικά προϊόντα με μορφή χλωριούχου αλάτος, θειικού αλάτος, φαινόλ-σουλφονικού αλάτος ή συνδυασμού μερικών από τα άλατα αυτά.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα % κατά μάζα σε ψευδάργυρο του δείγματος, βρίσκεται με σταθμικό προσδιορισμό της σύμπλοκης ένωσης Zn (2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνη)₂.

3. ΑΡΧΗ

Ο ψευδάργυρος στο διάλυμα καταβυθίζεται σε όξινο περιβάλλον με τη μορφή:

Zn (2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνη)₂. Μετά από διήθηση και ξήρανση, το ίζημα ζυγίζεται.

4. ΑΝΤΙΣΤΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Αμμωνία 25 % κατά μάζα ($d_4^{20} = 0,91$).

4.2. Παγόμορφο οξικό οξύ.

4.3. Οξικό αμμώνιο.

4.4. 2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνη

4.5. Διάλυμα αμμωνίας 6 % (μάζα/όγκο)

Φέρτε 240 g αμμωνίας (4.1) σε μια ογκομετρική φιάλη των 1000 ml, συμπληρώστε ως τη χαραγή με αποσταγμένο νερό και αναμείξτε.

4.6. Διάλυμα οξικού αμμωνίου 0,2 M

Διαλύστε μέσα σε μια ογκομετρική φιάλη 1 000 ml, 15,4 g οξικού αμμωνίου (4.3) μέσα σε αποσταγμένο νερό. Συμπληρώστε ως τη χαραγή με αποσταγμένο νερό και αναμείξτε.

4.7. Διάλυμα 2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνης

Σε μια ογκομετρική φιάλη των 100 ml διαλύστε 5 g 2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνης σε 12 ml παγόμορφο οξικό οξύ. Συμπληρώστε ως τη χαραγή με αποσταγμένο νερό και αναμείξτε.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Ογκομετρικές φιάλες των 100 και 1 000 ml.

5.2. Γυάλινα ποτήρια των 400 ml.

5.3. Ογκομετρικοί κύλινδροι των 50 και 150 ml.

5.4. Βαθμολογημένα σιφόνια των 10 ml.

5.5. Γυάλινες χάνες διήθησης G-4.

5.6. Φιάλες διήθησης κενού των 500 ml.

5.7. Υδραντλίες.

5.8. Θερμόμετρο βαθμολογημένο από 0 μέχρι 100 °C

5.9. Ξηραντήρας τροποποιημένος με κατάλληλο ξηραντικό μέσο και υγραμετρικό δείκτη, π.χ. σιλικαζέλ ή ανάλογο υλικό.

5.10. Πυριττήριο ρυθμιζόμενο σε θερμοκρασία 150 ± 2 °C.

5.11. Πεζάμετρο

5.12. Θερμαινόμενη πλάκα.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Ζυγίστε ακριβώς έως 10 g (M) του προς εξέταση δείγματος, το οποίο πρέπει να περιέχει 50 έως 100 mg περίπου ψευδαργύρου, τοποθετήστε τα σε ένα ποτήρι των 400 ml, προσθέστε 50 ml αποσταγμένου νερού και αναμείξτε.

6.2. Προσθέστε 2 ml διαλύματος 2-μεθυλο-8-υδροξυκυκλολίνης (4.7) για κάθε 10 mg ψευδαργύρου που περιέχονται μέσα στο διάλυμα (6.1) και αναμείξτε.

6.3. Αραιώστε με 150 ml αποσταγμένου νερού, φέρτε τη θερμοκρασία (5.12) του διαλύματος σε 60 °C και προσθέστε ααδουώντας 45 ml διαλύματος οξικού αμμωνίου 0,2 M (4.6).

6.4. Αναδεύοντας, φέρτε το pH του διαλύματος σε 5,7 έως 5,9 με τη βοήθεια αμμωνιακού διαλύματος 6 % (4.5). Ελέγξτε το pH του διαλύματος με τη βοήθεια ενός πεχαμέτρου.

6.5. Αφήστε το διάλυμα να ισμετήσει επί 30 λεπτά, διηθήστε το διάλυμα με τη βοήθεια μιας υδραντλίας διά μεσου μιας χάνης διήθησης G-4, η οποία να έχει ξηρανθεί προηγουμένως (150 °C) και να έχει ζυγισθεί μετά από ψύξη (M_0). Πλύνετε το συγκεντρωθέν ίζημα μέσα στη χάνη με 150 ml αποσταγμένου νερού το οποίο να έχει θερμανθεί στους 95 °C.

6.6. Τοποθετήστε τη χάνη μέσα σε ένα πυριττήριο ξήρανσης ρυθμιζόμενο σε 150 °C και αφήστε να ξηρανθεί επί μία ώρα.

6.7. Βγάλε τη χάνη από το πυριττήριο, τοποθετήστε την σε έναν ξηραντήρα (5.9) και προσδιορίστε τη μάζα της (M_1), αφού την έχει φέρει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπολογίστε την περιεκτικότητα του δείγματος σε ψευδάργυρο επί τοις εκατό κατά μάζα με τη βοήθεια του τύπου:

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 5725.

$$\% \text{ ψευδάργυρος} = \frac{(M_1 - M_0) \times 17,12}{M}$$

όπου:

M = η μάζα σε γραμμάρια του δείγματος που προετοιμάστηκε σύμφωνα με το σημείο 6.1.

M₀ = η μάζα σε γραμμάρια της κενής και ξηρής χοάνης διήθησης (6.5).

M₁ = η μάζα σε γραμμάρια της χοάνης διήθησης με το ίζημα (6.7).

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για μια περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο της τάξης του 1 % κατά βάρος η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών που διενεργήθηκαν πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,1 %.

VII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ Ρ-ΦΑΙΝΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του ρ-φαινοσουλφονικού οξέος σε καλλυντικά προϊόντα όπως είναι τα αεροζόλ και τα πλύματα (lotions) προσώπου.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε ρ-φαινοσουλφονικό οξύ, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα ως άνυδρος ρ-φαινοσουλφονικός ψευδάργυρος.

3. ΑΡΧΗ

Η ποσότητα δοκιμασίας συμπυκνώνεται υπό μειωμένη πίεση, διαλύεται μέσα στο νερό και καθαρίζεται με εκχύλιση χλωροφορμίου. Ο προσδιορισμός του ρ-φαινοσουλφονικού οξέος διενεργείται με ιωδομετρία επί ενός κλάσματος του διηθημένου υδατικού διαλύματος.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Πυκνό υδροχλωρικό οξύ 36 % κατά βάρος ($d_{40}^{20} = 1,18$).

4.2. Χλωροφόρμιο.

4.3. Βουτανόλη-1.

4.4. Παγόμορφο οξικό οξύ.

4.5. Ιωδιούχο κάλιο.

4.6. Βρωμιούχο κάλιο.

4.7. Ανθρακικό νάτριο.

4.8. Σουλφανικό οξύ.

4.9. Νιτρώδες νάτριο.

4.10. Διάλυμα βρωμικού καλίου 0,1 N.

4.11. Διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N.

4.12. Υδατικό διάλυμα αμύλου 1% (μάζα / όγκο).

4.13. Υδατικό διάλυμα ανθρακικού νατρίου 2% (μάζα/όγκο).

4.14. Υδατικό διάλυμα νιτρώδους νατρίου 4,5% (μάζα/όγκο).

4.15. Διάλυμα διθειζόνης 0,05% (μάζα/όγκο) σε χλωροφόρμιο.

4.16. Διαλύτης ανόρυξης

Βουτανόλη-1/παγόμορφο οξικό οξύ/νερό (= 4 : 1 : 5 μέρη κατά' όγκο) Μετά από ανάμειξη μέσα σε μια διαχωριστική χοάνη, αφαιρούμε την υποκείμενη φάση.

4.17. Αντιδραστήριο Paily

Διαλύστε, θερμαίνοντας, 4,5 g σουλφανικού οξέος (4.8) σε 45 ml πυκνού υδροχλωρικού οξέος (4.1) και αραιώστε με νερό έως τα 500 ml. Ψύξτε 10 ml του διαλύματος σε μια λεκάνη με παγωμένο νερό και προσθέστε, αναδύοντας, 10 ml ενός ψυχρού διαλύματος νιτρώδους νατρίου (4.14).

Αφήστε το μείγμα να ηρεμήσει επί 15 λεπτά σε 0°C (στη θερμοκρασία αυτή, το διάλυμα είναι σταθερό για μία έως τρεις ημέρες) και προσθέστε, ακριβώς πριν από τον ψεκασμό (7.5), 20 ml διαλύματος ανθρακικού νατρίου (4.13).

4.18. Πλάκες από κυταρίνη έτοιμες για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας, σχήματος 20 x 20 cm και πάχους στιβάδας 0,25 mm.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Σφαιρικές φιάλες με εσωρισμένο πόμα των 100 ml.

5.2. Διαχωριστική χοάνη των 100 ml.

5.3. Κωνικές φιάλες με εσωρισμένο πόμα των 250 ml.

5.4. Προχολδα των 25 ml.

5.5. Σιφόνια μεταφοράς των 1,2 και 10 ml.

5.6. Ογκομετρικό σφόνιο των 5 ml.

5.7. Σύριγγα έγχυσης των 10 μl, βαθμολογημένη κατά 1/10 μl.

5.8. Θερμόμετρο βαθμολογημένο από 0 έως 100°C.

5.9. Λουτρό ύδατος εξυλισμένο με θερμαντικό στοιχείο.

5.10. Πυριατήριο, επαρκώς αερισμένο και ρυθμιζόμενο σε 80°C.

5.11. Συνήθη εξαρτήματα για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Για την ανίχνευση και για τον προσδιορισμό του ρ-φαινοσουλφονικού οξέος μέσα σε αερόλυμα (aerosol), όπως περιγράφονται παρακάτω, χρησιμοποιούμε το υπόλειμμα που λαμβάνεται με την απομάκρυνση από το δοχείο των αερόλυματων των διαλυτικών και προσδετικών, τα οποία είναι πτητικά σε κανονική πίεση.

7. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

7.1. Σε έξι σημεία από τη γραμμή εκκίνησης, η οποία δρίσκεται σε απόσταση 1 cm από το κάτω μέρος της πλάκας από κυταρίνη (4.18), εναποθέστε διαδοχικά με τη δοθήθεια μιας σύριγγας (5.7) 5 μl υπολείμματος (6) η δείγματος.

7.2. Θέστε την πλάκα μέσα σε θάλαμο ο οποίος περιέχει ήδη το διαλύτη ανάπτυξης (4.16) και περιμένετε έως ότου το μέτωπο του διαλύτη φθάσει σε μια γραμμή η οποία απέχει 15 cm από τη γραμμή εκκίνησης.

7.3. Αφού βγάτε την πλάκα από το θάλαμο, αποξηράνετε την σε 80°C ως την πλήρη εξαέρωση του οξικού οξέος. Έπειτα ψεκάστε το διάλυμα του ανθρακικού νατρίου (4.13) πάνω στην πλάκα και αφήστε να ξηραίνεται στον αέρα.

7.4. Καλύψτε τη μισή πλάκα με μια γυάλινη πλάκα και ψεκάστε το διάλυμα διθειζόνης 0,05% (4.15) πάνω στο μη καλυμμένο μισό. Σε περίπτωση παρουσίας ιόντων ψευδαργύρου εμφανίζονται κηλίδες ερυθροπορφύρες πάνω στο χρωματογράφημα.

7.5. Καλύψτε έπειτα με μια γυάλινη πλάκα το μισό της πλάκας η οποία δέχθηκε τον ψεκασμό της διθειζόνης και ψεκάστε το αντιδραστήριο Paily (4.17) στο άλλο μισό. Σε περίπτωση παρουσίας ρ-φαινοσουλφονικού οξέος, μια κηλίδα καστανοκίτρινη τμής Rf 0,26 περίπου, εμφανίζεται πάνω στο χρωματογράφημα ενώ μια κηλίδα κίτρινη τμής Rf 0,45 περίπου, δείχνει την παρουσία π-φαινοσουλφονικού οξέος.

8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

8.1. Ζυγίστε 10 g δείγματος ή υπολείμματος (6) σε μια σφαιρική φιάλη των 100 ml και, με τη δοθήθεια ενός περιστροφικού εξαρτήματος κενού, συμπυκνώστε το μέχρις ότου σχεδόν ξηραίνεται σε ένα λουτρό ύδατος θερμοκρασίας 40°C.

8.2. Μεταφέρετε με σιρόνιο 10 ml νερού (V₁) μέσα σε μια φιάλη και διαλύστε το υπόλειμμα της συμπύκνωσης (8.1) με θέρμανση.

8.3. Μεταγίστε ποσοτικά το διάλυμα μέσα σε μια διαχωριστική χοάνη (5.2), εκχυλίστε το υδατικό διάλυμα δύο φορές με 20 ml χλωροφορμίου (4.2). Μετά από κάθε διαχωρισμό, απορρίψτε τη φάση του χλωροφορμίου.

8.4. Διηθήστε το υδατικό διάλυμα με τη δοθήθεια ενός πυλωτού ηλμού.

Ανάλογα με την προβλεπόμενη περιεκτικότητα σε ρ-φαινοσουλφονικό οξύ, μεταφέρετε με σιρόνιο 1 ή 2 ml (V₂) του διηθημένου μέσα σε μια κωνική φιάλη των 250 ml (5.3) και διαλύστε με νερό μέχρις ότου σχηματιστούν 75 ml διαλύματος.

8.5. Προσθέστε 2,5 ml υδροχλωρικού οξέος 36% (4.1) και 2,5 g βρωμιούχου καλίου (4.6), αναμειξτε και θερμάνετε το διάλυμα σε 50°C μέσα σε λουτρό ύδατος.

8.6. Με τη δοθήθεια μιας προχολδας, προσθέστε την ποσότητα του διαλύματος βρωμικού καλίου 0,1 N (4.10) που είναι αναγκαίο για να μεταβληθεί σε κίτρινο το χρώμα του διαλύματος, του οποίου η θερμοκρασία διατηρείται σε 50°C.

8.7. Προσθέστε 3 ml διαλύματος βρωμικού καλίου (4.10), παματίστε τη φιάλη και τοποθετήστε την 10 λεπτά σε λουτρό ύδατος σε 50°C. Εάν μετά από τα 10 αυτά λεπτά, ο χρωματισμός έχει εξαφανιστεί, προσθέστε ακόμα 2 ml διαλύματος βρωμικού καλίου (4.10) και ξαναβάλτε την παματισμένη φιάλη επί 10 ακόμη λεπτά σε λουτρό ύδατος σε 50°C. Σημειώστε τη συνολική ποσότητα του προστιθέμενου βρωμικού καλίου (a).

8.8. Ψύξτε το διάλυμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσθέστε 2 g ιωδιούχου καλίου (4.5) και αναμειξτε.

8.9. Με τη δοθήθεια ενός διαλύματος θειοθειικού νατρίου 0,1 N (4.11), τιτλοδοτήστε το σχηματιζόμενο ιώδιο. Προς το τέλος της τιτλοδότησης, προσθέστε μερικές σταγόνες διαλύματος αμύλου (4.12) για δείκτη. Σημειώστε την ποσότητα του χρησιμοποιηθέντος θειοθειικού νατρίου (b).

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπολογίστε την περιεκτικότητα του δείγματος ή του υπολείμματος σε ρ-φαινοσουλφονικό ψευδάργυρο επί τοις εκατό κατά μάζα με τη βοήθεια του τύπου:

$$\% \text{ ρ-φαινοσουλφονικό άλας του ψευδαργύρου} = \frac{(a-b) \times V_1 \times 0,00514 \times 100}{m \times V_2}$$

όπου:

a = η συνολική ποσότητα σε ml του προστεθέντος διαλύματος βρωμικού καλίου 0,1 N (8.7).

b = η ποσότητα σε ml του διαλύματος θειοθειικού νατρίου 0,1 N που χρησιμοποιήθηκε κατά την τιτλοδότηση (8.9).

m = η ποσότητα του προϊόντος ή του υπολείμματος που εξετάστηκε (8.1) σε mg.

V₁ = ο όγκος σε ml του ληφθέντος διαλύματος σύμφωνα με το σημείο 8.2.

V₂ = ο όγκος σε ml του διηθημένου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση (8.4).

Παρατήρηση: Στην περίπτωση των αεροζόλ, τα αποτελέσματα των μετρήσεων σε % κατά βάρος του υπολείμματος (6) πρέπει να μετατραπεί σε ποσοστό επί τοις εκατό του αρχικού προϊόντος.

Αυτή η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας των αεροζόλ.

10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για μια περιεκτικότητα περίπου 5 % ρ-φαινοσουλφονικού ψευδαργύρου, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών που διενεργήθηκαν πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %.

11. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 76/768/EOK περί καλλυντικών προϊόντων, τα πλύματα (lotions) προσώπου και τα αποσμητικά μπορούν να περιέχουν και' αυτά τα οξεία 6 % κατά βάρος ρ-φαινοσουλφονικού ψευδαργύρου (4-υδροξυβενζοσουλφονικού ψευδαργύρου). Εξαιτίας της διαίτησης αυτής, είναι αναγκαίο να καθοριστεί όχι μόνο η περιεκτικότητα σε ρ-φαινοσουλφονικό οξύ, αλλά επίσης και η περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Εάν πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 0,1588 η περιεκτικότητα σε ρ-φαινοσουλφονικό ψευδάργυρο που υπολογιστηκε στο σημείο 9, λαμβάνεται η ελάχιστη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο του προϊόντος επί τοις εκατό κατά βάρος, όπως προκύπτει από την καταμετρηθείσα περιεκτικότητα σε ρ-φαινοσουλφονικό οξύ. Η πραγματική περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, όπως μετράται με τις σταδιακές μεθόδους (ανατρίψτε στις σχετικές διατάξεις), μπορεί οστόσο να είναι υψηλότερη, λόγω του ότι τα καλλυντικά προϊόντα μπορούν επίσης να περιέχουν χλωριούχο και θειικό ψευδάργυρο.

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 5725.

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 5725.

VIII. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΗ

ΑΝΤΙΚΛΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο ιωδιμετρικός προσδιορισμός του υπεροξειδίου του υδρογόνου στα κολλυντικά είναι έμφικτός, άκουσα κάθε άλλο παρόντα οξειδωτικής που αντιδρά με τα ιωδιούχα προς σχηματισμό ιωδίου. Πιάν, λοιπόν, επιχειρηθεί ο ιωδιμετρικός προσδιορισμός του υπεροξειδίου του υδρογόνου, πρέπει απαραίτητα να άνηχυνθούν και να πιστοποιηθούν οι άλλοι παράγοντες οξειδωτικής που ένδεχομένως παραιορικόονται. Η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται με δύο χειρισμούς, ο πρώτος άφορά τα υπεροξειδικά, τα βρωμικά και το υπεροξειδίο του υδρογόνου, ο δεύτερος το υπεροξειδίο του βαρίου.

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΟΞΕΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

1. ΑΡΧΗ

Το υπεροξεικό νάτριο, κάλιο και άμμώνιο, το βρωμικό κάλιο και νάτριο και το υπεροξειδίο του υδρογόνου, άνεξάρτητα άν προέρχεται ή άπό άπο υπεροξειδίο του βαρίου, άνηχυνόονται με κατιούσα χρωματογραφία επί χάρτου, με τη βοήθεια δύο διαλυτών άναπτύξεως.

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα άντιδραστήρια πρέπει να είναι άναλυτικής καθαρότητας.

2.1. Υδατικά διαλύματα άναφορας 0,5 % (m/v) τών άκολουθών ένώσεων:

2.1.1. υπεροξεικό νάτριο

2.1.2. υπεροξεικό κάλιο

2.1.3. υπεροξεικό άμμώνιο

2.1.4. βρωμικό κάλιο

2.1.5. βρωμικό νάτριο

2.1.6. υπεροξειδίο του υδρογόνου

2.2. Διαλύτης άναπτύξεως Α, αθανόλη 80 % (v/v)

2.3. Διαλύτης άναπτύξεως Β, βενζόλιο-μεθανόλη-ισοαμυλική άλκοόλη — νερό (34-38-18-10 v)

2.4. Άντιδραστήριο Α, υδατικό διάλυμα ιωδιούχου καλίου 10 % (m/v)

2.5. Άντιδραστήριο Β, υδατικό διάλυμα άμύλου 1 % (m/v)

2.6. Άντιδραστήριο Γ, υδροχλωρικό όξύ (m/m)

2.7. Υδροχλωρικό όξύ 4 N

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1. Χάρτης χρωματογραφίας (Whatman No 3 και No 4 ή ισοδύναμος)

3.2. Μικροσιφόνιο ενός μl

3.3. Όγκομετρικές φιάλες τών 10 ml

3.4. Πτυχωτοί ήθμοι

3.5. Συσκελή για κατιούσα χρωματογραφία επί χάρτου

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

4.1. Προϊόντα διαλυτά στο νερό

Έτοιμάζονται δύο διαλύματα δείγματος, για διάλυση αντίστοιχα 1 και 5 g του προϊόντος σε 100 ml νερού. Για τήν πραγματοποίηση της χρωματογραφίας επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5, χρησιμοποιείται 1 μl από καθένα από τα δύο αυτά διαλύματα.

4.2. Προϊόντα μερικώς διαλυτά στο νερό

4.2.1. Ζυγίζονται 1 και 5 g δείγματος, φέρονται σε αιώρηση σε 50 ml νερού, ο όγκος συμπληρώνεται άνα 100 ml και άκολουθεί άνάμιξη. Διηθούνται τα δύο αιώρηματα με πτυχωτό ήθμο (3.4) και χρησιμοποιείται 1 μl από καθένα από τα δύο διηθήματα για τήν πραγματοποίηση της χρωματογραφίας επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5.

4.2.2. Έτοιμάζονται δύο νέα αιώρηματα από 1 και 5 g δείγματος σε 50 ml νερού, άξινίζονται με άραιό υδροχλωρικό όξύ (2.7), ο όγκος τους συμπληρώνεται στο 100 ml με νερό και άκολουθεί άνάμιξη. Διηθούνται τα αιώρηματα με πτυχωτό ήθμο (3.4) και χρησιμοποιείται 1 μl από καθένα από τα δύο διηθήματα για τήν πραγματοποίηση της χρωματογραφίας επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5.

4.3. Κρέμες

Όμοιογενοποιούνται χωριστά 5 και 20 g προϊόντος σε 100 ml νερού, και χρησιμοποιούνται τα προϊόντα της εασκορής για τήν πραγματοποίηση της χρωματογραφίας επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1. Μέσα σε δύο θαλάμους, για κατιούσα χρωματογραφία επί χάρτου, τοποθετείται όρισμένη ποσότητα τών διαλυτών άναπτύξεως Α (2.2) και Β (2.3) και κορέννεται οι θαλάμοι με τούς άτμούς τών διαλυτών τουλάχιστον επί 24 ώρες.

5.2. Σε ταινία χάρτου για χρωματογραφία (Whatman No 3 ή ισοδύναμο) μήκους 40 cm και πλάτους 20 cm (3.1) ή άλλου κατάλληλου σχήματος, άποτίθεται σε έκαστο σημείο έκκίνησης 1 μl από ένα από τα διηθμένα διαλύματα δείγματος και άναφορας, που έχουν παρασκευαστεί όπως άναφέρονται στα σημεία 4. και 2.1, και άξατμίζεται ο διαλύτης στον άέρα.

5.3. Τοποθετείται ή ταινία (5.2) μέσα στο θάλαμο, που έχει πληρωθεί με το διαλύτη Α (5.1), και άσφηνεται το χρωματογράφημα προς άνάπτυξη, μέχρις ότου το μέτωπο του διαλύτη διανύσει 35 cm (περίπου 15 ώρες).

5.4. Έπαναλαμβάνονται οι χειρισμοί, που περιγράφονται στα 5.2 και 5.3, με χάρτη χρωματογραφίας (Whatman No 4 ή ισοδύναμο) (3.1) και το διαλύτη Β. Άσφηνεται το χρωματογράφημα προς άνάπτυξη, μέχρις ότου ο διαλύτης άναπτύξεως διανύσει 35 cm (περίπου 5 ώρες).

5.5. Έκείτα από τήν άνάπτυξη άποσύρονται οι ταινίες χάρτου από τούς θαλάμους και ξηραίνονται στον άέρα.

5.6. Έμφάνιση τών κηλίδων με ψεκασμό:

5.6.1. Με το άντιδραστήριο Α (2.4) και άμέσως μετά με το άντιδραστήριο Β (2.5). Οι κηλίδες τών υπεροξεικών έμφανίζονται πρώτα στο χρωματογράφημα, άκολουθούμενες από τίς κηλίδες τών υπεροξειδίων του υδρογόνου. Οι κηλίδες αυτές έπισημαίνονται με γραφίδα.

5.6.2. Με το άντιδραστήριο Γ (2.6) στα χρωματογραφήματα που λαμβάνονται στο 5.6.1. Έμφανίζονται κηλίδες τετρο-κυανές, που υποδηλώνουν τήν παρουσία βρωμικών.

5.7. Για τίς συνθήκες που άναφέρονται άνωτέρω, για τούς διαλύτες Α (2.2) και Β (2.3), οι τιμές Rf τών διαλυμάτων άναφορας (2.1) είναι οι άκόλουθες:

	Διαλύτης Α (2.2)	Διαλύτης Β (2.3)
Υπεροξεικό νάτριο	0,40	0,10
Υπεροξεικό κάλιο	0,40	0,02 + 0,05
Υπεροξεικό άμμώνιο	0,50	0,10 + 0,20
Βρωμικό νάτριο	0,40	0,20
Βρωμικό κάλιο	0,40	0,10 + 0,20
Υπεροξειδίο του υδρογόνου	0,80	0,80

Β. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ

1. ΑΡΧΗ

Η παρουσία υπεροξειδίου του βαρίου καταδεικνύεται:

— άφενός με σχηματισμό υπεροξειδίου του υδρογόνου, έκείτα από όξινση του δείγματος (Α, 4.2),

— άφετέρου με τήν πιστοποίηση ιόντων βαρίου.

Άκουσία υπεροξεικών (Α): Προστίθεται άραιό θειικό όξύ σε ένα μέρος του διαλύματος του δείγματος (Β, 4.1), όποτε σχηματίζεται λευκό ίζημα θειικού βαρίου. Η παρουσία ιόντων βαρίου μέσα στο διάλυμα δείγματος (Β.4.1) επιβεβαιώνεται με χρωματογραφία επί χάρτου, όπως άναφέρεται κατωτέρω στο 5.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης παρουσίας υπεροξειδίου του βαρίου και υπεροξεικών (Β, 4.2), έκείτα από άκαλική ήξη του υπολείμματος του διαλύματος (Β.4.2) και διάλυση σε υδροχλωρικό όξύ, καταδεικνύεται ή παρουσία ιόντων βαρίου με χρωματογραφία και ή με καταβύθιση υπό μορφή θειικών.

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

2.1. Μεθανόλη

2.2. Πυκνό υδροχλωρικό όξύ 36 % (m/m)

2.3. Υδροχλωρικό όξύ 6 N

2.4. Θειικό όξύ 4 N

2.5. Rhodizionate disodique

2.6. Χλωριούχο βάριο (BaCl₂ 2H₂O)

2.7. Άνυδρο άνθρακικό νάτριο

2.8. Υδατικό διάλυμα χλωριούχου βαρίου 1 % (m/v)

2.9. Διαλύτης άναπτύξεως, μεθανόλη — υδροχλωρικό όξύ πυκνότητας 36 % — νερό (80 + 10 + 10 v)

2.10. Άντιδραστήριο, υδατικό διάλυμα rhodizionate disodique 0,1 % (m/v) το διάλυμα παρασκευάζεται μόλις πριν από τη χρήση του

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1. Μικροσιφόνιο τών 5 μl

3.2. Χωνετήρια από λευκόχρυσο

3.3. Όγκομετρικές φιάλες τών 100 ml

3.4. Χάρτης χρωματογραφίας (Schleicher και Schull 2043b ή ισοδύναμος). Τοποθετείται επί μία νύκτα μέσα στο θάλαμο χρωματογραφίας (Α, 3.5) που περιέχει το διαλύτη (Β, 2.9) και ξηραίνεται

3.5. Πτυχωτοί ήθμοι

3.6. Σινέθης συσκευή για άνοούσα χρωματογραφία επί χάρτου

4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

4.1. Προϊόντα που δέν περιέχουν υπεροξεικά

4.1.1. Όμοιογενοποιούνται ή διαλύονται 2 g του προϊόντος μέσα σε 50 ml νερού, και με υδροχλωρικό όξύ (Β, 2.3) φέρεται το ΡΗ του διαλύματος περίπου στο 1.

4.1.2. Μεταγγίζεται το διάλυμα (αίωρημα) μέσα σε όγκομετρική φιάλη τών 10 ml. Προστίθεται νερό μέχρι τής χαρτής και το σύνολο άναμιγνύεται. Το διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί ή χρωματογραφία επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5, και για τήν άνήχυνση του βαρίου, με καθίζηση, ως θεικού.

4.2. Προϊόντα που περιέχουν υπεροξεικά

4.2.1. Όμοιογενοποιούνται ή διαλύονται 2 g του προϊόντος σε 10 ml νερού και διηθούνται.

4.2.2. Προστίθεται στο ξηρανθέν υπόλειμμα άνθρακικό νάτριο (Β, 2.7) στο 7 πλάσιο έως 10 πλάσιο του βάρους του, άναμιγνύεται και τήκεται το μίγμα σε χωνετήριο στο λευκόχρυσο (Β, 3.2) επί μισή ώρα.

4.2.3. Άκολουθεί ψύξη στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, και το προϊόν της ήξης φέρεται σε αιώρηση μέσα σε 50 ml νερού και διηθείται (Β, 3.5).

- 4.2.4. 'Ακολουθεί διάλυση σε υδροχλωρικό οξύ 6 N (B, 2.3.) και ο όγκος φέρεται στα 10 ml με νερό. Το διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της χρωματογραφίας επί χάρτου, που περιγράφεται στο 5, και για την αντίθεση του βαρίου, με καθίζηση, ως βουκό.


5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 5.1. Μέσα σε θάλαμο, για άνωστρα χρωματογραφία επί χάρτου, τοποθετείται ορισμένη ποσότητα διαλύτη (B, 2.9) και κορένεται ο θάλαμος τουλάχιστον επί 15 ώρες.
- 5.2. Σε φύλλο χάρτου χρωματογραφίας, επεξεργασμένου προηγουμένως όπως υποδεικνύεται στο (B, 3.4), αποτίθενται αντίστοιχα σε τρία σημεία εκκίνησης, 5 μl από καθένα από τα παρασκευασμένα διαλύματα (B, 4.1.2) και (B, 4.2.4), και από το διάλυμα αναφοράς (B, 2.8).
- 5.3. Έξαιμίζεται ο διαλύτης στον αέρα και αφήνεται το χρωματογράφημα να αναπτυχθεί καθέτως, μέχρις ότου ο διαλύτης αναπτύξως διατρέξει 30 cm.
- 5.4. Έξαιμίζεται το χρωματογράφημα από το θάλαμο και ξηραίνεται στον αέρα.
- 5.5. Οι κηλίδες στο χρωματογράφημα εμφανίζονται με ψεκασμό με το αντιδραστήριο B, 2.10. Έμφανίζονται παρουσία βαρίου, έρυθρες κηλίδες με R_f περίπου 0,10.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

1. ΑΡΧΗ

Ο ιωδομετρικός προσδιορισμός του υπεροξειδίου του υδρογόνου βασίζεται στην ακόλουθη αντίδραση:



Πρόκειται για μία βραδεία αντίδραση, αλλά είναι δυνατό να επιταχυνθεί με προσθήκη μολυβδαινικού άμμιονίου. Το σχηματιζόμενο ιώδιο, προσδιορίζεται με μεθόδους τιτλοδότησης με διάλυμα θειοθειικού νατρίου, επιτρέπεται τόν υπολογισμό της περιεκτικότητας σε υπεροξείδιο του υδρογόνου.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε υπεροξείδιο του υδρογόνου, προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρούσα μέθοδο, εκφράζεται επί τους εκατό κατά μάζα.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

3.1. Θεικό οξύ 2 N

3.2. Ίωδογόνο καλίο

3.3. Μολυβδαινικό άμμωνιο

3.4. Διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N

3.5. Διάλυμα ιωδοχού καλίου 10 % (m/v). Το διάλυμα παρασκευάζεται μόλις πριν από τη χρήση του.

3.6. Διάλυμα μολυβδαινικού άμμιονίου 20 % (m/v)

3.7. Διάλυμα άμμιου 1 % (m/v)

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1. Ύαλινα κοτήρια των 100 ml

4.2. Προχοΐδα των 50 ml

4.3. Όγκομετρικές φιάλες των 250 ml

4.4. Όγκομετρικοί κύλινδροι των 25 και 100 ml

4.5. Βαθμολογημένα σιφώνια των 10 ml

4.6. Κωνικές φιάλες των 250 ml

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

- 5.1. Σε κοτήρια των 100 ml, ζυγίζεται ποσότητα (m γραμμάρια) του προϊόντος, που αντιστοιχεί σε 0,6 g περίπου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Μεταφέρεται ποσοτικά σε όγκομετρική φιάλη των 250 ml με τη βοήθεια μικρής ποσότητας νερού, συμπληρώνεται μέχρι της χαραγής με νερό και αναμειγνύεται.

- 5.2. Μεταφέρονται με σιφόνιο, 10 ml του διαλύματος του δείγματος (5.1), σε κωνική φιάλη των 250 ml (4.6) και προστίθενται διαδοχικά 100 ml θεικού οξέος 2 N (3.1), 20 ml διαλύματος ιωδοχού καλίου (3.5) και 3 σταγόνες διαλύματος μολυβδαινικού άμμιονίου (3.6).

- 5.3. Τιτλοδοτείται άμεσα το σχηματιζόμενο ιώδιο με τη βοήθεια του διαλύματος του θειοθειικού νατρίου 0,1 (3.4) και, άκριβώς πριν από την προσέγγιση του ισοδύναμου σημείου, προστίθενται μερικά ml του διαλύματος του άμμιου, ως δείκτης. Σημειώνεται η ποσότητα, σε ml, του θειοθειικού νατρίου 0,1 N που χρησιμοποιήθηκε (V).

- 5.4. Σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύεται στο 5.2 και 5.3 πραγματοποιείται λευκός προσδιορισμός, αντικαθιστώντας τα 10 ml διαλύματος του δείγματος με 10 ml νερού. Σημειώνεται η ποσότητα, σε ml, του θειοθειικού νατρίου 0,1 N που χρησιμοποιήθηκε (V₀).

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπολογίζεται η περιεκτικότητα του προϊόντος σε υπεροξείδιο υδρογόνου επί τους εκατό κατά μάζα (% m/m), σύμφωνα με τον τύπο:

$$\% \text{ υπεροξείδιο του υδρογόνου} = \frac{(V - V_0) \times 1,7008 \times 250 \times 100}{m \times 10 \times 1000}$$

$$= \frac{(V - V_0) \times 4,252}{m}$$

m = η ποσότητα σε γραμμάρια του εξεταζόμενου προϊόντος (5.1).

V₀ = η ποσότητα, σε ml, του διαλύματος θειοθειικού 0,1 N που χρησιμοποιήθηκε για το λευκό προσδιορισμό (5.4).

V = η ποσότητα, σε ml, του διαλύματος θειοθειικού 0,1 N που χρησιμοποιήθηκε κατά την τιτλοδότηση του διαλύματος του δείγματος (5.3).

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (V)

Για περιεκτικότητα, σε υπεροξείδιο του υδρογόνου, της τάξεως του 6 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων 2 παραλλήλων προσδιορισμών, που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% σε απόλυτη τιμή.

IX. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΙΧΟΪΤΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει, στις τριχοβαφές με μορφή κρέμας και υγρού, την ανίχνευση και τόν ημι-ποσοτικό προσδιορισμό των ακόλουθων ουσιών:

Όνομασία των ουσιών	Σύμβολο
Διαμινobenζόλια 1-2-διαμινobenζόλιο (ο-φαινυλενοδιαμίνη)	(OPD)
1-3-διαμινobenζόλιο (μ-φαινυλενοδιαμίνη)	(MPD)
1-4-διαμινobenζόλιο (π-φαινυλενοδιαμίνη)	(PPD)
Διαμιντολουόλια 3-4-διαμιντολουόλιο (ο-τολουλενοδιαμίνη)	(OTD)
2-4-διαμιντολουόλιο (μ-τολουλενοδιαμίνη)	(MTD)
2-5-διαμιντολουόλιο (π-τολουλενοδιαμίνη)	(PTD)
Διαμνοφαινόλες 2-4-διαμνοφαινόλη	(DAP)
Υδροκινόνη 1-4-διυδροξυβενζόλιο	(H)
α-ναφθόλη	(aN)
Πυρογαλλόλη 1-2-3-τριυδροξυβενζόλιο	(P)
Ρεζορκίνη 1-3-διυδροξυβενζόλιο	(R)

2. ΑΡΧΗ

Οι χρωστικές οξειδώσεις εκχυλίζονται, σε PH 10, από τις βαφές με μορφή κρέμας ή υγρού με τη βοήθεια αιθανόλης 96 % και ανιχνεύονται με μονοδιάστατη (5) ή/και διδιάστατη (6) χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο ημιποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών, συγκρίνεται η χρωματογραφική εικόνα των δειγμάτων, που λαμβάνεται με τέσσερα συστήματα αναπτύξεως, προς εκείνη των διαλυμάτων των προϊόντων αναφοράς που έχουν υποβληθεί σε χρωματογραφία.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

3.1. Απόλυτη αιθανόλη

3.2. Άκετόνη

3.3. Αιθανόλη 96 % (v/v)

3.4. Άμμωνια 25 % (d₂₀²⁰ = 0,91)

3.5. L (+) ασκορβικό οξύ

3.6. Χλωροφόρμιο

3.7. Εκλεκτικό

3.8. Άζωτο

3.9. Τολουόλιο

3.10. Βενζόλιο

3.11. 1-βουτανόλη

3.12. 2-βουτανόλη

3.13. Υπερσφοριδές οξύ 50 %

3.14. Αντιδραστήριο διαζωνιακό:

δύναται να χρησιμοποιείται:

- είτε το 4-νιτρο-1-βενζυλο-διαζωνιακό διαλ σταθεροποιημένο από ιόν σουλφονωμένου χλωροβενζολίου π.χ. (έρυθρο 2 JN Francolor ή Ισοδύναμο),
- είτε το 2-χλωρο-4-νιτρο-1-βενζυλο-διαζωνιακό διαλ σταθεροποιημένο από το ναφθαλενο-βενζοϊκό ιόν π.χ. (NNCD αντιδραστήριο — Ref No 74150 FLUKA ή Ισοδύναμο).

3.15. Νιτρικός θρυγρος

3.16. Π-διμεθυλαμινοβενζυλδεΐδη

(V) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5 725.

- 3.17. 2-5 διμεθυλοφαινόλη
- 3.18. Χλωριούχος σίδηρος (III) $6 \text{ H}_2\text{O}$
- 3.19. Ύδροχλωρικό οξύ 10 % m/v
- 3.20. Ουσίες αναφοράς
Οι ουσίες αναφοράς είναι εκείνες που υποδεικνύονται στην παράγραφο 1. «άντικείμενο και πεδίο εφαρμογής».
Στην περίπτωση άμμοπαράγωγων, η ουσία αναφοράς πρέπει να συνίσταται αποκλειστικά από την υδροχλωρική μορφή (μόνο η δι-) ή από τη μορφή βάσεως.
- 3.21. Διαλύματα αναφοράς 0,5 % (m/v)
Παρασκευάζεται διάλυμα 0,5 % (m/v) από κάθε μία από τις ουσίες αναφοράς (3.20).
Ζυγίζονται 50 g + 1 mg ουσίας αναφοράς σε δοκιμαστική φιάλη των 10 ml.
Προστίθενται 5 ml αιθανόλης 96 % (3.3).
Προστίθενται 250 mg άσκορβικού οξέος (3.5).
Καθίσταται αλκαλικό με το αμμωνιακό διάλυμα (3.4) μέχρι pH 10.
Συμπληρώνεται στα 10 ml με αιθανόλη 96 % και αναμειγνύεται.
Τα διαλύματα μπορούν να διατηρηθούν επί μία εβδομάδα σε δροσερό μέρος, προστατευμένα από το φως.
Σε όρισμένες περιπτώσεις, κατά την προθήκη του άσκορβικού οξέος και της άμμωνίας, είναι δυνατό να παραχθεί ίζημα. Πρέπει, τότε, να αφαιρεθεί προς καθίζηση πριν γίνει ανάλυση.
- 3.22. Διαλύτης αναπτύξεως
- 3.22.1. Άκετόνη — χλωροφόρμιο — τολουόλιο: 35-25-40 (v/v)
- 3.22.2. Χλωροφόρμιο — κυκλοεξάνιο — απόλυτη αιθανόλη — άμμωνία 25 % 80-10-10-1 (v/v)
- 3.22.3. Βενζόλιο — δευτεροταγής βουτανόλη — νερό: 50-25-25 (v/v). Αναδεύεται καλά το μίγμα και λαμβάνεται η υπερκείμενη φάση έπειτα από καθίζηση στη θερμοκρασία του εργαστηρίου (μεταξύ 20 και 25 °C).
- 3.22.4. 1-βουτανόλη — χλωροφόρμιο και αντιδραστήριο M: 7-70-23 (v/v). Αφήνεται να κατασταλάξει προσεκτικά στους 20—25 °C και παραλαμβάνεται η υποκείμενη φάση.
Παρασκευή του αντιδραστήριου M
 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{OH}$ 25 % (v/v) (3.4) 24 δγκος
Ύποκωφορώδες οξύ 50 % (3.13) 1 δγκος
 H_2O 75 δγκος
Παρατήρηση
Οι διαλύτες αναπτύξεως, που περιέχουν άμμωνία, πρέπει να αναδεύονται καλά μόλις πριν από τη χρήση.
- 3.23. Έμφανιστές
- 3.23.1. Αντιδραστήριο διαζωνιακό
Παρασκευάζεται υδατικό διάλυμα 5 % (m/v) του αντιδραστήριου (3.14) που έχει επύλεγει. Το διάλυμα αυτό ετοιμάζεται τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.
- 3.23.2. Αντιδραστήριο Ehrlich
Διαλύονται 2 g n-διμεθυλαμινοβενζυλοαλδεΐδης (3.16) σε 100 ml εδατικού υδροχλωρικού οξέος 10 % (m/v) (3.19).
- 3.23.3. 2-5 διμεθυλοφαινόλη-χλωριούχος σίδηρος (III) $6 \text{ H}_2\text{O}$
Διάλυμα 1:
Διαλύεται 1 g διμεθυλοφαινόλης (3.17) σε 100 ml αιθανόλης 96 % (3.3)
Διάλυμα 2:
Διαλύονται 4 g χλωριούχου σιδήρου (III) $6 \text{ H}_2\text{O}$ (3.18) σε 100 ml αιθανόλης 96 % (3.3)
Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης ψεκάζεται χωριστά πρώτα το διάλυμα 1, έπειτα το διάλυμα 2.
- 3.23.4. Άμμωνιακός νιτρικός όργουρος
Σε υδατικό διάλυμα 5 % (m/v) νιτρικού όργουρου (3.15) προστίθεται άμμωνία 25 % (3.4) μέχρι διαλύσεως του ιζήματος.

Το αντιδραστήριο αυτό παρασκευάζεται τη στιγμή της χρησιμοποίησής του. Δεν διατηρείται.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- 4.1. Έξοπλισμός εργαστηρίου για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
- 4.1.1. Περιβλήμα από πλαστικό ή γαλί που επιτρέπει τη διατήρηση της πλάκας χρωματογραφίας σε άμεσοφασμα αζώτου κατά τη διάρκεια της αποθέσεως και μέχρι την ανάπτυξη. Η προφύλαξη αυτή είναι αναγκαία, λαμβανομένη υπόψη της μεγάλης αναγκαίας ικανότητας ορισμένων χρωστικών.
- 4.1.2. Σύριγγα των 10 ml, βαθμολογημένη ανά 0,2 ml με βελόνα εύθλας τμήματος ή καλύτερα «repeating dispenser», 50 ml, προσαρμοσμένη σε διάταξη ώστε να είναι δυνατή η διατήρηση της πλάκας υπό αζώτο.
- 4.1.3. Λεπτές στοιβάδες διοξειδίου του πυριτίου έτοιμες για χρήση, πάχους 0,25 mm διαστάσεων $20 \times 20 \text{ cm}$ (Macherey και Nagel Silice G-HR ή ισοδύναμες).
- 4.2. Φυγόκεντρος 4 000 στροφών /min.
- 4.3. Σωλήνες φυγόκεντρου των 10 ml κλειόμενοι με ελακτικό βύσμα.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 5.1. Έπεξεργασία των δειγμάτων
Κατά το άνοιγμα του σωλήνα απορρίπτονται τα δύο ή τρία πρώτα cm κρέμας.
Σε σωλήνη φυγόκεντρου (4.3), στον οποίο προηγουμένως διαβίβαστηκε αζώτο, εισάγονται: 300 mg άσκορβικού οξέος
3 g κρέμας ή 3 g ομογενοποιημένου υγρού.
Προστίθενται μερικές σταγόνες άμμωνίας (3.4), αν το pH είναι κατώτερο του 10, και ο όγκος συμπληρώνεται στα 10 ml με αιθανόλη 96 % (3.3).
Ομογενοποιείται το όλο υπό αζώτο, κομμάτιζεται, και έκειται φυγόκεντρείται στις 4.000 στροφές/ma επί 10 λεπτά.
Χρησιμοποιείται το διάλυμα που έπικλίνει.

5.2. Χρωματογραφία

5.2.1. Άπθολση

Αποτίθεται υπό αζώτο, σε πλάκα διοξειδίου του πυριτίου (4.1.3) και σε 9 σημεία εκκινήσεως, 1 ml από καθένα από τα 11 διαλύματα αναφοράς.

Αυτά τα διαλύματα αναφοράς κατανεμόνται ως εξής:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R	P	H	PPD	DAP	PTD	OPD	OTD	MPD
MTD	aN							

Έξέλλου αποτίθενται, σε κάθε ένα από τα σημεία 10 και 11, 2 ml των διαλυμάτων δειγμάτων που λαμβάνονται όπως περιγράφεται στο 5.1.

Η πλάκα διατηρείται υπό αζώτο, μέχρις ότου υποβληθεί σε ανάπτυξη.

5.2.2. Ανάπτυξη

Εισάγεται η πλάκα σε θύλακο, στον οποίο προηγουμένως διαβίβαστηκε αζώτο και είναι κορσομένος με έναν από τους 4 κατάλληλους διαλύτες (3.22), και αφήνεται προς ανάπτυξη, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20 έως 25 °C) και από σκότος, μέχρις ότου το μέτωπο του διαλύτη διονύσει περίπου 15 cm από τη γραμμή εκκινήσεως.

Έξάγεται η πλάκα και ξηραίνεται, υπό αζώτο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

5.2.3. Έμφανιση

Ψεκάζεται άμεσως η πλάκα με έναν από τους 4 έμφανιστές που παρατίθενται στο 3.23.

5.2.4. Ανίχνευση

Συγκρίνονται τα Rf, και οι ληφθέντες χρωματισμοί για το δείγμα, με εκείνα των άποθετιμέων ουσιών αναφοράς. Ο πίνακας 1 δίνει ένδεικτικά τα Rf και τους ληφθέντες χρωματισμούς, για κάθε ουσία αναφοράς, σε σχέση με το διαλύτη αναπτύξεως και τους έμφανιστές. Σε περίπτωση αμφιβολής ανίχνευσης, είναι δυνατό μερικές φορές να υπάρξει επιβεβαίωση προσθέτοντας στο δείγμα την αντίστοιχη ουσία αναφοράς.

5.2.5. Ήμι-ποσοτικός προσδιορισμός

Συγκρίνεται οπτικά ή ένταση των κηλίδων, που αντιστοιχεί σε κάθε ανιχνευμένη ουσία κατά το 5.2.4 με πρότυπη σειρά γνωστής και κατάλληλης συγκεντρώσεως, που λαμβάνεται από την αντίστοιχη ουσία αναφοράς.

Όταν η συγκέντρωση του αυσιατικού του διαλύματος είναι πολύ ύψηλή, άραιούται το προς άπόθεση διάλυμα και διεξάγεται νέος προσδιορισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Προϊόντα αναφοράς (3.20)	Τιμές Rf και χρωματισμοί που λαμβάνονται άμέσως μετά την έμφανιση				Έμφανιστές			
	Διαλύτες αναπτύξεως				Χρωματισμοί			
	Rf				Χρωματισμοί			
	3.22.1	3.22.2	3.22.3	3.22.4	Αντιδραστήριο διαζωνιακό (3.23.1)	Αντιδραστήριο Ehrlich (3.23.2)	Αντιδραστήριο διμεθυλοφαινόλης (3.23.3)	Αντιδραστήριο νιτρικού όργουρου (3.23.4)
OPD	0,62	0,60	0,30	0,57	καστανό άσθενές	—	—	καστανό άσθενές
MPD	0,40	0,60	0,47	0,48	καστανοίωδες *	κίτρινο	καστανό άσθενές	καστανό άσθενές
PPD	0,20	0,50	0,30	0,48	καστανό	ερυθρό έντονο *	ιώδες	τεφρό
OTD	0,60	0,60	0,53	0,60	καστανό *	πορτοκαλί άσθενές	καστανό άσθενές	καστανό-τεφρό
MTD	0,40	0,67	0,45	0,60	καστανέρυθρο *	κίτρινο	καστανό	μαύρο
PTD	0,33	0,65	0,37	0,70	καστανό	πορτοκαλί	ιώδες *	τεφρό
DAP	0,07	—	0	0,05	καστανό *	πορτοκαλί	ιώδες	καστανό
H	0,50	0,35	0,80	0,20	—	πορτοκαλί	ιώδες	μαύρο *
aN	0,90	0,80	0,90	0,75	καστανοπορτοκαλί	—	ιώδες *	μαύρο
P	0,37	—	0,67	0,05	καστανό	ιώδες, πολύ άσθενές	καστανό πολύ άσθενές	καστανό *
R	0,50	0,37	0,80	0,17	πορτοκαλί *	ιώδες άσθενές	καστανό πολύ άσθενές	καστανό άσθενές

Σημειώσεις: 1. Η OPD έμφανίζεται άσθενώς, ο διαλύτης (3.22.3) πρέπει να χρησιμοποιείται για σαφή διαχωρισμό της από την OTD.

2. * Υποδηλώνει την καλύτερη έμφανιση.

6. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ

Για τη διασφάλιση χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, που περιγράφεται κατωτέρω, απαιτούνται τα ακόλουθα αντιδραστήρια:

6.1. Ουσίες και διαλύματα αναφορές

6.1.1. β-ναφθόλη (β-N)

6.1.2. 2-αμινοφαινόλη (DAP)

6.1.3. 3-αμινοφαινόλη (MAP)

6.1.4. 4-αμινοφαινόλη (PAP)

6.1.5. 2-νιτρο-π-φαινυλενοδιαμίνη (2-NPPD)

6.1.6. 4-νιτρο-ο-φαινυλενοδιαμίνη (4-NOPD)

*Ετοιμάζεται διάλυμα 0,5 % (m/v) από κάθε μία από τις επί πλέον ουσίες αναφορές, όπως υποδεικνύεται στο 3.2.1

6.2. Διαλύτης αναπτύξεως

6.2.1. Όξικό αιθύλιο-κυκλοεξάνιο-βενζολίου 25 % (65-35-0,5 V)

6.3. Έμφανιστής

Σε θάλαμο αναπτύξεως, για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας, τοποθετείται (όλιγο δοχείο). Μέσα στο δοχείο τοποθετούνται περίπου 2 g κρυσταλλικού ιωδίου και κλείνεται ο θάλαμος.

6.4. Χρωματογραφία

6.4.1. Χαραρρίσκονται δύο γραμμές, όπως υποδεικνύεται στο σχήμα 1 επί της απορροφητικής στοιβάδας πλάκας χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας (4.1.3).

6.4.2. Αποτίθενται, υπό ατμόσφαιρα αζώτου, στο σημείο εκκίνησης 1 (σχήμα 1), 1 έως 4 μl εκχυλίσματος (5.1). Η ποσότητα εξαρτάται από την ένταση των κηλίδων, που λαμβάνονται στο χρωματογράφημα (5.2).

6.4.3. Αποτίθενται, διανεμημένες μεταξύ των σημείων 2 και 3 (σχήμα 1) οι χρωστικές οξειδώσεως που άνηχνεύθηκαν (ή θεωρείται ότι άνηχνεύθηκαν) στο 5.2. Απόσταση μεταξύ των σημείων: 1,5 cm. Αποτίθενται 2 μl από καθένα από τα διαλύματα αναφοράς, εξαιρέσει της DAP, από την οποία πρέπει να αποφευχθεί να απορροφούνται υπό ατμόσφαιρα αζώτου.

6.4.4. Έκπνοα λαμβάνονται οι χειρισμοί, που περιγράφονται στο 6.4.3 για τα σημεία εκκίνησης 4 και 5 (σχήμα 1), και η πλάκα διατηρείται υπό ατμόσφαιρα αζώτου μέχρι τη χρωματογραφία.

6.4.5. Σε θάλαμο χρωματογραφίας, διαβιβάζεται δέξωτο και εισάγεται κατάλληλη ποσότητα διαλύτη αναπτύξεως 3.2.2.2. Η πλάκα (6.4.4) τοποθετείται μέσα στο θάλαμο και υποβάλλεται σε χρωματογραφία, κατά την πρώτη κατεύθυνση εκλούσεως (σχήμα 1), στο σκότος. Η χρωματογραφία διαρκεί μέχρις ότου το μέτωπο του διαλύτη διανύσει τουλάχιστον 13 cm.

6.4.6. Η πλάκα εξάγεται από τον εν λόγω θάλαμο και τοποθετείται στο θάλαμο (4.1), από τον όποιο προηγούμενος έχει διέλθει ρεύμα αζώτου για να εξατμιστούν τα υπολείμματα διαλύτη (τουλάχιστον επί 60 λεπτά).

6.4.7. Με βαθμολογημένο σφύρο εισάγεται κατάλληλη ποσότητα του διαλύτη 6.2.1 σε θάλαμο, στον όποιο έχει διαχευθεί αζώτο. Στο θάλαμο αυτό τοποθετείται η πλάκα στραμμένη κατά 90° σε σχέση με την πρώτη κατεύθυνση εκλούσεως (6.4.6), και υποβάλλεται σε χρωματογραφία κατά τη δεύτερη κατεύθυνση, στο σκότος, μέχρις ότου το μέτωπο του διαλύτη έγγισι τη γραμμή που είναι χαραγμένη επί της απορροφητικής στοιβάδας. Εξάγεται η πλάκα από το θάλαμο και εξατμίζεται ο διαλύτης στον αέρα.

6.4.8. Έκτεθεισε η πλάκα επί 10 λεπτά μέσα στο θάλαμο χρωματογραφίας με τους ατμούς ιωδίου (6.3) και έρμηνεύεται το διασπασμένο χρωματογράφημα βάσει των ουσιών αναφοράς, που υποβλήθηκαν ταυτόχρονα σε χρωματογραφία (πίνακας II).

Παρατήρηση

Για να έπιτευχθεί ο μέγιστος χρωματισμός των κηλίδων, το χρωματογράφημα μετά από την εμφάνιση αφήνεται στον αέρα επί μισή ώρα.

6.4.9. Η παρουσία των χρωστικών οξειδώσεως, που παρατηρήθηκε στο 6.4.8, μπορεί να επιβεβαιωθεί κατά τρόπο άναμφοβήτητο με έκανάλιση των χειρισμών, που περιγράφονται στα 6.4.1 μέχρις 6.4.8 περιλαμβανομένου, φροντίζοντας να προστεθεί στο σημείο εκκίνησης 1, κοντά στην ποσότητα εκχυλίσματος που ορίζεται στο 6.4.2, 1 μl των ουσιών αναφοράς που άνηχνεύθηκαν στο 6.4.8.

*Αν δέν άνευρεθεί καμιά άλλη κηλίδα ή έρμηνεία του άρχικού χρωματογραφήματος είναι σωστή.


ΠΙΝΑΚΑΣ II

Χρωματισμός των ουσιών αναφοράς έπειτα από χρωματογραφία και εμφάνιση με άτμούς ιωδίου

Ουσίες αναφοράς	Χρωματισμός έπειτα από εμφάνιση με άτμούς ιωδίου
R	πολύ άνοιχτό καστανό
P	καστανό
α-N	ιώδες
β-N	άνοιχτό καστανό
H	ιώδες-καστανό
MPD	κίτρινο-καστανό
PPD	ιώδες-καστανό
MTD	καστανό σκούρο
PTD	κίτρινο-καστανό
DAP	καστανό σκούρο
AOP	πορτοκαλί
MAP	κίτρινο-καστανό
PAP	ιώδες-καστανό
2-NPPD	καστανό
4-NOPD	πορτοκαλί

Σχήμα I

Κατεύθυνση II



X. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΩΩΝ

Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή ένδεικνύεται για την άνιχνευση των νιτρώων στα καλλυντικά. Έφαρμόζεται έως στις κρέμες, τα προϊόντα σε μορφή κάσας και στις όδοντόκρεμες.

2. ΑΡΧΗ

Ο χαρακτηρισμός των νιτρώων πραγματοποιείται με τη βοήθεια της φαινυλοδραζόνης της 2-αμινοβενζαλδεΐδης.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

*Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι άναλυτικής καθαρότητας.

3.1.

*Αραιό θετικό όξύ: άραώνονται 2 ml πυκνού θετικού όξέος ($d_4^{20} = 1,84$) σε 11 ml άπεσταγμένου νερού.

3.2.

*Αραιό όδροχλωρικό όξύ: άραώνονται 1 ml πυκνού όδροχλωρικού όξέος ($d_4^{20} = 1,19$) σε 11 ml άπεσταγμένου νερού.

3.3.

Μεθανόλη

3.4.

Διάλυμα φαινυλοδραζόνης της 2-αμινοβενζαλδεΐδης (άντιδραστήριο Nitrine ®) σε μεθανόλη.

Ζυγίζονται 2 g Nitrine ® και εισάγονται σε όγκομετρική φιάλη των 100 ml. Προστίθενται, σε σταγόνες 4 ml άραιού όδροχλωρικού όξέος (3.2) και άκολουθεί άνάδευση. Συμπληρώνεται ο όγκος με μεθανόλη και άκολουθεί άνάμειξη μέχρις ότου το διάλυμα καταστεί τελειώς διαυγές. Το διάλυμα διατηρείται σε φιάλη, κασταλής όδλου (4.3)

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1.

Ποτήρια των 50 ml

4.2.

*Όγκομετρική φιάλη των 100 ml

4.3.

Φιάλη κασταλής όδλου των 125 ml

4.4.

*Υάλινες πλάκες των 10 x 10 cm

4.5.

Εκάτοια από πλαστική όλη

4.6.

Διηθητικός χάρτης των 10 x 10 cm

5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1.

Μέρος του πρός εξέταση δείγματος κατανέμεται όμοιόμορφα πάνω στην όλινη πλάκα (4.4), σε τρόπο ώστε το πάχος της στοιβάδας να μην υπερβαίνει το 1 cm.

5.2.

Φύλλο διηθητικού χάρτου έμβαπτίζεται σε άπεσταγμένο νερό (4.6) και άποτίθεται κατάλληλα πάνω στο δείγμα, με τη βοήθεια της σκάτουλας (4.5).

5.3.

*Έπειτα από 1 min περίπου, προστίθενται στο κέντρο του διηθητικού χάρτου:

— 2 σταγόνες άραιού θεικού όξέος (3.1), και κατόπιν

— 2 σταγόνες του διαλύματος Nitrine (3.4).

5.4.

Μετά από 5 έως 10 sec, άνασφίρεται ο διηθητικός χάρτης και εξέτάζεται στο διάχυτο φός. Έρυθρώδης χρωματισμός καταδεικνύει την παρουσία νιτρώων.

*Όταν η περιεκτικότητα σε νιτρώδη είναι χαμηλή, ο ιώδης χρωματισμός μετατρέπεται σε κίτρινο, σε διάστημα 5 έως 15 sec. Σε περίπτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων νιτρώδων ή μετατροπή αυτή εκπέχεται μόνον έπειτα από 1 έως 2 λεπτά.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

*Η ένταση του ιώδους χρωματισμού, καθώς και η διάρκεια της μετατροπής σε κίτρινο, μπορεί να παρέχει ένδειξη για την περιεκτικότητα του δείγματος σε νιτρώδη.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

*Η μέθοδος, που περιγράφεται κατωτέρω, έχει προσαρμοστεί για τον προσδιορισμό των νιτρώδων στα καλλυντικά.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε νιτρώδη, που προσδιορίζεται με την παρούσα μέθοδο εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα ως νιτρώδες νάτριο.

3. ΑΡΧΗ

*Έπειτα από διάλυση και διαύγηση του δείγματος, πραγματοποιείται χρωματομετρική αντίδραση με την Ν (α-ναφθολ-αιθυλενο-διαμίνη) και η ένταση του χρωματισμού που λαμβάνεται μετράται στα 538 nm.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

*Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. *Αντιδραστήρια διαλύσεως (τα αντιδραστήρια αυτά δεν δύνανται να χρησιμοποιούνται περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την παρασκευή τους).

4.1.1. *Αντιδραστήριο Ι (Cargex I): διαλύονται σε άπεσταγμένο νερό 106 g σιδηροκυανούχου καλίου $K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$ και ο όγκος συμπληρώνεται στα 1 000 ml.

4.1.2. Αντιδραστήριο ΙΙ (Cargex II): διαλύονται σε απεσταγμένο νερό 219,5 g οξικού ψευδαργύρου $2n (CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$ και 30 ml κρυσταλλικού οξικού οξέος και ο όγκος συμπληρώνεται στα 1 000 ml.

4.2. Διάλυμα νιτρώδους νατρίου: σε όγκομετρική φιάλη των 1 000 ml, διαλύονται 0,500 g νιτρώδους νατρίου σε άπεσταγμένο νερό, και συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι της χαραγής. Αραιώνονται 10,0 ml από το μετρικό αυτό διάλυμα, σε όγκο 500 ml. 1 ml του τελευταίου αυτού διαλύματος = 10 μg $NaNO_2$.

4.3. Κανονικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου.

4.4. Διάλυμα 0,2 % υδροχλωρικού σουλφανιλαμίδιου: διαλύονται 2 g σουλφανιλαμίδιου σε 800 ml νερού, υπό θέρμανση. Ψύχονται και προστίθενται 100 ml πυκνού HCl , υπό ανάδευση. Συμπλήρωση του όγκου στα 1 000 ml.

4.5. *Υδροχλωρικό οξύ 5 N.

4.6. *Αντιδραστήριο Ν-(α-ναφθολίου): το διάλυμα αυτό παρασκευάζεται την ημέρα της χρησιμοποίησής του. Διαλύονται σε νερό 0,1 g δι-υδροχλωρικής Ν-(α-ναφθολ-αιθυλενο-διαμίνης) και συμπληρώνεται ο όγκος στα 100 ml.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. *Αναλυτικός ζυγός

5.2. *Όγκομετρικές φιάλες των 100, 250, 500 και 1 000 ml

5.3. Βαθμολογημένα σιφόνια

5.4. *Όγκομετρικοί κύλινδροι των 100 ml

5.5. Πτυχωτός ή μόνος απηλλαγμένος νιτρώδων, διαμέτρου 15 cm

5.6. *Υδρόλουτρο

5.7. Φασματοφωτόμετρο με κυψέλλες οπτικής διαδρομής 1 cm

5.8. Πεζόμετρο

5.9. Μικροπροχοίδια των 10 ml

5.10. Ποτήρι των 250 ml

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Ζυγίζονται, με ακρίβεια 0,1 mg, περίπου 0,5g (m) ομοιογενικοποιημένου δείγματος και εισάγονται σε ποτήρι των 250 ml. Αραιούνται μέχρις όγκου περίπου 150 ml με θερμό άπεσταγμένο νερό. Τοποθετείται το ποτήρι, επί μισή ώρα, σε υδρόλουτρο στους 80° C, και αναδεύεται από καιρό σε καιρό.

6.2. Ψύχεται το περιεχόμενο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και προστίθενται διαδοχικά υπό ανάδευση, 2 ml από το αντιδραστήριο Cargex I (4.1.1) και 2 ml από το αντιδραστήριο Cargex II (4.1.2).

6.3. Ρυθμίζεται στο πεζόμετρο η τιμή του PH σε 8,3 με τη βοήθεια διαλύματος 1 N υδροξειδίου του νατρίου. Μεταγγίζεται το όλο ποσοτικό σε όγκομετρική φιάλη των 250 ml και συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι της χαραγής με απεσταγμένο νερό.

6.4. *Αναμειγνύεται και διηθείται σε πτυχωτό ή μόνο (5.5).

6.5. Σε όγκομετρική φιάλη των 100 ml εφάπτεται με σιφόνιο κατάλληλη ποσότητα (V ml) του διαυγούς διηθηματος, όχι άνω των 25 ml και αραιώνεται με άπεσταγμένο νερό στα 60 ml.

6.6. *Αναμειγνύεται και προστίθενται 10,0 ml υδροχλωρικού σουλφανιλαμίδιου (4.4) και κατόπιν 6,0 ml υδροχλωρικού οξέος 5N (4.5). *Αναμειγνύεται και αφήνεται σε ηρεμία επί 5 min. Προστίθενται 2,0 ml του αντιδραστήριου Ν-(α-ναφθολίου) (4.6), ακολουθεί ανάδευση και αφήνεται σε ηρεμία επί 3 min. Συμπληρώνεται ο όγκος στα 10 ml και αναμειγνύεται.

6.7. *Ετοιμάζεται λευκός προσδιορισμός, επαναλαμβάνοντας τους χειρισμούς που έγιναν στα 6.5 και 6.6, χωρίς προσθήκη του αντιδραστήριου Ν-(α-ναφθολίου) (4.6).

6.8. Μετράται (5.7) η οπτική πυκνότητα του διαλύματος του δείγματος (6.6), σε 538 nm, σε σχέση με το λευκό προσδιορισμό (6.7).

6.9. *Αναγινώσκεται επί της καμπύλης αναφοράς (6.10) πραγματοποιείται η ανάγνωση της περιεκτικότητας σε νιτρώδες νάτριο, σε μg ανά 100 ml διαλύματος (m_1), που αντιστοιχεί στην οπτική πυκνότητα του δείγματος (6.8).

6.10. Καμπύλη αναφοράς. Με τη βοήθεια του διαλύματος νιτρώδους νατρίου (4.2) συντάσσεται καμπύλη αναφοράς στην περιοχή των 0-20-40-60-80-100 μg νιτρώδους νατρίου ανά 100 ml.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε νιτρώδες νάτριο υπολογίζεται επί τοις εκατό κατά μάζα, με τη βοήθεια του κατωτέρω τύπου:

$$\% NaNO_2 = \frac{250}{V} \times m_1 \times 10^{-4} \times \frac{100}{m} = \frac{m_1}{V \times m \times 4}$$

όπου:

m = η μάζα, σε g, του δείγματος που υποβλήθηκε σε ανάλυση (6.1).

m_1 = η περιεκτικότητα σε νιτρώδες νάτριο, σε μg , που βρέθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της περιγραφής 6.9.

V = ο όρισμός των ml του διηθηματος, που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση (6.5).

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα σε νιτρικό νάτριο 0,2 %, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων 2 παραλλήλων προσδιορισμών, που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,005 % σε απόλυτη τιμή

ΧΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

*Η μέθοδος περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ελεύθερης φορμαλδεύδης. Εφαρμόζεται σε όλα τα καλλυντικά και περιλαμβάνει τρία μέρη:

1.1. *Ανίχνευση

1.2. Χρωματομετρικός προσδιορισμός με άκετυλακετόνη

*Η μέθοδος αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η φορμαλδεύδη είναι χημικά ενωμένη ή πολυμερισμένη, όπως στην περίπτωση των προϊόντων που απελευθερώνουν φορμαλδεύδη.

*Αν το αποτέλεσμα υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο τελικό προϊόν, τότε χρησιμοποιείται η ακόλουθη μέθοδος.

1.3. Προσδιορισμός με δξίνο θειώδες

*Ο προσδιορισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τη χημικά ενωμένη ή πολυμερισμένη φορμαλδεύδη.

Εν τούτοις προσδιορίζεται σε ορισμένες χαλαρές ενώσεις (π.χ. εξομεθολεστεραμίνη) Επιπλέον, παρουσία ρυθμιστικού διαλύματος, η μέτρηση της αλκαλικότητας είναι δύσκολη.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

*Η περιεκτικότητα του δείγματος σε ελεύθερη φορμαλδεύδη που προσδιορίζεται με την παρούσα μέθοδο, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

3.1. Μέρος Ι - Ανίχνευση

Η φορμαλδεύδη, σε περιβάλλον θειικού οξέος, παρέχει ροζ ή μωβ χρωματισμό, παρουσία του αντιδραστήριου Schiff.

3.2. Μέρος ΙΙ - Προσδιορισμός με άκετυλακετόνη

*Η φορμαλδεύδη αντιδρά με την άκετυλακετόνη, παρουσία δξίκου άμμιονίου προς σχηματισμό της 3-5 διακετυλο-1-4-διυδρολουπιδίνης. Η τελευταία αυτή εκχυλίζεται με 1-βουτανόλη. Η οπτική πυκνότητα του εκχυλίσματος μετράται στα 410 nm.

3.3. Μέρος ΙΙΙ - Προσδιορισμός με δξίνο θειώδες

*Η φορμαλδεύδη αντιδρά με το θειώδες, σε δξίνο περιβάλλον σε 0 °C, προς σχηματισμό ενώσεων πικροκίτης. Τα πλάσματα κρυσταίνονται επιδοιοίται με υδροξείδιο του νατρίου. Τα άναλυσθέντα κρυστάλλα συλλέγονται επί βάση για τον προσδιορισμό της ποσότητας της φορμαλδεύδης. Αυτός ο προσδιορισμός, χωρίς θειώδες, επιτρέπει τη μέτρηση της αλκαλικότητας ή δξικότητας του μέσου.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

*Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Πυκνό δξικό οξύ

4.2. *Ανυδρο δξικό άμμιονιο

4.3. 1-βουτανόλη

4.4. Θειικό οξύ περίπου 2N

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725.

- 4.5. Διάλυμα θειώδους νατρίου 0,1 Μ πρόσφατα παρασκευασμένο
- 4.6. 'Αντιδραστήριο Schiff
Μέσα σε ποτήρι ζυγίζονται 100 mg φουξίνης.
Διαλύονται σε 75 ml νερού σε 80 °C
'Αφού ψυχθούν, προστίθενται 2,5 g ενύδρου (7 H₂O) θειώδους νατρίου και 1,5 ml πυκνού υδροχλωρικού όξeos ($d_4^{20} \geq 1,19$).
Συμπληρώνεται ο όγκος στα 100 ml (διατηρείται επί 2 εβδομάδες).
- 4.7. 'Αντιδραστήριο άκετυλακετόνης
Σε όγκομετρική φιάλη των 1 000 ml διαλύονται:
150 g ξηκό του άμμωνίου
2 ml άκετυλακετόνης, πρόσφατα άποσταγμένης υπό μειωμένη πίεση, και που δεν παρουσιάζει καμιά άπορρόφηση στα 410 nm
3 ml πυκνού όξeos όξeos (4.1). Συμπληρώνεται ο όγκος στα 1 000 ml με νερό (pH του διαλύματος περίπου 6,4). Το αντιδραστήριο αυτό πρέπει να έχει παρασκευαστεί πρόσφατα.
- 4.8. Τίτλοδοτημένο διάλυμα θεικού όξeos 0,1 N
- 4.9. Τίτλοδοτημένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,1 N
- 4.10. Τίτλοδοτημένο διάλυμα ιωδίου 0,1 N
- 4.11. Τίτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N
- 4.12. Πρότυπο φορμαλδεΐδης: μητρικό διάλυμα
Σε όγκομετρική φιάλη των 1 000 ml, εισάγονται 5 g φορμαλδεΐδης 37 έως 40 % και συμπληρώνεται ο όγκος στα 1 000 ml.
Τίτλοδοτηση του μητρικού διαλύματος: Λαμβάνονται 10,00 ml προστίθενται 25,00 ml τίτλοδοτημένου διαλύματος ιωδίου 0,1 N και 10 ml διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 1N. Αφήνεται σε ηρεμία 5 min
Οξείζεται σε 11 ml HCl 1N και υπολογίζεται το πλεονάζον ιώδιο με τιτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N παρουσία αμυλόκυλλας ως δείκτη 1ml καταναλούμενου διαλύματος ιωδίου 0,1 N, αντιστοιχεί σε 1,5 mg φορμαλδεΐδης.
- 4.13. Πρότυπο φορμαλδεΐδης: άραιωμένο διάλυμα
Παρασκευάζοντας διαδοχικά μία διάλυση 1/20 και μία διάλυση 1/100 του μητρικού διαλύματος σε άπονοισμένο νερό.
1 ml αυτού του διαλύματος περιέχει περίπου 1 mg φορμαλδεΐδης. 'Υπολογίζεται η άκριβής περιεκτικότητα.
- 4.14. Διάλυμα θυμορφθαλίνης
0,1 g ανά 100 ml αιθανόλης 50 % (v/v)
- 4.15. 'Αντιδραστήριο 4.7. χωρίς άκετυλακετόνη
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 5.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου
- 5.2. 'Ηθμός «διαχωριστικός φάσεων» REF. WHATMAN 1 PS (ή ισοδύναμος)
- 5.3. Φυγόκεντρος
- 5.4. Φασματοφωτόμετρο
- 5.5. Κυψέλλες γύαλου όπτικής διαδρομής 1 cm
- 5.6. Ποτενομέτρο
- 5.7. 'Ηλεκτρόδιο γλασ/κυλόμελας (ουνατάται ή χρησιμοποίηση ειδικών ηλεκτροδίων χαμηλής θερμοκρασίας).
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 6.1. 'Ανίχνευση
- 6.1.1. Σε ποτήρι των 10 ml εισάγονται περίπου 2 g δείγματος
- 6.1.2. Προστίθενται 2 σταγόνες H₂SO₄ 2 N (4.4) και 2 ml αντιδραστηρίου Schiff (4.6) (Τό αντιδραστήριο αυτό πρέπει να είναι άπόλυτα άφρωμο τη στιγμή της χρησιμοποίησης). 'Αναδεύεται και αφήνεται σε άεραή επί 5 min
- 6.1.3. 'Αν σε διάστημα 5 min παρατηρηθεί χρωματισμός ρός ή μός, ή ποσότητα της άκάρχουσας φορμαλδεΐδης είναι άνωτερη άπό 0,01 %. Τότε πραγματοποιείται προσδιορισμός κατά τό (6.2) και, άν χρειάζεται, κατά τό (6.3)
- 6.2. Χρωματομετρικός προσδιορισμός με άκετυλακετόνη
- 6.2.1. Διάλυμα δείγματος
- 6.2.1.1. Σε όγκομετρική φιάλη των 100 ml ζυγίζεται, με ακρίβειά 0,001 g δείγματος m που αντιστοιχεί σε κατ' άκτίμηση ποσότητα φορμαλδεΐδης περίπου 150 μg
- 6.2.1.2. Συμπληρώνεται ο όγκος στα 100 ml με νερό, και άναμειγνύεται (διάλυμα S)
- 6.2.1.3. Σε κωνική φιάλη των 50 ml προστίθενται:
10,00 ml διαλύματος S (6.2.1.2)
5,00 ml αντιδραστηρίου άκετυλακετόνης (4.7)
'Απονοισμένο νερό γιά να ληφθεί όγκος 30 ml
- 6.2.2. Διάλυμα άναφορής
Η ενδεχόμενη παρεμβολή χρωματισμού από τα συστατικά του δείγματος άκαλείεται με τη χρησιμοποίηση αυτού του διαλύματος άναφορής.
Σε κωνική φιάλη των 50 ml προστίθενται:
10,0 ml διαλύματος S (6.2.1.2)
5,0 ml αντιδραστηρίου (4.13)
'Απονοισμένο νερό γιά να ληφθεί όγκος 30 ml
- 6.2.3. Λευκός προσδιορισμός
Σε κωνική φιάλη των 50 ml προστίθενται:
5,0 ml αντιδραστηρίου άκετυλακετόνης (4.7)
'Απονοισμένο νερό γιά να ληφθεί όγκος 30 ml
- 6.2.4. Προσδιορισμός
- 6.2.4.1. 'Αναδεύονται τα διαλύματα που παρασκευάστηκαν στα 6.2.1.3., 6.2.2. και 6.2.3.
Βυθίζονται οι κωνικές φιάλες σε ύδρόλουτρο, σε 60 °C, επί 10 min άκριβώς.
Ψύχονται επί 2 min σε παγόλουτρο.
- 6.2.4.2. Μεταγγίζονται σε διαχωριστική χολή των 50 ml και πέρχει 10,0 ml 1-βουτανόλης (4.3). 'Εκπλύνονται με 3 έως 5 ml νερό. 'Αναδεύεται ισχυρά τό μίγμα επί 30 sec άκριβώς. 'Αφήνεται πός κατωστάλσει.
- 6.2.4.3. Διηθείται με ήθμό «διαχωρισμού φάσεων» (5.2), στις κυψέλλες μετρήσιμης.
'Εκίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί φυγόκεντρωση (5 000 στροφές/min επί 5 min).
- 6.2.4.4. Μετράται η όπτική πυκνότητα A₁ στα 410 nm, του εκχυλίσματος του διαλύματος δείγματος, που έληφθη στα (6.2.1.3). Έναντι του εκχυλίσματος του διαλύματος άναφορής (6.2.2).
- 6.2.4.5. Κατά τον ίδιο τρόπο μετράται τό εκχύλισμα του λευκού προσδιορισμού που έληφθη στα 6.2.3 Έναντι 1-βουτανόλης (A₂).
Σημείωση
'Όλοι οι έν λόγω χειρισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν σε διάστημα 25 min άπό τό στιγμή που η κωνική φιάλη τοποθετήθηκε στο ύδρόλουτρο σε 60 °C.
- 6.2.5. Καμπύλη άναφορής
- 6.2.5.1. Σε κωνική φιάλη των 50 ml εισάγονται:
5,00 ml άραιωμένου προτύπου διαλύματος (4.13)
5,00 ml αντιδραστηρίου άκετυλακετόνης (4.7)
'Απονοισμένα νερό γιά να ληφθεί τελικός όγκος 30 ml.
- 6.2.5.2. 'Η έργασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα ύποδεικνύμενα στο (6.2.4.5) και μετράται η όπτική πυκνότητα Έναντι 1-βουτανόλης (4.3).
- 6.2.5.3. 'Επαναλαμβάνεται η διαδικασία με 10, 15, 20, 25 ml άραιωμένου προτύπου διαλύματος (4.13).
- 6.2.5.4. Γιά να ληφθεί η τιμή του σημείου 0 (που άντιστοιχεί στο χρωματισμό των αντιδραστηρίων) άκολουθείται η διαδικασία του (6.2.4.5).
- 6.2.5.5. Καταστρώνεται η καμπύλη άναφορής, άφού άφαιρεθεί η τιμή του σημείου 0 άπό κάθε μία άπό τις όπτικές πυκνότητες που έληφθησαν στα (6.2.5.2) και (6.2.5.3)
'Ο νόμος του Beer πρέπει να τηρείται μέχρι 30 mg φορμαλδεΐδης.
- 6.3. Προσδιορισμός με όξινο θειώδες
- 6.3.1. Προετοιμασία του δείγματος
- 6.3.1.1. Γιά τη δοκιμασία:
Σε προζυγισμένο ποτήρι ζυγίζεται, με άκριβεια 0,001 g, μάζα του δείγματος (m γραμμάρια), που άντιστοιχεί σε κατ' άκτίμηση ποσότητα φορμαλδεΐδης μεταξύ 3 και 20 mg.
- 6.3.1.2. Γιά τη δοκιμασία άναφορής:
Σε προζυγισμένο ποτήρι ζυγίζεται, με άκριβεια 0,001 g άντίστοιχη ποσότητα δείγματος (m' γραμμάρια).
- 6.3.2. Προσδιορισμός
- 6.3.2.1. Σε ποτήρι των 100ml αναμειγνύονται 50,00ml 0,1M θειώδους νατρίου (4.5) και 10,00ml 0,1 N θεικού όξeos (4.8).
- 6.3.2.2. Βυθίζεται τό ποτήρι σε μίγμα πάγου και έλάτος γιά να άχθεί η θερμοκρασία του διαλύματος (6.3.2.1) σε + 2 °C Εισάγεται ποσοτικά η μάζα του δείγματος (6.3.1.1).
- 6.3.2.3. Τίτλοδοτείται γρήγορα ποτενομετρικά με NaOH 0,1 N (4.9) όκ άσνεχ ή άνάδευση και με διατήρηση της θερμοκρασίας μεταξύ + 2 και + 4 °C (Η περσική εξουδετερώσεως εύρίσκεται μεταξύ pH 9 και 11). 'Εστω V₁ ο όγκος NaOH 0,1 N (4.9) που χρησιμοποιήθηκε.
- 6.3.3. Λευκός ποτενομετρικός προσδιορισμός
Τίτλοδοτείται ένα νέο διάλυμα (6.3.2.1) ύπο τις συνθήκες που περιγράφονται στο (6.3.2) 'Εστω V₂ ο όγκος NaOH 0,1 N (4.9) που χρησιμοποιήθηκε.
- 6.3.4. Δοκιμασία άναφορής
Προσδιορίζεται η όξύτητα ή η άλκαλικότητα του δείγματος με ποτενομετρική τίτλοδοτηση με NaOH 0,1 (4.9) ή H₂SO₄ 0,1 N (4.8) στο δείγμα m' (6.3.1.2) 'Εστω ν' ο όγκος NaOH 0,1 ή H₂SO₄ 0,1 N, που χρησιμοποιήθηκε τα ν' μπορεί να είναι ίσο με 0.
- 6.3.5. Σημείωση: 'Εχει σημασία να τηρηθούν έπακριβώς οι συνθήκες έργασίας. Είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ο προσδιορισμός, παρουσία θυμορφθαλίνης ως δείκτη (4.14).
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- 7.1. Χρωματομετρικός προσδιορισμός με άκετυλακετόνη
- 7.1.1. 'Αφαιρείται τό A₂ άπό τό A₁ και διαβάζεται στην καμπύλη άναφορής (6.2.5.5) η ποσότητα C έκφρασημένη σε mg φορμαλδεΐδης, που περιέχεται στο διάλυμα (6.2.1.3).
- 7.1.2. 'Η περιεκτικότητα του δείγματος σε φορμαλδεΐδη (% m/m) υπολογίζεται άπό τον τύπο:
- $$\text{φορμαλδεΐδη \%} = \frac{C}{10^3 \times m}$$

7.2. Προσδιορισμός με δξίνο θειώδες

Ο όγκος του NaOH 0,1 N ή του H₂SO₄ 0,1N που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία αναφοράς (6.3.4) ανάγεται στη μάζα m, σύμφωνα με τον τύπο:

$$v = \frac{v' \cdot m}{m'}$$

Για οξυδένια προϊόντα v = 0.

7.2.1. Περίπτωση δξίνου προϊόντος

$$\% \text{HCHO} = \frac{0,30 (V_2 - V_1 + v)}{m}$$

7.2.2. Περίπτωση αλκαλικού προϊόντος

$$\% \text{HCHO} = \frac{0,30 (V_2 - V_1 - v)}{m}$$

7.3. *Αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των 2 μεθόδων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο το χαμηλότερο αποτέλεσμα.

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη 0,2%, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων 2 παράλληλων προσδιορισμών, που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει:

0,005 % για το χρωματομετρικό προσδιορισμό με εκτυλικτέονη,

0,05% για τον προσδιορισμό με δξίνο θειώδες.

XII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΖΟΡΚΙΝΗΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΑΛΑΙΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό της ρεζορκίνης στα υγρά παρασκευάσματα λούσας και περιποιήσεως της κόμης με δέριο χρωματογραφία.

*Εφαρμόζεται σε συγκεντρώσεις 0,1 έως 2,0 % της μάζας του προϊόντος.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε ρεζορκίνη, σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Η ρεζορκίνη και το 3,5-διυδροξυτολουόλιο, που χρησιμοποιείται σαν εσωτερικό πρότυπο, διαχωρίζονται από το δείγμα, με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Οι δύο ενώσεις όμοιωνώνονται με παραλοβή του υποστρώματος και εκχύλιση με μεθανόλη. Τα υπόλειμμα, στη συνέχεια, ξηραίνονται, συλλογίζονται και προσδιορίζονται με δέριο χρωματογραφία.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

*Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. *Υδροχλωρικό οξύ 25 % (m/m)

4.2. Μεθανόλη

4.3. Αιθανόλη 96 % (v/v)

4.4. Πλάκες από διοξείδιο πυριτίου επάνω σε υπόστρωμα πλαστικό ή από άργιλο με φορρίζοντα δείκτη, έτοιμες για χρησιμοποίηση και άπενεργοποιημένες.

*Η έτοιμσσία είναι η εξής: οι πλάκες από διοξείδιο του πυριτίου ψεκάζονται με νερό, μέχρις ότου καταστούν στεγνές, και στη συνέχεια ξηραίνονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επί 1 έως 3 ώρες.

Σημείωση: Αν οι πλάκες δεν έχουν απενεργοποιηθεί μπορεί να επέλθουν απώλειες ρεζορκίνης, από μη άναστρέψιμη εισρόφηση στο διοξείδιο του πυριτίου.

4.5. Διαλύτης άναπτύξεως: άκετόνη- χλωροφόρμιο-όξικό οξύ (20-75-5 v).

4.6. Πρότυπο διάλυμα ρεζορκίνης: διαλύονται 400 mg ρεζορκίνης σε 100 ml αιθανόλης (4.3) 96% (1 ml αντιστοιχεί σε 4000 μg ρεζορκίνης).

4.7. Διάλυμα εσωτερικού προτύπου: διαλύονται 400 mg 3,5-διυδροξυτολουολίου (DIT) σε 100 ml αιθανόλης 96% (1 ml αντιστοιχεί σε 4000 μg DHT).

4.8. Πρότυπο μίγμα: άναμνώνονται 10 ml διαλύματος (4.6) και 10 ml διαλύματος (4.7) σε όγκομετρική φιάλη των 100 ml, συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι της χαραγής, με αιθανόλη 96 %, και άκολουθεί άνάμνξη (1 ml άντιστοιχεί σε 400 μg ρεζορκίνης και 400 μg DHT).

4.9. *Αντιδραστήρια συλλώσεως

4.9.1. N,ο-δισ-(τρυμεθυλοστυλνλο)τριφθοροακεταμίδιο (BSTFA)

4.9.2. *Εξαμεθυλοδισιλαζάνιο (HMDS)

4.9.3. Τρυμεθυλοχλωροσιλάνιο (TMCS)

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Συνήθης εξοπλισμός χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας και δέριος φάσις

5.2. *Υάλινο σελή ή γερταμπίου

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Προετοιμασία του δείγματος

6.1.1. Σε κοπή των 150 ml, ζυγίζεται με άκρίβεια δοκίμιο του προϊόντος (m γραμμάρια), που περιέχει περίπου 20 έως 50 mg ρεζορκίνης.

6.1.2. *Ακολουθεί δξίση με υδροχλωρικό οξύ (4.1) (περίπου 2 έως 4 ml). Προστίθενται 10 ml (40 mg DHT) εσωτερικού διαλύματος (4.7) και τό όλο άναμνύεται.

Γίνεται μετάγνρη σε όγκομετρική φιάλη των 100 ml με τη βοήθεια αιθανόλης. Συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι της χαραγής, με αιθανόλη (4.3) και άκολουθεί άνάμνξη.

6.1.3. *Αποτίθενται 250 ml του διαλύματος (6.1.2) σε άπενεργοποιημένη πλάκα διοξειδίου του πυριτίου (4.4) σε συνεχή γραμμή, μήκους περίπου 8 cm. *Απαιτείται προσοχή ώστε να ληφθεί με ταινία όσο τό δυνατόν λεπτότερη.

6.1.4. Κατά τον ίδιο τρόπο (6.1.3) αποτίθενται στην ίδια πλάκα 250 ml από τό πρότυπο μίγμα (4.8).

6.1.5. Στη γραμμή εκκίνσεως (6.1.3) και (6.1.4) αποτίθενται 2 κηλίδες των 5 μl από κάθε διάλυμα (4.6) και (4.7), για να διεκκολυνθεί ή έντοπισή έπειτα από την άνάπτυξη της πλάκας.

6.1.6. Σε θάλαμο μη κορεσμένο, άναπτύσσεται ή πλάκα με τό διαλύτη άναπτύξεως (4.5), μέχρις ότου ο διαλύτης διανύσει 12 cm από τη γραμμή εκκίνσεως (45 min). *Η πλάκα ξηραίνεται στον άέρα και έντοκίζεται ή ζώνη ρεζορκίνης DHT στο υπεριώδες φως στα 254 nm. Τα δύο προϊόντα έχουν περίπου την ίδια τιμή Rf. Παραλαμβάνονται οι ζώνες, που έχουν έπισημανθεί με τον τρόπο αυτό και συγκεντρώνεται τό προσόφνημα κάθε μιάς σε φιάλη των 10 ml.

6.1.7. Τό προσόφνημα που περιέχει τό δείγμα και έκείνο που περιέχει τό πρότυπο μίγμα εκχύνονται κατά τον άκόλουθο τρόπο:

Προστίθενται 2 ml μεθανόλης (4.2) και άκολουθεί εκχύλιση επί 1 ώρα υπό συνεχή άνάδευση. Διηθείται τό μίγμα και έπαναλαμβάνεται ή εκχύλιση επί 15 min με 2 ml μεθανόλης (4.2).

6.1.8. *Εξατμίζεται ο διαλύτης, από τό σύνολο των εκχυλισμάτων με τοποθέτηση τους, επί μία νύκτα, σε ξηραντήρα κενού στον όποιο υπάρχει κατάλληλο ξηραντικό. *Η έξάτμηση δέν πρέπει να πραγματοποιηθεί εν θερμώ.

6.1.9. Συλλιώνονται τά υπόλειμμα (6.1.8), όπως όδοκινύεται είτε στο (6.1.9.1) είτε στο (6.1.9.2).

6.1.9.1. Προστίθενται 200 μl BSTFA (4.9.1) και άφήνεται τό μίγμα επί 12 ώρες σε κλεισμένο δοχείο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

6.1.9.2. Προστίθενται διαδοχικά 200 μl HMDS (4.9.2) και 10 μl TMCS (4.9.3) και θερμαίνεται τό μίγμα επί 30 min στους 60 °C σε κλεισμένο δοχείο. *Ακολουθεί ψύξη.

6.2. *Άεριο χρωματογραφία

6.2.1. Συνθήκες εργασίας

*Η στάσιμη φάση πρέπει να δίνει βαθμό διαχωρισμού ίσο ή άνώτερο του 1,5

$$R = 2 \frac{d^2 R_2 - d^2 R_1}{W_1 + W_2}$$

όπου:

R₁ και R₂ = χρόνοι κατακρατήσεως σε min για τις 2 κορυφές.

W₁ και W₂ = έξρος των ίδιων κορυφών στο μέσο του όφους.

d' = ταχύτητα εκτυλίσσεως του χάρτου σε mm/min.

Τό άποτέλεσμα ούτό λημβάνεται από τις άκόλουθες συνθήκες:

στήλη: άνοξείλιωτος χάλυβας

μήκος: 200 cm

διάμετρος: ~ 3 mm (1/8")

Πλήρωση: 10 % OV 17 επί chromatosorb WAW 100-120 mesh

*Ανεχυντής Ιονισμού φλόγας:

Θερμοκρασίες:

στήλη: 185 °C Ισόθερμη

διάταξη είσαγωγής: 250 °C

άνεχυντής: 250 °C

*Άεριο μεταφοράς: άζωτο

παροχή: 45 ml/min.

Γιά τη ρύθμιση της παροχής του υδρογόνου και του άέρα, άκολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

6.2.2. *Έγγονται 1 έως 3 ml των διαλυμάτων που έλήφθησαν στο (6.1.9). Γίνονται 5 έγχυσεις για κάθε διάλυμα. Μετράται ή έπιφάνεια των κορυφών με άκρίβεια και ύπολογίζεται ή σχέση των κορυφών:

$$\frac{\text{έπιφάνεια κορυφής ρεζορκίνης}}{\text{έπιφάνεια κορυφής DHT}}$$

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα σε ρεζορκίνη του δείγματος εκφράζόμενη επί τοις εκατό κατά μάζα (%m/m), δίνεται από τον τύπο:

$$\% \text{ρεζορκίνη} = \frac{4}{M} \times \frac{S \text{ δείγματος}}{S \text{ προτύπου δείγματος}}$$

όπου:

M = δοκίμιο σε γραμμάρια (6.1.1).

S δείγματος = μέση σχέση, που έλήθη για τις κορυφές του διαλύματος του δείγματος (6.2.2).

S προτύπου μίγματος = μέση σχέση που έλήθη για τις κορυφές του προτύπου μίγματος, κατά τό (6.2.2).

VI. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΘΑΝΟΛΗ *Η ΤΗΝ 2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

*Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό της μεθανόλης με δέριο χρωματογραφία, σε

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα σε ρεζορκίνη 0,5% η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων 2 παράλληλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,025%.

(*) Σύμφωνα με τό πρότυπο ISO 5725.

(*) Σύμφωνα με τό πρότυπο ISO 5725.

δλους τούς τύπους των καλλυντικών (περιλαμβανομένων και των αεροζόλ). Εφαρμόζεται σε σχετικές συγκεντρώσεις από 0 έως 10 %.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η κεραικτικότητα σε μεθανόλη που προσδιορίζεται σε σχέση με την αιθανόλη ή 2-προπανόλη με τη μέθοδο αυτή, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μέγεθος.

3. ΑΡΧΗ

Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται με άερα χρωματογραφία.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Μεθανόλη

4.2. Απόλυτη αιθανόλη

4.3. 2-προπανόλη

4.4. Χλωροφόρμιο, εκπλυμένο με νερό για την απομάκρυνση των αλκοολών

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Χρωματογράφος αέρας φάσεως με άνηνευτή θερμικής άγωγιμότητας (για τα δείγματα προϊόντων με αεροζόλ).

Χρωματογράφος αέρας φάσεως με άνηνευτή ιονισμού φλόγας (για τα δείγματα λοιπών προϊόντων).

5.2. Όγκομετρικές φιάλες των 100 ml

5.3. Βοθολογημένα σωήνια των 1, 2, 20 ml

5.4. Μικροσύριγγες των 0 έως 100 μl και 0 έως 5 μl

Για τα δείγματα σε αεροζόλ μόνο, ειδική σύριγγα αερίου χρωματογραφίας με καλινδρομική βαλβίδα (βλέπε σχήμα 5 της μεθόδου δειγματοληψίας (1)).

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Έτοιμια των δειγμάτων

6.1.1. Τα προϊόντα σε αεροζόλ επεξεργάζονται, όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο II της οδηγίας 80/1335/ΕΟΚ της Έπιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1980 (1), και αναλύονται με άερα χρωματογραφία, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο (6.2.1). Υπολογίζεται η σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη). Χρησιμοποιείται καμπύλη άναφορας για τον προσδιορισμό του εκατοστιαίου ποσοστού της μεθανόλης σε σχέση με την αιθανόλη ή την 2-προπανόλη.

6.1.2. Τα άλλα προϊόντα που έχουν επεξεργαστεί όπως αναφέρεται στο άνωτέρω άναφορικό κεφάλαιο II, διαλύονται στο νερό μέχρι συγκεντρώσεως 1 έως 2 % αιθανόλης ή 2-προπανόλης, και έπειτα αναλύονται με άερα χρωματογραφία υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο (6.2.2). Εισάγεται κατάλληλη ποσότητα (2 έως 3 μl).

Υπολογίζεται η σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη). Χρησιμοποιείται καμπύλη άναφορας για τον προσδιορισμό του εκατοστιαίου ποσοστού μεθανόλης σε σχέση με την αιθανόλη ή την 2-προπανόλη.

6.2. Συνθήκες άερας χρωματογραφίας

6.2.1. Για τα δείγματα προϊόντων σε αεροζόλ

6.2.1.1. Χρησιμοποιείται στήλη με 10 % Hallcomid M 18 επί chromosorb WAW 100-120 mesh και άνηνευτής θερμικής άγωγιμότητας

6.2.1.2. Η στάσιμη φάση πρέπει να δίνει βαθμό διαχωρισμού ίσο ή άνωτερο του 1,5

$$R = 2 \frac{d' R_2 - d' R_1}{W_1 + W_2}$$

όπου:

R₁ και R₂ = χρόνος κατακρατήσεως έκφρασμένος σε min για τις δύο κορυφές.

W₁ και W₂ = εύρος των ίδιων κορυφών στο μέσο του θύσου.

d' = ταχύτητα έκτυλιξης χάρτη σε mm/min.

6.2.1.3. Τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

στήλη: άνοξειδωτος χάλυβας

μήκος: 3,5 m

διάμετρος: 3 mm

Ρεύμα του άνηνευτή θερμικής άγωγιμότητας: 150 m A

Άεριο μεταφοράς: Ήλιο

πίεση: 2,5 bars

παροχή: 45 ml/min

Θερμοκρασίες:

διάταξη έγχυσεως: 150° C

άνηνευτής: 150° C

στήλη: 65° C

6.2.2. Για τα δείγματα άλλων προϊόντων.

6.2.2.1. Χρησιμοποιείται στήλη με chromosorb 105 ή με porapak Q5 και άνηνευτής ιονισμού φλόγας.

6.2.2.2. Η στάσιμη φάση πρέπει να δίνει βαθμό διαχωρισμού ίσο ή άνωτερο του 1,5

$$R = \frac{d' R_2 - d' R_1}{W_1 + W_2}$$

όπου:

R₁ και R₂ = χρόνος κατακρατήσεως σε min για τις δύο κορυφές.

W₁ και W₂ = εύρος των ίδιων κορυφών στο μέσο του θύσου.

d' = ταχύτητα έκτυλιξης χάρτη σε mm/min.

6.2.2.3. Τα αποτελέσματα αυτά λαμβάνονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

στήλη: άνοξειδωτος χάλυβας

μήκος: 2 m

διάμετρος: 3 mm

Ηλεκτρόμετρο: Εύαισθησία 8·10⁻¹⁰ A

Άεριο μεταφοράς: δζιτο

πίεση: 2,1 bars

παροχή: 40 ml/min

Βηθητικό άεριο: υδρογόνο

πίεση: 1,5 bars

παροχή: 20 ml/min

Θερμοκρασίες:

διάταξη έγχυσεως: 150° C

άνηνευτής: 230° C

στήλη: 120° C—130° C

7. ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο (6.2.1) (στήλη Hallcomid M 18), χρησιμοποιούνται τα πρότυκα μίγματα που καθορίζονται κατωτέρω. Τα μίγματα αυτά ετοιμάζονται με όγκομετρική μέτρηση, αλλά προσδιορίζεται η ακριβής ποσότητα που αποδόθηκε, ζυγίζοντας άμεσα μετά από κάθε προσθήκη.

Σχετική συγκεντρώση % m/m	Μεθανόλη ml	Αιθανόλη ml (ή 2-προπανόλη)	Χλωροφόρμιο μέχρις όγκου
2,5 % περίπου	0,5	20	100 ml
5,0 % περίπου	1,0	20	100 ml
7,5 % περίπου	1,5	20	100 ml
10,0 % περίπου	2,0	20	100 ml

Εγχύονται στο χρωματογράφο 2 έως 3 μl σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο (6.2.1).

Υπολογίζεται η σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη) κάθε μίγματος. Χαρτίζεται η καμπύλη άναφορας χρησιμοποιώντας:

ως άξονα των X: το εκατοστιαίο ποσοστό της μεθανόλης σε σχέση με την αιθανόλη ή την 2-προπανόλη

ως άξονα των Y: τη σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη).

7.2. Τα πρότυκα μίγματα που καθορίζονται κατωτέρω χρησιμοποιούνται υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στο (6.2.2) (Porapak Q5 ή Chromosorb 105). Τα μίγματα αυτά ετοιμάζονται με όγκομετρική μέτρηση, αλλά προσδιορίζεται η ακριβής ποσότητα που αποδόθηκε, ζυγίζοντας άμεσα μετά από κάθε προσθήκη.

Σχετική συγκεντρώση % m/m	Μεθανόλη ml	Αιθανόλη ml (ή 2-προπανόλη)	Νερό μέχρις όγκου
2,5 % περίπου	50	2	100 ml
5,0 % περίπου	100	2	100 ml
7,5 % περίπου	150	2	100 ml
10,0 % περίπου	200	2	100 ml

Εισάγονται στον χρωματογράφο 2 έως 3 μl σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 6.2.2.

Υπολογίζεται η σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη) κάθε μίγματος. Χαρτίζεται η καμπύλη άναφορας χρησιμοποιώντας:

ως άξονα των X: το εκατοστιαίο ποσοστό της μεθανόλης σε σχέση με την αιθανόλη ή την 2-προπανόλη

ως άξονα των Y: τη σχέση των επιφανειών των κορυφών (μεθανόλη/αιθανόλη) ή (μεθανόλη/2-προπανόλη).

7.3. Καί στις δύο περιπτώσεις η καμπύλη άναφορας πρέπει να είναι ευθεία.

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για κεραικτικότητα σε μεθανόλη 5% σε σχέση με την αιθανόλη ή την 2-προπανόλη του δείγματος, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων 2 παραλλήλων προσδιορισμών, που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2%.

XIII ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1,1,1-ΤΡΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό του:

— διχλωρομεθανίου (μεθυλενοχλωρίδιο)

— 1,1,1-τριχλωροαιθανίου (μεθυλοχλωροφόρμιο)

και εφαρμόζεται στο σύνολο των καλλυντικών που ενδέχεται να περιέχουν αυτές τις ενώσεις.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η κεραικτικότητα του δείγματος σε διχλωρομεθάνιο και σε 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο, προσδιορίζεται κατά την παρούσα μέθοδο, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μέγεθος.

3. ΑΡΧΗ

Ο προσδιορισμός γίνεται με αεριοχρωματογραφία και χρησιμοποίηση του τριχλωρομεθανίου (χλωροφόρμιο) ως εσωτερικού πρότυπου.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

(1) ΕΕ αριθ. L 383 της 31. 12. 1980, σ. 27.

- 4.1. Τριχλωρομεθάνιο (CHCl₃).
- 4.2. Τετραχλωράνθρακας (CCl₄).
- 4.3. Διχλωρομεθάνιο (CH₂Cl₂).
- 4.4. 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (CH₃CCl₃).
- 4.5. Ακετόνη.
- 4.6. Άζωτο.
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 5.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου και χρωματογραφίας αέριας φάσης.
- 5.2. Χρωματογράφος εφοδιασμένος με ανιχνευτή αγωγιμότητας.
- 5.3. Φιάλη μεταφοράς των 50-100 ml (βλέπε δειγματοληψία 5.3) (1).
- 5.4. Σύριγγα αερίου υπό πίεση (βλέπε μέθοδο δειγματοληψίας 5.4.4.2) (1).
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 6.1. **Δείγμα συσκευασμένο υπό κενοντικές συνθήκες πίεσης**
Ζυγίζεται επακριβώς το δείγμα σε καμπαζιζόμενη κωνική φιάλη. Εισάγεται επακριβώς ζυγισθείσα ποσότητα CHCl₃ (4.1) ισοδύναμη προς την εκτιμώμενη ποσότητα των περιεχομένων εντός του δείγματος CH₂Cl₂ και CH₃CCl₃. Ομογενοποιούνται.
- 6.2. **Δείγμα συσκευασμένο υπό εξισορροπούμενες συνθήκες πίεσης**
Χρησιμοποιείται η μέθοδος λήψευς που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Δειγματοληψία». Τυροούνται οι παρακάτω λεπτομέρειες:
- 6.2.1. Στη φιάλη μεταφοράς εισάγεται ποσότητα εσωτερικού προτύπου (4.1) ισοδύναμη με την κατ' εκτίμηση ποσότητα των περιεχομένων στο δείγμα CH₂Cl₂ ή/και CH₃CCl₃. Ομοιογενοποιούνται. Εκκλύνεται ο νεκρός όγκος της δικλείδας της φιάλης μεταφοράς με 0,5 ml CCl₄ (4.2) που αφήνονται να εξατμισθούν. Προσδιορίζεται η μάζα του εσωτερικού προτύπου ως διαφορά των ζυγίσεων της φιάλης μεταφοράς.
- 6.2.2. Στο από τeflon δόγμα της σύριγγας, έπειτα από την πλήρωση με το δείγμα, πρέπει να διασχετεύεται άζωτο (4.6), έτσι ώστε πριν την εισαγωγή στο χρωματογράφο, να μην παραμένει σε αυτό κανένα υπόλειμμα δείγματος.
- 6.2.3. Έπειτα από κάθε λήψη, το δόγμα της δικλείδας ή η διάταξη μεταφοράς που ενδεχόμενα χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να εκπλύνονται πολλές φορές με ακετόνη (4.5) (με υποδορία σύριγγα) και κατόπιν να ξηραίνονται καλά με άζωτο (4.6).
- 6.2.4. Για κάθε ανάλυση οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από δύο διαφορετικές φιάλες μεταφοράς με πέντε μετρήσεις ανά φιάλη.
7. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
- 7.1. **Προσθήκη**
Υλικό: σωλήνας ανοξείδωτος.
Μήκος: 30 cm.
Εξωτερική διάμετρος: 3 mm ή 6 mm.
Πλήρωση: chromosorb χαρακτηριστικών ιδιών με εκείνα της στήλης.
- 7.2. **Στήλη**
Η στάσιμη φάση συνίσταται από halcomid M 18 επί chromosorb. Πρέπει να δίνει βαθμό διαχωρισμού (R) ίσο τουλάχιστον με 1,5:
- $$R = 2 \frac{d'f_2 - d'f_1}{W_1 + W_2}$$
- όπου:
r₁ και r₂: χρόνοι κατακράτησης σε min.
W₁ και W₂: εύρος των κορυφών στο μέσο του ύψους.
d': ταχύτητα εκτόλιξης του χάρτου σε mm/min.
- 7.3. Σαν παράδειγμα, οι ακόλουθες συνθήκες εργασίας δίδουν τα επιζητούμενα αποτελέσματα:
- | Στήλη: | I | II |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Υλικό: | ανοξείδωτος σωλήνας | ανοξείδωτος σωλήνας |
| Μήκος: | 350 cm | 400 cm |
| Εξωτερική διάμετρος: | 3 mm | 6 mm |
| Πλήρωση: | WAW | WAW-DMCS-HP |
| chromosorb: | | |
| μέγεθος κόκκων: | 100-120 mesh | 60-80 mesh |
| Στάσιμη φάση: | halcomid M 18 | halcomid M 18 |
| | 10 % | 20 % |
| Θερμοκρασίες: | | |
| στήλη: | 65 °C | 75 °C |
| διάταξη εισόδου: | 150 °C | 125 °C |
| ανιχνευτής: | 150 °C | 200 °C |
| Φέρον αέριο: Ήλιον | | |
| παροχή: | 45 ml/min | 60 ml/min |
| πίεση εισόδου: | 2,5 bar | 2,0 bar |
| Εισαγόμενη ποσότητα | 15 μl | 15 μl |
8. ΜΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
Παρασκευάζεται εντός κωνικής φιάλης το ακόλουθο μείγμα με επακριβή ζύγιση:
CH₂Cl₂ (4.3): 30 % m/m διχλωρομεθάνιου
CH₃CCl₃ (4.4): 35 % m/m τριχλωροαιθάνιου
CHCl₃ (4.1): 35 % m/m τριχλωρομεθάνιου

9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- 9.1. **Υπολογισμός ενός συντελεστή ποσοτικής σύγκρισης μιας ουσίας p σε σχέση με μια ουσία a επιλεγμένη ως εσωτερικό πρότυπο**
Έστω η ουσία p:
k_p: ο συντελεστής της σύγκρισης,
m_p: η μάζα της στο μείγμα,
A_p: η επιφάνεια της κορυφής της.
Έστω η ουσία a:
k_a: ο συντελεστής της σύγκρισης επιλεγμένος, ίσος με 1,
m_a: η μάζα της στο μείγμα,
A_a: η επιφάνεια της κορυφής της:¹⁾
- $$k_p = \frac{m_p \cdot A_a}{m_a \cdot A_p}$$
- Σαν παράδειγμα έχουν ληφθεί οι ακόλουθοι συντελεστές σύγκρισης (για CHCl₃: k = 1):
CH₂Cl₂: k₁ = 0,78 ± 0,03
CH₃CCl₃: k₂ = 1,00 ± 0,03
- 9.2. **Υπολογισμός των επί της εκατό CH₂Cl₂ και CH₃CCl₃ στο προς ανάλυση δείγμα**
Έστω:
k₁: ο συντελεστής σύγκρισης του CH₂Cl₂,
k₂: ο συντελεστής σύγκρισης του CH₃CCl₃,
m_a: η μάζα του CHCl₃,
m_c: η μάζα του προς ανάλυση δείγματος,
A_a: η επιφάνεια κορυφής του CHCl₃,
A₁: η επιφάνεια κορυφής του CH₂Cl₂,
A₂: η επιφάνεια κορυφής του CH₃CCl₃.
Θα έχουμε:
- $$\% (m/m) CH_2Cl_2 = \frac{m_a \cdot A_1 \cdot k_1 \cdot 100}{A_a \cdot m_c}$$
- $$\% (m/m) CH_3CCl_3 = \frac{m_a \cdot A_2 \cdot k_2 \cdot 100}{A_a \cdot m_c}$$
10. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)
Για περιεκτικότητα σε χλωροπαράγωγα 25 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιούμενων επί του ίδιου δείγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %.
- XIV ΑΝΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΥ-8-ΚΙΝΟΛΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μέθοδος περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της υδροϋ-8-κινολεΐνης και του θεικού παραγώγου της.
2. ΟΡΙΣΜΟΣ
Η περιεκτικότητα του δείγματος σε υδροϋ-8-κινολεΐνη και του θεικού αλάτος της προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί της εκατό κατά μάζα.
3. ΑΡΧΗ
- 3.1. **Ανίχνευση**
Πραγματοποιείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
- 3.2. **Προσδιορισμός**
Γίνεται με φασματοφωτομετρία στα 410 nm σύμπλοκου χαλκού που λαμβάνεται από αντίδραση με διάλυμα Fe-hling.
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 4.1. Υδροϋ-8-κινολεΐνη.
- 4.2. Βενζόλιο (λόγω της τοξικότητας του προτόντος λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις).
- 4.3. Χλωροφόρμιο.
- 4.4. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 50 % m/m.
- 4.5. Θεικός χαλκός (CuSO₄·5H₂O).
- 4.6. Δισκό τρυγικό άλας καλλίου και νατρίου.
- 4.7. Υδροχλωρικό οξύ 1 N.
- 4.8. Θεικό οξύ 1 N.

(1) ΕΕ αριθ. L 383 της 31. 12. 1980, σ. 27.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

4.9.	Διάλυμα υδροξειδίου του καλίου 1 N.	6.1.1.2.	Σε δύο άλλα σημεία της γραμμής εκκίνησης αποθέτουμε 10 και 30 μl του προτύπου διαλύματος (4.15.2), κατόπιν ανακινούμε την πλάκα στον ένα από τους δύο διαλύτες (4.17).
4.10.	Αιθανόλη.	6.1.1.3.	Όταν το μέτωπο του διαλύτη φθάσει τα 15 cm, η πλάκα ξηραίνεται στους 110 °C επί 15 λεπτά. Κάτω από φως UV (366 nm), οι κηλίδες υδροξυ-8-κινολενης χαρακτηρίζονται από έναν κίτρινο φθορισμό.
4.11.	1-δουτανόλη.	6.1.1.4.	Η πλάκα ψεκάζεται κατόπιν με ένα υδατικό διάλυμα ανθρακικού νατρίου 1 % (4.19) και, έπειτα από ξήρανση, με ένα διάλυμα 1 % χλωριδίου διχλωροκινόνης (4.18). Η υδροξυ-8-κινολενη εμφανίζεται με μορφή κυανών κηλίδων.
4.12.	Οξεϊκό οξύ glacial.	6.1.2.	Δείγματα στερεά και κρέμες
4.13.	Υδροχλωρικό οξύ 0,1 N.	6.1.2.1.	Εναιωρούμε 1 g δείγματος σε 5 ml του ρυθμιστικού διαλύματος pH7 (4.22).
4.14.	Celite 545 ή ισοδύναμο.		Μεταγγίζουμε με 10 ml χλωροφόρμιο σε διαχωριστική χοάνη και ανακινούμε. Αφού συλλέξουμε τη χλωροφορμική στοιβάδα, εκχυλίζουμε δύο φορές ακόμη το υδατικό αιώρημα με 10 ml χλωροφόρμιο (4.3). Συλλέγουμε και διηθούμε τα χλωροφορμικά διαλύματα σε φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1). Συμπληρώνουμε σχεδόν μέχρι ξηρού στον περιστροφικό συμπνευστή. Αναδιδάμε το υπόλειμμα σε 2 ml χλωροφόρμιο και αποθέτουμε 10 και 30 μl του διαλύματος που κέρχθηκε σε πλάκα gel silice (4.23) ενεργώντας όπως υποδεικνύεται στο 6.1.1.1.
4.15.	<i>Πρότυπα διαλύματα</i>	6.1.2.2.	Αφού αποθέσουμε 10 και 30 μl του διαλύματος-μάρτυρα (4.15.2), ενεργούμε όπως υποδεικνύεται στα 6.1.1.2, 6.1.1.3 και 6.1.1.4.
4.15.1.	Φέρονται 100 mg υδροξυ-8-κινολενης (4.1) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml και διαλύονται σε μικρή ποσότητα θετικού οξέος 1 N (4.8). Συμπληρώνονται μέχρι της χαραγής με θετικό οξύ 1 N (4.8).	6.2.	Προσδιορισμός
4.15.2.	Φέρονται 100 mg υδροξυ-8-κινολενης (4.1) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διαλύονται σε αιθανόλη (4.10). Συμπληρώνονται μέχρι της χαραγής με τον ίδιο διαλύτη και μείγνυνται.	6.2.1.	Δείγματα υγρά
4.16.	<i>Διάλυμα Fehling</i> Διάλυμα Α Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml ζυγίζονται 7 g θετικού χαλκού (4.5). Διαλύονται σε μικρή ποσότητα νερού, συμπληρώνονται μέχρι της χαραγής με νερό και μείγνυνται. Διάλυμα Β Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, ζυγίζονται 35 g διαλυτό πτυγκτό αλάτος καλίου και νατρίου (4.6) και διαλύονται σε 50 ml νερού. Προστίθενται 20 ml υδροξειδίου του νατρίου 50 % (4.4). Συμπληρώνονται με νερό μέχρι της χαραγής και μείγνυνται. Αμέσως πριν τη χρήση, σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml φέρονται με σφώνι 10 ml διαλύματος Α και 10 ml διαλύματος Β. Συμπληρώνονται με νερό μέχρι της χαραγής και μείγνυνται.	6.2.1.1.	Σε εσωρισμένη φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml, ζυγίζονται 5 g του δείγματος. Προστίθεται 1 ml θετικού οξέος 1N (4.8) και συμπιωνόμαστε το μείγμα σχεδόν μέχρι ξηρού υπό μειωμένη πίεση στους 50°C
4.17.	Διαλύτες ανάπτυξης Διαλύτης I: 1-δουτανόλη/οξεϊκό οξύ/νερό (80:20:20, v/v/v). Διαλύτης II: Χλωροφόρμιο/οξεϊκό οξύ (95:5, v/v).	6.2.1.2.	Διαλύουμε αυτό το υπόλειμμα σε 20 ml ζεστού νερού. Μεταφέρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml και εκπλένουμε τρεις φορές με 20 ml νερού. Συμπληρώνουμε στα 100 ml με νερό και αναμειγνύουμε.
4.18.	Διάλυμα 1 % χλωριδίου διχλωροκινόνης σε αιθανόλη (4.10).	6.2.1.3.	Μεταφέρουμε με σφώνι 5 ml από αυτό το διάλυμα σε διαχωριστική χοάνη των 50 ml (5.5). Έπειτα από προσθήκη 10 ml διαλύματος Fehling (4.16) εκχυλίζουμε το σύμπλοκο χαλκού που σχηματίστηκε με τρεις φορές από 8 ml χλωροφόρμιο (4.3).
4.19.	Διάλυμα ανθρακικού νατρίου 1 % (m/v).	6.2.1.4.	Συλλέγουμε τις χλωροφορμικές διηθημένες φάσεις σε ογκομετρική φιάλη των 25 ml (5.2). Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με χλωροφόρμιο (4.3) και ανακινούμε. Μετράμε την οπτική πυκνότητα του κίτρινου διαλύματος στα 410 nm με χλωροφόρμιο ως τυφλό.
4.20.	Διάλυμα 30 % (v/v) αιθανόλης (4.10) σε νερό.	6.2.2.	Δείγματα στερεά και κρέμες
4.21.	Διάλυμα δινάτριου αλάτος του αιθυλο-διαμινοντετρα-οξεϊκού οξέος 5 % (m/v).	6.2.2.1.	Σε φιάλη με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1), ζυγίζονται 0,500 g δείγματος. Προστίθενται 30 ml δενζολίου (4.2) και 20 ml υδροχλωρικού οξέος 1 N (4.7). Ξέρονται με ψυκτήρα επί 30 λεπτά υπό ανακίνηση.
4.22.	Ρυθμιστικό διάλυμα pH 2 Ζυγίζονται 27 g K ₂ HPO ₄ και 70 g K ₂ HPO ₄ · 3H ₂ O σε ογκομετρική φιάλη του 1 l. Διαλύονται. Συμπληρώνονται μέχρι της χαραγής και μείγνυνται.	6.2.2.2.	Μεταφέρουμε το περιεχόμενο της φιάλης σε διαχωριστική χοάνη (5.5) των 100 ml και εκπλένουμε με 5 ml υδροχλωρικού οξέος 1N (4.7). Μεταφέρουμε την υδατίνη φάση σε φιάλη με σφαιρικό πυθμένα (5.1). Πλύνεται η δενζολική φάση με 5 ml υδροχλωρικού οξέος 1 N (4.7) και συλλέγονται τα υδάτα έκπλυσης μέσα στη φιάλη. Εξοπλοισθούμε όπως υποδεικνύεται στο 6.2.2.4.
4.23.	<i>Πλάκες λεπτές στοιβάδας από silice, έτοιμες για χρήση</i> Πάχους 0,25 mm (Kieselgel 60 Merck ή ισοδύναμες). Πριν τη χρήση, κάθε πλάκα ψεκάζεται με 10 ml αντιδραστήριο 4.21 και ξηραίνεται στους 80 °C.	6.2.2.3.	Περικιστός γαλακτομάτων που καρεμοκοδίζουν τη συνέχεια της ανάλυσης Αναμειγνύουμε 0,500 g δείγματος με 2 g celite 545 (4.14), έτσι που να ληφθεί μια ρευστή σκόνη. Τοποθετούμε το μείγμα σε μικρές δόσεις μέσα στην υάλινη στήλη χρωματογραφίας (5.12). Έπειτα από κάθε προσθήκη το περιεχόμενο της στήλης συμπιέζεται με ελαφρά χτυπήματα. Όταν το σύνολο του μείγματος δείγμα - celite έχει εισαχθεί μέσα στη στήλη, εκλούμε με υδροχλωρικό οξύ 0,1 N (4.13) έτσι που να ληφθούν 10 ml εκλούματος σε 10 λεπτά περίπου. Αν χρειάζεται μπορούμε να κρούσουμε σε αυτή την έκλυση επαναλαμβάνοντας ελαφρά πίεση με αέριο. Κατά τη διάρκεια της έκλυσης καλό είναι να βεβαιωνώμαστε ότι υπάρχει πάντα υδροχλωρικό οξύ υπεράνω του μείγματος δείγμα - celite. Τα 10 πρώτα ml εκλούματος υψίσταται κατόπιν επεξεργασία, όπως υποδεικνύεται στο 6.2.2.4.
5.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6.2.2.4.	Οι υδατικές φάσεις (6.2.2.2) ή τα εκλούσματα (6.2.2.3) συλλέγονται και συμπιωνούνται σχεδόν μέχρι ξηρού υπό μειωμένη πίεση στον περιστροφικό συμπνευστή.
5.1.	Εσωρισμένου λαμού φιάλες με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml.	6.2.2.5.	Διαλύουμε το υπόλειμμα σε 6 ml του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 1 N (4.9). Προστίθενται 20 ml υγρού Fehling (4.16) και μεταγγίζουμε σε διαχωριστική χοάνη των 50 ml (5.5). Πλύνεται η φιάλη με 8 ml χλωροφόρμιο (4.3) και μεταγγίζονται μέσα στη διαχωριστική χοάνη. Έπειτα από ανακίνηση, η χλωροφορμική φάση διηθείται και συλλέγεται σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml (5.2).
5.2.	Φιάλες ογκομετρικές.	6.2.2.6.	Η υδατική φάση εκχυλίζεται και πάλι με τρεις φορές από 8 ml χλωροφόρμιο (4.3). Οι χλωροφορμικές φάσεις διηθούνται και συλλέγονται στην ογκομετρική φιάλη των 50 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με χλωροφόρμιο και ανακινούμε. Μετράμε τη οπτική πυκνότητα του κίτρινου διαλύματος στα 410 nm με χλωροφόρμιο, ως τυφλό.
5.3.	Σιφόνια βαθμολογημένα των 10 και 5 ml.	7.	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μέσα σε φιάλες με σφαιρικό πυθμένα των 100 ml (5.1), που περιέχουν καθένα 3 ml από ένα υδατικό διάλυμα αιθανόλης 30 % (4.20), εισάγονται με σφώνι 5, 10, 15 και 20 ml από το διάλυμα-μάρτυρα (4.15.1) και ενεργούμε όπως υποδεικνύεται στο 6.2.1.
5.4.	Σιφόνια ογκομετρικά των 20, 15, 10 και 5 ml.	8.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.5.	Χοάνες διαχωρισμού των 100, 50 και 25 ml.	8.1.	Δείγματα υγρά $\text{Υδροξυ-8-κινολενη } \% (\text{m/m}) = \frac{a}{m} \times 100$ όπου: a: ο αριθμός των mg υδροξυ-8-κινολενης υπολογισμένων από την καμπύλη αναφοράς (7), m (mg): η μάζα του δείγματος (6.2.1.1).
5.6.	Πτυχωτά ηθμοί διάμετρου 9 cm.	8.2.	Δείγματα στερεά και κρέμες $\text{Υδροξυ-8-κινολενη } \% (\text{m/m}) = \frac{2a}{m} \times 100$ όπου: a: ο αριθμός των mg υδροξυ-8-κινολενης υπολογισμένων από την καμπύλη αναφοράς (7), m (mg): η μάζα του δείγματος (6.2.2.1).
5.7.	Περιστροφικός συμπνευστής.		
5.8.	Ψυκτήρας επαναφοράς με σιρόρισμα.		
5.9.	Φασματοφωτόμετρο.		
5.10.	Κυψελίδες οπτικής διαδρομής 1 cm.		
5.11.	Θερμαινόμενος αναθετήρας.		
5.12.	Στήλη υάλινη για χρωματογραφία, 160 mm ύψους και 8 mm εσωτερικής διαμέτρου, της οποίας το κατώτερο μέρος είναι εφοδιασμένο με μια στένωση γεμισμένη με ύψισμα από υδροχλωρικό οξύ και το ανώτερο άκρο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα έκλυσης υπό πίεση.		
6.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		
6.1.	Ανίχνευση		
6.1.1.	Υγρά δείγματα		
6.1.1.1.	Αφού ρυθίσουμε στο 7,0 το pH ενός μέρους του προς ανάλυση δείγματος αποθέτουμε από αυτό 5 και 10 μl σε καθένα από τα σημεία της γραμμής εκκίνησης μιας πλάκας λεπτής στοιβάδας από gel silice, επεξεργασμένης κοπτηκτικώς όπως υποδεικνύεται στο 4.23.		

9. **ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)**
Για μια περιεκτικότητα σε υδροξυ-8-κινολεινίνη της τάξης του 0,3 %, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,02 %.
- XV ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
10. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό της ελεύθερης αμμωνίας στο σύνολο των καλλυντικών.
2. **ΟΡΙΣΜΟΣ**
Η περιεκτικότητα του δείγματος σε αμμωνία προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.
3. **ΑΡΧΗ**
Ένα διάλυμα χλωριούχου διαλίου προστίθεται στο καλλυντικό σε περιβάλλον μεθανόλης - νερού. Το ίζημα που ενδεχόμενα σχηματίζεται διηθείται ή φυγοκεντρείται. Με αυτό τον τρόπο ενέργειας αποφεύγεται, κατά τη διάρκεια της απόσταξης με υδρατμό, να συμπαρασφραγιστούν ορισμένα άλατα αμμωνίου όπως ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, άλατα λιπαρών οξέων κλπ., με εξαίρεση το οξείκο αμμώνιο.
Η αμμωνία αποστέλλεται με υδρατμό από το διήθημα ή το υπερκείμενο υγρό και προσδιορίζεται με εκανοχημική μέτρηση αλλαγής του χρώματος του δείκτη ή με ογκομετρική αγωγιμότητα.
4. **ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 4.1. Μεθανόλη.
- 4.2. Διάλυμα χλωριούχου διαλίου με δύο μόρια νερού 25 % (m/v).
- 4.3. Διάλυμα ορθο-φορικού οξέος 4 % (m/v).
- 4.4. Τίτλοδοτημένο διάλυμα θειικού οξέος 0,5 N.
- 4.5. Υγρό αντιαφριστικό.
- 4.6. Τίτλοδοτημένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,5 N.
- 4.7. Δείκτης: Μείγνυνται 5 ml ενός διαλύματος ερυθρού μεθυλίου, 0,1 % σε αιθανόλη, και 2 ml ενός διαλύματος κυανού του μεθυλενίου, 0,1 % σε νερό.
5. **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
- 5.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.
- 5.2. Φυγόκεντροι με κλειστούς σωλήνες.
- 5.3. Συσκευή απόσταξης με ατμό.
- 5.4. Ποτενσιόμετρο
- 5.5. Ηλεκτρόδιο υάλου και ηλεκτρόδιο αναφοράς καλομέλανα.
6. **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**
- 6.1. Σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, ζυγίζουμε με ακρίβεια 1 mg μια μάζα δείγματος (m) που αντιστοιχεί το πολύ σε 150 mg NH₃.
- 6.2. Προστίθενται:
10 ml νερό,
10 ml μεθανόλη (4.1),
10 ml διάλυμα χλωριούχου διαλίου (4.2).
Συμμετρώνουμε μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη (4.1).
- 6.3. Ομογενοποιούμε και αφήνουμε μία νύχτα στο ψυγείο (5°C)
- 6.4. Το διάλυμα ακόμη κρύο διηθείται ή φυγοκεντρείται σε κλειστούς σωλήνες επί 10 λεπτά, έτσι που να ληφθεί ένα διαυγές υπερκείμενο υγρό.
- 6.5. Εισάγονται με σιφόνι 40 ml του διαγυγούς διαλύματος στη συσκευή απόσταξης (5.3) και κατόπιν, ενδεχόμενα, 0,5 ml αντιαφριστικό (4.5).
- 6.6. Αποστέλλουμε και συλλέγουμε 200 ml απόσταγμα σε ποτήρι των 250 ml που περιέχει 10 ml θειικό οξύ 0,5 N (4.4) και 0,1 ml δείκτη (4.7).
- 6.7. Επανομοιοποιείται η περιεκτικότητα του θειικού οξέος με το διάλυμα του υδροξειδίου του νατρίου (4.6).
- 6.8. **Σημείωση:**
Σε περίπτωση ποτενσιομετρικού προσδιορισμού συλλέγονται 200 ml απόσταγματος σε ποτήρι των 250 ml που περιέχει 25 ml διάλυμα ορθοφορικού οξέος (4.3) και ογκομετρείται με το θειικό οξύ 0,5 N (4.4).
7. **ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ**
- 7.1. **Προσδιορισμός με επανομοιοποίηση με δείκτη**
Έστω:
V₁ (ml): ο όγκος του διαλύματος του υδροξειδίου του νατρίου 0,5 N (4.6) που χρησιμοποιήθηκε,
T₁: ο τίτλος του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου 0,5 N (4.6),
T₂: ο τίτλος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 N (4.4),
m (mg): η μάζα του δείγματος (6.1).
$$NH_3 \% (m/m) = \frac{(10 T_2 - V_1 T_1) \times 17 \times 100}{0,4 m} = \frac{(10 T_2 - V_1 T_1) \times 4250}{m}$$
- 7.2. **Άμεσος ποτενσιομετρικός προσδιορισμός**
Έστω:
V₂ (ml): ο όγκος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 N (4.4) που χρησιμοποιήθηκε,
T₂: ο τίτλος του διαλύματος του θειικού οξέος 0,5 N (4.4),
m (mg): η μάζα του δείγματος (6.1).
$$NH_3 \% (m/m) = \frac{V_2 T_2 \times 17 \times 100}{0,4 m} = \frac{V_2 T_2 \times 4250}{m}$$
8. **ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)**
Για περιεκτικότητα σε NH₃ της τάξης του 6%, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,6%.
- XVI. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΗΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ
1. **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**
Η μέθοδος αυτή είναι εφαρμόσιμη για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του νιτρομεθάνιου στα καλλυντικά τα συσκευασμένα με μορφή αερίων, για συγκέντρωση κατώτερη ή ίση με 0,3%.
2. **ΟΡΙΣΜΟΣ**
Η περιεκτικότητα του δείγματος σε νιτρομεθάνιο προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα στο σύνολο του περιεχομένου του αερίου.
3. **ΑΡΧΗ**
Το νιτρομεθάνιο ανιχνεύεται με χρωστική αντίδραση. Ο προσδιορισμός του πραγματοποιείται με αεριοχρωματογραφία έπειτα από προσθήκη εσωτερικού πρότυπου.
4. **ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ**
- 4.1. **Αντιδραστήρια**
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 4.1.1. Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 0,5 N.
- 4.1.2. **Αντιδραστήριο Folin:**
Διαλύονται στο νερό 0,1 g μετά νατρίου άλατος του 1,2-ναφθοκινονο-σουλφονικού-4-οξέος και φέρονται στα 100 ml.
- 4.2. **ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**
Προσθέτουμε 10 ml 4.1.1 και 1 ml 4.1.2 σε 1 ml δείγματος. Μια ιώδης χρώση υποδεικνύει την παρουσία νιτρομεθάνιου.
5. **ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ**
- 5.1. **ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 5.1.1. Χλωροφόρμιο (εσωτερικό πρότυπο αριθ. 1).
- 5.1.2. 2,4-διμεθυλοεστανόλιο (εσωτερικό πρότυπο αριθ. 2).
- 5.1.3. Αιθανόλη 95 %.
- 5.1.4. Νιτρομεθάνιο.
- 5.1.5. **Διάλυμα αναφοράς χλωροφωρμίου**
Σε ογκομετρική φιάλη των 25 ml προζυγισμένη εισάγουμε 650 mg περίπου χλωροφόρμιο (5.1.1). Ζυγίζουμε εκ νέου με προσθήκη τη φιάλη και το περιεχόμενό της. Συμπληρώνουμε στα 25 ml με αιθανόλη 95% (5.1.3). Ζυγίζουμε και υπολογίζουμε την επί τοις εκατό μάζα χλωροφωρμίου σε αυτό το διάλυμα.
- 5.1.6. **Διάλυμα αναφοράς διμεθυλοεστανόλιου**
Ενεργούμε όπως για το διάλυμα αναφοράς του χλωροφωρμίου, αλλά εισάγουμε 270 mg 2,4-διμεθυλοεστανόλιο (5.1.2) σε φιάλη ογκομετρική των 25 ml.
- 5.2. **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
- 5.2.1. Αεριοχρωματογράφος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

- 5.2.2. Διάταξη για δειγματοληψία σε αέροσολ (φιάλη μεταφοράς, μικροσύριγγα, προσαρμοστές κλπ.), όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο II του παραρτήματος της οδηγίας 80/1335/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής της 22ας Δεκεμβρίου 1980 (1).
- 5.2.3. Συνθήκες εξοπλισμός εργαστηρίου.
- 5.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 5.3.1. Προετοιμασία του δείγματος
- Σε φιάλη μεταφοράς των 100 ml προζυγισμένη και καθαρισμένη με αέρα (κατά τον τρόπο ενέργειας που περιγράφεται στην παράγραφο 5.4 του κεφαλαίου II του παραρτήματος της οδηγίας 80/1335/ΕΟΚ) ή μέσα στην οποία έχουμε κάνει κενό, εισάγουμε 5 ml περίπου από το ένα ή το άλλο εσωτερικό πρότυπο (5.1.5 ή 5.1.6). Χρησιμοποιούμε σύριγγα υάλινη των 10 ή 20 ml χωρίς δελόνια, προσαρμοσμένη στο σκεύος μεταφοράς κατά την τεχνική που περιγράφεται στην παράγραφο 5, κεφάλαιο II της οδηγίας που αναφέραμε.
- Με την ίδια τεχνική, εισάγουμε στη φιάλη 50 g περίπου από το περιεχόμενο του δείγματος αέροσολ. Ζυγίζουμε εκ νέου προκειμένου να προσδιορίσουμε την ποσότητα δείγματος που εισαγάγαμε. Αναμειγνύουμε προσεκτικά. Ενίοτε 10 ml περίπου χρησιμοποιώντας τη μικροσύριγγα (5.2.2). Προβάνουμε σε 5 ενέσεις.
- 5.3.2. Προετοιμασία προτύπου
- Σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, ζυγίζουμε με ακρίβεια 500 mg περίπου νιτρομεθάνιο (5.1.4) με 500 mg χλωροφόρμιο (5.1.1) ή 210 mg 2,4-διμεθυλοπεντάνιο (5.1.2). Φέρουμε μέχρι τη χαραγή με αιθανόλη 95 % (5.1.3). Αναμειγνύουμε προσεκτικά. Εισάγουμε 5 ml από αυτό το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 20 ml. Φέρουμε μέχρι τη χαραγή με αιθανόλη 95 % (5.1.3). Ενίοτε 10 ml περίπου χρησιμοποιώντας τη μικροσύριγγα (5.2.2). Προβάνουμε σε 5 ενέσεις.
- 5.3.3. Συνθήκες αέρας χρωματογραφίας
- 5.3.3.1. Στήλη
- Πρόκειται για στήλη από δύο μέρη που το πρώτο περιέχει φθαλικό δι-δεσίου πάνω σε Gas Chrom Q σαν στατική φάση, το δεύτερο Ucon 50 HB 280X πάνω σε Chrom Q σαν στατική φάση. Η διελή στήλη που παρασκευάστηκε κατά τα παραπάνω πρέπει να δίνει ένα διαχωρισμό (R) ίσο ή μεγαλύτερο από 1,5, λαμβανομένου υπόψη ότι:
- $$R = 2 \frac{d'r_2 - d'r_1}{W_1 + W_2}$$
- όπου:
- t_1 και t_2 : χρόνοι κατακράτησης σε min,
- W_1 και W_2 : ευρύς κορυφών στο μέσο του ύψους σε mm,
- d' : ταχύτητα εκτύλιξης σε mm/min.
- Σαν παράδειγμα, τα παρακάτω δύο τμήματα δίνουν τον επιζητούμενο διαχωρισμό:
- Μέρος Α:
- υλικό: ανοξείδωτος χάλυδας,
- μήκος: 1,5 m,
- διάμετρος: 3 mm,
- κάλυψη: 20% φθαλικό δι-δεσίου πάνω σε Chrom Q, 100-120 mesh.
- Μέρος Β:
- υλικό: ανοξείδωτος χάλυδας,
- μήκος: 1,5 m,
- διάμετρος: 3 mm,
- κάλυψη 20% Ucon 50 HB 280X πάνω σε Gas Chrom Q, 100-120 mesh.
- 5.3.3.2. Ανιχνευτής — Ιονισμός φλόγας
- Το ηλεκτρόμετρο του ανιχνευτή μπορεί να τοποθετείται σε μια ευαισθησία 8×10^{-10} A.
- 5.3.3.3. Θερμοκρασίες
- Διάταξη εισόδου: 150°C.
- Ανιχνευτής: 150 °C.
- Στήλη: μεταξύ 50 °C και 80 °C ανάλογα με τον τύπο της στήλης και της συσκευής.
- 5.3.3.4. Αέρια
- Φέρον αέριο: άζωτο.
- Πίεση: 2,1 bar.
- Παροχή: 40 ml/min.
- Ανιχνευτής: αέριο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.
6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- 6.1. Συντελεστής απόκρισης νιτρομεθανίου, υπολογισμένος σε αναφορά προς το εσωτερικό πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε
- Αν η παριστά το νιτρομεθάνιο:
- K_n : ο συντελεστής της απόκρισης
- M_n : η μάζα του σε g μέσα στο μείγμα,
- S_n : την επιφάνεια της κορυφής του,
- αν c παριστά το εσωτερικό πρότυπο (χλωροφόρμιο ή 2,4-διμεθυλοπεντάνιο):
- m_c : τη μάζα του σε g μέσα στο μείγμα,
- S_c : την επιφάνεια της κορυφής του,
- ο τύπος θα είναι:
- $$K_n = \frac{m_n}{m_c} \times \frac{S_c}{S_n}$$
- (Το K_n εξαρτάται από τη συσκευή.)
- 6.2. Συγκέντρωση του νιτρομεθανίου στο δείγμα
- Αν η παριστά το νιτρομεθάνιο:

K_n : ο συντελεστής της απόκρισης

S_n : η επιφάνεια της κορυφής του

αν c παριστά το εσωτερικό πρότυπο (χλωροφόρμιο ή 2,4-διμεθυλοπεντάνιο):

m_c : η μάζα του σε g στο μείγμα,

S_c : την επιφάνεια της κορυφής του,

M : η μάζα του σε g δείγματος αέροσολ που έχει μεταφερθεί,

το εκατοστιαίο ποσοστό m/m νιτρομεθανίου μέσα στο δείγμα θα είναι ίσο με:

$$\frac{m_n}{M} \cdot \frac{K_n \cdot S_n}{S_c} \cdot 100$$

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για περιεκτικότητα σε νιτρομεθάνιο της τάξης του 0,3% (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,03 %.

XVII ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΗΜΑ Ή ΤΟ ΙΣΙΩΜΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΡΙΧΩΠΤΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει την ανίχνευση και τον προσδιορισμό του θειογλυκολικού οξέος στα προϊόντα για το κατεργημένο ή το ισίωμα των μαλλιών και τα αποτρίχωντικά, παρουσία, ενδεχόμενα, άλλων αναγωγικών.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειογλυκολικό οξύ, προσδιορισμένη σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Το θειογλυκολικό οξύ ανιχνεύεται είτε με χρωστική αντίδραση είτε με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας. Ο προσδιορισμός του πραγματοποιείται είτε με ιωδομετρία είτε με αεροχρωματογραφία.

4. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

4.1. Ανίχνευση με χημική οδό

4.1.1. Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1.1.1.

Χάρτης ποτισμένος με οξεϊκό μολύβδο.

4.1.1.2.

Διαδικασία

4.1.2.

Τρόπος ενέργειας

4.1.2.1.

Ανίχνευση του θειογλυκολικού οξέος με χρωστική αντίδραση με οξεϊκό μολύβδο.

Αποθέτουμε μία σταγόνα δείγματος προς ανάλυση πάνω σε χάρτη οξεϊκού μολύβδου (4.1.1.1). Αν λάβουμε μια χρώση έντονη κίτρινη έχουμε πιθανή παρουσία θειογλυκολικού οξέος.

Ευαισθησία: 0,5 %.

4.1.2.2.

Χαρακτηρισμός θειούχων με σχηματισμό H_2S έπειτα από οξίνιση

Σε δοκιμαστικό σωλήνα, εισάγονται μερικά mg του προς μελέτη δείγματος. Προστίθενται 2 ml αποσταγμένου νερού και 1 ml HCl 1:1 (4.1.1.2). Παρατηρείται έκλυση H_2S αναγνωριζόμενη από την οσμή και από το σχηματισμό μαύρου ιζήματος PbS πάνω σε χαρτί ποτισμένο με οξεϊκό μολύβδο (4.1.1.1).

Ευαισθησία: 50 ppm.

4.1.2.3.

Χαρακτηρισμός θειωδών με σχηματισμό SO_2 έπειτα από οξίνιση

Ενεργούμε όπως στο 4.1.2.2. Φέρουμε σε βρασμό. Το SO_2 αναγνωρίζεται από την οσμή και τις αναγωγικές του ιδιότητες έναντι MnO_2 για παράδειγμα.

4.2.

Ανίχνευση με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας

4.2.1.

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια, πλην αντίθετης μνείας, πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.2.1.1.

Θειογλυκολικό οξύ ελεγχμένο ιωδομετρικά: καθαρότητα ≥ 98 % (ATG).

4.2.1.2.

Διθειογλυκολικό οξύ: καθαρότητα ≥ 99 % (ADTG).

4.2.1.3.

Θειογαλακτικό οξύ: καθαρότητα ≥ 95 % (ATL).

4.2.1.4.

3-μερκαπτοπροπιονικό οξύ: καθαρότητα ≥ 98 % (AMP).

4.2.1.5.

1-θειογλυκρίνη: καθαρότητα ≥ 98 % (TG).

4.2.1.6.

Πάκας Silica gel G-HR έτοιμες για χρήση πάχους 0,25 mm αναγοποιημένες στους 110°C επί 30 λεπτά.

4.2.1.7.

Πάκας οξείδιου του αργιλίου F 254, τύπος E Merck (ή ισοδύναμο) έτοιμες για χρήση πάχους 0,25 mm.

4.2.1.8.

Υδροχλωρικό οξύ πυκνό ($d_4^{20} = 1,19$).

4.2.1.9.

Οξεϊκό αιθόλιο.

4.2.1.10.

Χλωροφόρμιο.

4.2.1.11.

Διοσπροπιλαϊθέρας.

4.2.1.12.

Τετραχλωράνθρακας.

4.2.1.13.

Οξεϊκό οξύ glacial.

4.2.1.14.

Υδατικό διάλυμα ιωδοχίου καλλίου 1 % (m/v).

4.2.1.15.

Υδατικό διάλυμα χλωριούχου ψευδάργυρου 0,1 % (m/v).

(1) ΕΕ αριθ. L 383 της 31. 12. 1980, σ. 27.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

- 4.2.1.16. Διαλύτες ανάπτυξης
- 4.2.1.16.1. Οξέοι αιθέριοι — χλωροφόρμιο — διςοπροπυλαίθερας — οξέοι οξεία glacial (20:20:10:10) (κατ' όγκον).
- 4.2.1.16.2. Χλωροφόρμιο — οξέοι οξεία glacial (90:20) (κατ' όγκον).
- 4.2.1.17. Διαλύματα εμφάνισης
- 4.2.1.17.1. Αναμειγνύουμε αμέσως πριν τη χρήση ίσους όγκους από το διάλυμα 4.2.1.14 και το διάλυμα 4.2.1.15.
- 4.2.1.17.2. Διάλυμα βρωμίου 5 % (m/v): Διαλύονται 5 g βρωμίου σε 100 ml CCl₄ (4.2.1.12).
- 4.2.1.17.3. Διάλυμα φλουορεσκείνης 0,1 % (m/v): Διαλύονται 100 mg φλουορεσκείνης σε 100 ml αιθανόλης 95 %.
- 4.2.1.17.4. Υδατικό διάλυμα μολυβδαινικού αμμωνίου 10 % (m/v).
- 4.2.1.18. Διαλύματα αναφοράς
- 4.2.1.18.1. Υδατικό διάλυμα θειογλυκολικού οξέος 0,4 % (m/v).
- 4.2.1.18.2. Υδατικό διάλυμα διθειογλυκολικού οξέος 0,4 % (m/v).
- 4.2.1.18.3. Υδατικό διάλυμα θειογαλακτικού οξέος 0,4 % (m/v).
- 4.2.1.18.4. Υδατικό διάλυμα 3-μερκαπτοπροπionικού οξέος 0,4 % (m/v).
- 4.2.1.18.5. Υδατικό διάλυμα 1-θειογλυκερίνης 0,4 % (m/v).
- 4.2.2. Εξοπλισμός
- Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου για χρωματογραφία λεκτής στοιβάδας.
- 4.2.3. Διαδικασία
- 4.2.3.1. Επεξεργασία των δειγμάτων
- Οξινίζουμε με μερικές σταγόνες υδροχλωρικού οξέος (4.2.1.8) μέχρι pH 1 και διηθούμε αν χρειάζεται. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγούμεθα σε αραίωση του δείγματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις οξινίζουμε με υδροχλωρικό οξύ πριν πραγματοποιήσουμε την αραίωση.
- 4.2.3.2. Ανάπτυξη
- Αποθέτουμε πάνω στην πλάκα 1 μl από το διάλυμα δείγματος 4.2.3.1 και 1 μl από καθένα από τα πέντε διαλύματα αναφοράς (4.2.1.18). Ξηραίνουμε προσεκτικά με ασθενές ρεύμα αζότου και αναπτύσσουμε με τους διαλύτες ανάπτυξης 4.2.1.16.1 ή 4.2.1.16.2. Ξηραίνουμε το συντομότερο δυνατό κάτω από άζωτο, έτσι που να αποφευχθεί οξείδωση των θειολών.
- 4.2.3.3. Εμφάνιση
- Ψεκάζουμε πάνω στην πλάκα το αντιδραστήριο 4.2.1.17.1 ή 4.2.1.17.3 ή 4.2.1.17.4. Όταν η πλάκα έχει ψεκάσει με το αντιδραστήριο 4.2.1.17.3, τοποθετείται σε κορεσμένο με βρώμιο θάλαμο (4.2.1.17.2) μέχρις ότου οι κηλίδες καταστούν ορατές. Όταν η πλάκα έχει ψεκάσει με το αντιδραστήριο 4.2.1.17.4, η εμφάνιση δεν θα είναι καλή παρά μόνο αν ο χρόνος ξήρανσης της στοιβάδας δεν έχει υπερβεί 1/2 της ώρας.
- 4.2.3.4. Αξιολόγηση
- Συγκρίνουμε τις τιμές των R_f και τα χρώματα των διαλυμάτων αναφοράς με εκείνα του διαλύματος δείγματος. Τα μέσα R_f επί στοιβάδας silice δίδονται παρακάτω ενδεικτικά και δεν έχουν παρά μια συγκριτική αξία. Στην πράξη εξαρτώνται:
- από την κατάσταση ενεργοποίησης της στοιβάδας τη στιγμή της χρωματογραφίας,
 - από τη θερμοκρασία του θαλάμου χρωματογραφίας.

Πίνακας R_f για στοιβάδα silice

	Διαλύτες ανάπτυξης	
	4.2.1.16.1	4.2.1.16.2
Θειογλυκολικό οξύ	0,25	0,80
Θειογαλακτικό οξύ	0,40	0,95
Διθειογλυκολικό οξύ	0,00	0,35
3-μερκαπτοπροπionικό οξύ	0,45	0,95
1-θειογλυκερίνη	0,45	0,35

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ (*)

Αρχίζουμε πάντα με μια ιωδιμετρία.

5.1. Ιωδιμετρία

5.1.1. Αρχή

Ο προσδιορισμός πραγματοποιείται με οξείδωση της ομάδας SH με το I₂ σε όξινο περιβάλλον σύμφωνα με την αντίδραση:



5.1.2. Αντιδραστήρια

Τιτλοδοτημένο διάλυμα ιωδίου 0,1 N.

5.1.3. Εξοπλισμός

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.1.4. Διαδικασία

Σε κωνική κλειόμενη φιάλη των 150 ml που περιέχει 50 ml απεσταγμένου νερού, ζυγίζονται με ακρίβεια 0,500 έως 1 g δείγματος.

Προστίθενται 5 ml HCl 1:1 (4.1.1.2) (pH του διαλύματος πλησίον στο 0) και ογκομετρούμε με το ιώδιο 0,1 N (5.1.2) μέχρις εμφανίσεως κίτρινης χροιάς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτη (άμυλο, χλωροφόρμιο).

5.1.5. Υπολογισμός

Η περιεκτικότητα σε θειογλυκολικό οξύ υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

$$\% (\text{m/m}) = \frac{92 \cdot n \cdot 10}{1000 \cdot 10 \cdot m} = \frac{0,92 n}{m}$$

(*) Σημείωση: Ο προσδιορισμός του θειογλυκολικού οξέος πρέπει να γίνει σε προϊόντα που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί και είναι πρόσφατα αποσφραγισμένα, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε οξείδωση.

όπου:

m: η μάζα σε g του υποδείγματος,

n: ο όγκος του ιωδίου 0,1 N που καταναλώθηκε.

5.1.6.

Παρατήρηση

Αν το αποτέλεσμα, υπολογισμένο σε θειογλυκολικό οξύ είναι κατώτερο από 0,1 % στις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε άλλους υπολογισμούς. Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο ή ανώτερο από τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις και αν η ανίχνευση έδειξε την παρουσία πολλών αναγωγικών, είναι πλέον απαραίτητο να προχωρήσουμε σε προσδιορισμό με αεριοχρωματογραφία.

5.2.

Αεριοχρωματογραφία

5.2.1.

Αρχή

Το θειογλυκολικό οξύ διαχωρίζεται από το έκδοχο με καταβύθιση με μορφή μερκαπτιδίου του καδμίου.

Έπειτα από μεθύλωση με διαζωμεθάνιο παρασκευασμένο είτε αμέσως πριν τη χρήση είτε από προηγούμενες σε αιθερικό διάλυμα, το μεθυλωμένο παράγωγο του θειογλυκολικού οξέος προσδιορίζεται με χρωματογραφία αέρια/γρήλη με καπνολικό μεθόλιο σαν εσωτερικό πρότυπο.

5.2.2.

Αντιδραστήρια

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

5.2.2.1.

Θειογλυκολικό οξύ, καθαρό (γνωστού τίτλου).

5.2.2.2.

Υδροχλωρικό οξύ πυκνό d₄²⁰ = 1,19.

5.2.2.3.

Μεθανόλη.

5.2.2.4.

Υδατικό διάλυμα οξέοι καδμίου 2H₂O, 10 % (m/v).

5.2.2.5.

Διάλυμα καπνολικού μεθυλίου 2 % (m/v) σε μεθανόλη.

5.2.2.6.

Οξέοι ρυθμιστικό διάλυμα pH 5:

οξέοι νάτριο, 3H₂O: 77 g,

οξέοι οξεία glacial: 27,5 ml,

απιονισμένο νερό q.s.q.: 1 l.

5.2.2.7.

Πρόσφατο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 3 N σε μεθανόλη.

5.2.2.8.

N-μεθυλο-N-νιτροδο-N'-νιτρογουνιδίνη.

5.2.2.9.

Διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου 5 N.

5.2.2.10.

Τιτλοδοτημένο διάλυμα ιωδίου 0,1 N.

5.2.2.11.

Διαιωδοξείδιο.

5.2.2.12.

Διάλυμα διαζωμεθάνιου παρασκευασμένο από N-μεθυλο-N-νιτροδο-p-τολουολοσουλφοναμίδιο κατά Fieser (Reagents for organic synthesis, Ed. Wiley 1967)

Το διάλυμα που λαμβάνεται περιέχει περίπου 1,5 g διαζωμεθάνιο σε 100 ml διαιωδοξείδιο (5.2.2.11). Επειδή το διαζωμεθάνιο είναι αέριο τοξικό και πολύ ασταθές, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν όλα τα πειράματα κάτω από ισχυρό απαγωγό και επίσης να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση σκευών με εσθμισμένες συνδεσμολογίες.

5.2.3.

Εξοπλισμός

5.2.3.1.

Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2.3.2.

Διάταξη για παρασκευή διαζωμεθάνιου αμέσως πριν τη χρήση (An. Chem. 45, 1973, 2302).

5.2.3.3.

Διάταξη για από πριν παρασκευή διαζωμεθάνιου κατά Fieser.

5.2.4.

Προετοιμασία του δείγματος

Σε σωλήνα φυγοκέντρωσης των 50 ml ζυγίζουμε με ακρίβεια μάζα του δείγματος τέτοια που η υποτιθέμενη ποσότητα θειογλυκολικού οξέος να είναι της τάξης των 50 έως 70 mg. Οξινίζουμε με μερικές σταγόνες πυκνού HCl (5.2.2.2) μέχρι λήψεως pH γειτονικού στο 3.

Προσθέτουμε: 5 ml απιονισμένο νερό,

10 ml οξέοι ρυθμιστικό διαλύματος (5.2.2.6).

Εξακριβώνουμε με χάρτινο δείκτη ότι το pH είναι γειτονικό στο 5.

Κατόπιν προσθέτουμε 5 ml διαλύματος οξέοι καδμίου (5.2.2.4).

Περιμένουμε 10 λεπτά και φυγοκεντρούμε επί 15 τουλάχιστον λεπτά στα 4 000 g. Διαχωρίζουμε το υπερκείμενο υγρό. Μπορεί να συμβεί το υγρό τούτο να περιέχει ένα αδιάλυτο λιπαρό (περίπτωση κρέμας), που δεν πρέπει να συγχυστεί με το μερκαπτιδίου του καδμίου που έχει συγκεντρωθεί με ενιαίο τρόπο στον πυθμένα του σωλήνα.

Εξακριβώνουμε την απουσία ιζήματος με προσθήκη μέσα στο υπερκείμενο υγρό μερικών σταγόνων διαλύματος οξέοι καδμίου (5.2.2.4). Στην περίπτωση όπου οι προηγούμενες διαρυνήσεις δείχνουν απουσία αναγωγικών παραγόντων άλλων από θειολές, εξακριβώνουμε με ιωδιμετρία ότι η παρουσία θειολών στο υπερκείμενο υγρό δεν υπερβαίνει το 6 έως 8 % της αρχικής ποσότητας.

Στο σωλήνα φυγοκέντρωσης που περιέχει το ιζήμα εισάγονται 10 ml μεθανόλης (5.2.2.3), καταναλώνεται ομοιόμορφα το ιζήμα με τη βοήθεια ράδδου, φυγοκεντρούμε εκ νέου επί 15 τουλάχιστον λεπτά στα 4 000 rpm. Μεταγγίζουμε το υπερκείμενο υγρό και εξακριβώνουμε με ιωδιμετρία την απουσία θειολών.

Ένα δεύτερο πλύσιμο πραγματοποιείται με τις ίδιες συνθήκες.

Στο σωλήνα φυγοκέντρωσης, πάντοτε, προστίθενται:

— 2 ml διαλύματος καπνολικού μεθυλίου (5.2.2.5),

— 5 ml διαλύματος υδροχλωρικού οξέος σε μεθανόλη (5.2.2.7).

Διαλύουμε πλήρως το μερκαπτιδίου (δυνατόν να συμβεί να παραμείνει ένα μικρό ποσοστό αδιάλυτο που θα οφείλεται στο έκδοχο). Αυτό είναι το διάλυμα S.

Σε ένα μέρος του διαλύματος S εξακριβώνουμε ιωδιμετρικά την περιεκτικότητα σε θειολές που πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 90 % εκείνης που λήφθηκε στο σημείο 5.1.

5.2.5.

Μεθύλωση

Η μεθύλωση πραγματοποιείται είτε αμέσως πριν από τη χρήση, κατά τη μέθοδο που περιγράφεται στο σημείο 5.2.5.1, είτε με τη δοσθείσα ενός διαλύματος διαζωμεθάνιου παρασκευασμένου από πριν κατά το σημείο 5.2.5.2.

5.2.5.1.

Μεθύλωση αμέσως πριν από τη χρήση

Μέσα στη διάταξη (5.2.3.2) που περιέχει 1 ml διαιωδοξείδιο (5.2.2.11), εισάγουμε 50 ml από το διάλυμα S. Μεθυλώνουμε κατά τη μέθοδο που αναφέρεται στο σημείο 5.2.3.2 με 300 mg N-μεθυλο-N-νιτροδο-N'-νιτρογουνιδίνη (5.2.2.8).

Έπειτα από 15 λεπτά, εξακριβώνουμε ότι το διάλυμα περιέχει περίσσεια διαζωμεθάνιου (διάλυμα κίτρινο) και μεταγγίζουμε σε φιαλίδιο των 2 ml κλειόμενο ερμητικά. Το φιαλίδιο τοποθετείται σε ψυγείο επί μία νύκτα.

- Πραγματοποιούμε ταυτόχρονα δύο μεθυλίσεις.
- 5.2.5.2. Μεθύλιση με το διάλυμα διαζωμεθανίου παρασκευασμένο από πριν (5.2.2.12)
Σε κλειόμενη φιάλη των 5 ml εισάγεται 1 ml διαζωμεθανίου (5.2.2.12), κατόπιν 50 μl διαλύματος S. Αφήνουμε σε ψυγείο επί μία νύκτα.
- 5.2.6. Προετοιμασία του προτύπου
Παρασκευάζουμε ένα πρότυπο διάλυμα θειογλυκολικού οξέος γνωστού τίτλου που περιέχει περίπου 60 mg θειογλυκολικού οξέος σε έναν όγκο 2 ml.
Αυτό είναι το διάλυμα E.
Προβαίνουμε στην καλλιέργεια, στους προσδιορισμούς και στη μεθύλιση όπως υποδεικνύεται στα σημεία 5.2.4 και 5.2.5.
- 5.2.7. Συνθήκες αεριοχρωματογραφίας
- 5.2.7.1. Στήλη: Υλικό: ανοξείδωτος χάλυδας.
Μήκος: 2 m.
Εσωτερική διάμετρος: 3 mm.
- 5.2.7.2. Πλήρωση: Φθαλικό διδεκτύλιο 20 % πάνω σε Chrom WAN 80-100 mesh.
- 5.2.7.3. Ανιχνευτής: Ιονισμός φλόγας.
Είναι καλύτερα το ηλεκτρόμετρο να τοποθετείται σε ευαισθησία από 8×10^{-10} A.
- 5.2.7.4. Αέρια:
φέρον αέριο: άζωτο: πίεση 2,2 bar, παροχή 35 ml/min.
δοθητικό αέριο: υδρογόνο: πίεση 1,8 bar, παροχή 15 ml/min.
ανιχνευτής: αέριο που συνιστάται από τον παρασκευαστή.
- 5.2.7.5. Θερμοκρασίες:
διάταξη εισαγωγής: 200°C
ανιχνευτής: 200 °C
στήλη: 90 °C
- 5.2.7.6. Καταγραφέας:
εκτύλιξη: 5 mm/min
- 5.2.7.7. Ενέμενη κοσότητα: 3 μl
Γίνονται πέντε περάσματα σε κάθε μεθυλιωμένο δείγμα.
- 5.2.7.8. Οι συνθήκες χρωματογραφίας δίδονται ενδεικτικά και επιτρέπουν να ληφθεί ένας διαχωρισμός $R > 1,5$, δεδομένου ότι:
- $$R = 2 \frac{d' r_2 - d' r_1}{W_1 + W_2}$$
- όπου:
 r_1 και r_2 : χρόνοι κατακράτησης σε min,
 W_1 και W_2 : εἶδος κορυφών στο μισό του ύψους σε mm,
 d' : ταχύτητα εκτύλιξης σε mm/min.
- Συνιστάται να περατωθεί η χρωματογραφία με ένα πρόγραμμα από 90 στους 150 °C, με 10 °C/min, προκειμένου να αποφευχθούν οι ουσίες που δυνατόν να παρέμβουν κατά τις μετρήσεις που ακολουθούν.
- 5.2.8. Υπολογισμοί
- 5.2.8.1. Συντελεστής αναλογίας του θειογλυκολικού οξέος
Υπολογίζεται σε σχέση με το καρβυλικό μεθύλιο ξεκινώντας από πρότυπο μείγμα.
Έστω:
 t : το θειογλυκολικό οξύ,
 k_i : ο συντελεστής του αναλογίας,
 m_i' : η μάζα του (σε mg) στο μείγμα,
 S_i' : η επιφάνεια της κορυφής του,
 c : το καρβυλικό μεθύλιο,
 m_c' : η μάζα του (σε mg) στο μείγμα,
 S_c' : η επιφάνεια της κορυφής του.
- $$k_i = \frac{m_i'}{m_c'} \cdot \frac{S_c'}{S_i'}$$
- Ο συντελεστής αυτός εξαρτάται από τη συσκευή.

- 5.2.8.2. Συγκέντρωση του θειογλυκολικού οξέος στο δείγμα
Έστω:
 t : το θειογλυκολικό οξύ,
 k_i : ο συντελεστής του αναλογίας,
 S_i : η επιφάνεια της κορυφής του,
 c : το καρβυλικό μεθύλιο,
 m_c : η μάζα του (σε mg) στο μείγμα,
 S_c : η επιφάνεια της κορυφής του,
 M : η μάζα (σε mg) του αρχικού υποδείγματος.
το εκατοστιαίο ποσοστό (m/m) του θειογλυκολικού οξέος στο μείγμα ισούται με:

$$\frac{m_i}{M} \cdot k_i \cdot \frac{S_i}{S_c} \cdot 100$$

6. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για περιεκτικότητα σε θειογλυκολικό οξύ από 8% (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8 %.

XVIII. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΙΟΥ

A. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε όλα τα καλλυντικά.
2. ΑΡΧΗ
Το εξαχλωροφαίνιο που περιέχεται στο δείγμα εκχυλίζεται με οξεϊκό αιθόλιο και ταυτοποιείται με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 3.1. Διάλυμα θεικού οξέος 8 N.
- 3.2. Celite AW.
- 3.3. Οξεϊκό αιθόλιο.
- 3.4. Διαλύτης ανάπτυξης:
Βενζόλιο που περιέχει 1 % (v/v) οξεϊκό οξύ glacial.
- 3.5. Εμφανιστής I:
Διάλυμα ροδαμίνης B: διαλύονται 100 mg ροδαμίνης B σε μείγμα από 150 ml διαιθυλοξείδιου, 70 ml απόλυτης αιθανόλης και 16 ml νερού.
- 3.6. Εμφανιστής II:
Διάλυμα 2,6-διβρωμοκινονοχλωριμίδιου: διαλύονται 400 mg 2,6-διβρωμοκινονοχλωριμίδιου σε 100 ml μεθανόλης (παρασκευάζεται καθημερινά).
Διάλυμα ανθρακικού νατρίου: διαλύονται 10 g ανθρακικού νατρίου σε 100 ml απιονισμένου νερού.
- 3.7. Πρότυπο διάλυμα:
Διάλυμα 0,05 % (m/v) εξαχλωροφαίνιου σε οξεϊκό αιθόλιο (3.3).
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 4.1. Πλάκας χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδας από silica F 254 20x20 cm, ή ισοδύναμες.
- 4.2. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
- 4.3. Λουτρό με θερμοστάτη για 26 °C.
5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
- 5.1. Αναμειγνύουμε προσεκτικά 1 g δείγματος ομογενοποιημένου με 1 g celite AW (3.2) και 1 ml διάλυμα θεικού οξέος (3.1).
- 5.2. Ξηραίνουμε στους 100 °C επί 2 ώρες.
- 5.3. Ψύχουμε και μετατρέπουμε το ξηραμένο υπόλειμμα σε λεπτή σκόνη.
- 5.4. Εκχυλίζουμε δύο φορές με κάθε φορά 10 ml οξεϊκού αιθολίου (3.3). Φυγοκεντρώμε έπειτα από κάθε εκχύλιση και συλλέγουμε τις φάσεις οξεϊκού αιθολίου.
- 5.5. Εξατμίζουμε στους 60 °C.
- 5.6. Διαλύουμε το ίζημα σε 2 ml οξεϊκού αιθολίου (3.3).
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 6.1. Φέrouμε 2 μl από το διάλυμα δείγματος (5.6) και 2 μl διάλυμα αναφοράς (3.7) πάνω σε πλάκα (4.1).
- 6.2. Κορέννεται θερμοστατικά ρυθμισμένος στους 26 °C θάλαμος με το διαλύτη ανάπτυξης (3.4).
- 6.3. Τοποθετείται η πλάκα μέσα στο θάλαμο και αναπτύσσεται μέχρι τα 15 cm.
- 6.4. Αποσύρεται η πλάκα και ξηραίνεται στο πυριαντήριο στους 105 °C.
- 6.5. Εμφάνιση:
Εμφανίζουμε τις κηλίδες εξαχλωροφαίνιου όπως υποδεικνύεται στα σημεία 6.5.1 ή 6.5.2.
- 6.5.1. Ψεκάζουμε τον εμφανιστή I (3.5) κατά ομοιόμορφο τρόπο επί της πλάκας. Έπειτα από 30 λεπτά εξετάζεται η πλάκα κάτω από φως UV στα 254 nm.
- 6.5.2. Ψεκάζουμε τον εμφανιστή II (3.6) χρησιμοποιώντας διαδοχικά το διάλυμα διβρωμοκινονοχλωριμίδιου, κατόπιν το διάλυμα ανθρακικού νατρίου. Εξετάζεται η πλάκα στο διάχυτο φως (ημέρας) έπειτα από 10 λεπτά ξήρανσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
- 7.1. Εμφανιστής I (3.5):
Το εξαχλωροφαίνιο εμφανίζεται με μορφή κυανωπών κηλίδων σε φόντο κίτρινο-πορτοκαλί, φθορίζον, και παρουσιάζει ένα Rf περίπου 0,5.
- 7.2. Εμφανιστής II (3.6):
Το εξαχλωροφαίνιο εμφανίζεται με μορφή κηλίδων κυανών έως κυανοπρασίνων σε φόντο λευκό και παρουσιάζει ένα Rf περίπου 0,5.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

B. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος ισχύει για όλα τα καλλυντικά.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε εξαχλωροφαίνιο, προσδιορίζεται με αυτή τη μέθοδο, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Έπεται από μετατροπή σε μεθυλωμένο παράγωγο, το εξαχλωροφαίνιο προσδιορίζεται με αεριοχρωματογραφία με ανιχνευτή πρόσληψης ηλεκτρονίων. Η μέθοδος επιβάλλει τη χρησιμοποίηση εσωτερικού πρότυπου.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Οξείκο αιθόλιο.

4.2. N-μεθύλο-N-νιτρωδο-p-τολουολοσουλφοναμίδιο (diazald).

4.3. Διαιθυλοξείδιο.

4.4. Μεθανόλη.

4.5. Διαιθυλενο-γλυκόλη-μονοαιθυλαϊθέρας (carbitol).

4.6. Φορμικό οξύ.

4.7. Υδροξείδιο του καλίου, υδατικό διάλυμα 50 % (m/m), παρασκευασμένο αμέσως πριν τη χρήση.

4.8. Εξάνιο για φασματοφωτομετρία.

4.9. Βρωμοχλωροφαίνιο (πρότυπο αριθ. 1).

4.10. Thiobis (2-υδροξυ-3,5-διχλωρο-φαινόλιο) (πρότυπο αριθ. 2).

4.11. 2,4,4'-τριχλωρο-2-υδροξυ-διφαινυλαϊθέρας (πρότυπο αριθ. 3).

4.12. Ακετόνη.

4.13. Θεικό οξύ 8 N.

4.14. Celite AW.

4.15. Διάλυμα φορμικού οξέος σε οξείκο αιθόλιο 10 % (v/v).

4.16. Εξαχλωροφαίνιο.

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2. Μικροσυσκευή για την παρασκευή του διαζωμεθάνιου (Anal. Chem. 45, 1973, 2302-3).

5.3. Αεριοχρωματογράφος εφοδιασμένος με ανιχνευτή πρόσληψης ηλεκτρονίων - κτητή (63 Ni).

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων

Το πρότυπο εκλέγεται έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει με καμία ουσία που περιέχεται στο έκδοχο του προς ανάλυση προϊόντος. Γενικά το πρότυπο αριθ. 1 (4.9) ταιριάζει περισσότερο.

6.1.1. Ζυγίζουμε προσεκτικά περίπου 50 mg πρότυπο αριθ. 1 (4.9), αριθ. 2 (4.10) ή αριθ. 3 (4.11) και 50 mg εξαχλωροφαίνιου (4.16) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με οξείκο αιθόλιο (4.1) (διάλυμα Α). Διαλύουμε 10 ml από το διάλυμα Α στα 100 ml με οξείκο αιθόλιο (4.1) (διάλυμα Β).

6.1.2. Ζυγίζουμε προσεκτικά περίπου 50 mg πρότυπο αριθ. 1 (4.9), αριθ. 2 (4.10) ή αριθ. 3 (4.11) σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με οξείκο αιθόλιο (4.1) (διάλυμα Γ).

6.2. Προετοιμασία του δείγματος⁽¹⁾

Ζυγίζεται με ακρίβεια 1 g δείγματος, ομογενοποιείται και αναμειγνύεται προσεκτικά με 1 ml θειικού οξέος (4.13), 15 ml ακετόνης (4.12) και 8 g celite AW (4.1.) Σηραίνουμε

6.3.

Μεθυλίωση του δείγματος

Ψύχουμε όλα τα αντιδραστήρια και τον εξοπλισμό μεταξύ 0 °C και 4 °C επί 2 ώρες. Θέτουμε 1,2 ml από το διάλυμα που πάρθηκε στο 6.2 και 0,1 ml μεθανόλης (4.4) στο εξωτερικό διαμέρισμα της διάταξης για διαζωμεθάνιο.

Τοποθετούμε περίπου 200 mg diazald (4.2) στον κεντρικό υποδοχέα, προσθέτουμε 1 ml carbitol (4.5) και 1 ml διαιθυλοξείδιο (4.3) και διαλύουμε. Συναρμολογούμε τις συσκευές, διαβάζουμε κατά το ήμισυ τη διάταξη μέσα σε λουτρό στους 0 °C και εισάγουμε στον κεντρικό υποδοχέα, με τη βοήθεια μιας σύριγγας, περίπου 1 ml διαλύματος υδροξείδιου του καλίου ψυγμένο (4.7). Παράγεται μια χρώση κίτρινη που πρέπει να είναι διαρκείας. Αν η κίτρινη χρώση εξαφανιστεί επαναλαμβάνουμε τη μεθυλίωση με ακόμη 200 mg diazald (4.2) (Γ).

Η διάταξη αποκρούεται από το λουτρό έπειτα από 15 λεπτά, κατόπιν αφήνεται κλειστή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επί 12 ώρες. Ανοίγουμε τη συσκευή, απομακρύνουμε την περισσεία διαζωμεθάνιου προσθέτοντας μερικές σταγόνες διαλύματος φορμικού οξέος σε οξείκο αιθόλιο (4.15) και μεταφέρουμε το οργανικό διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 25 ml. Συμπληρώνουμε μέχρι τη χαραγή με εξάνιο (4.8).

Ενίουμε 1,5 μl από το διάλυμα αυτό στο χρωματογράφο.

6.4.

Μεθυλίωση του πρότυπου διαλύματος

Ψύχουμε όλα τα αντιδραστήρια και τη διάταξη σε θερμοκρασία που περιλαμβάνεται μεταξύ 0 °C και 4 °C επί 2 ώρες. Εισάγουμε στο εξωτερικό διαμέρισμα της συσκευής του διαζωμεθάνιου:

0,2 ml διαλύματος Β (6.1.1),
1,0 ml οξείκου αιθυλίου (4.1),
0,1 ml μεθανόλης (4.4).

Συνεχίζουμε τη μεθυλίωση όπως περιγράφεται στο 6.3. Ενίουμε 1,5 μl από το διάλυμα που πάρθηκε μέσα στο χρωματογράφο.

7.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΕΡΙΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η στατική φάση πρέπει να δώσει ένα βαθμό διαχωρισμού (R) τουλάχιστον ίσο με 1,5.

$$R = 2 \frac{d' r_2 - d' r_1}{W_1 + W_2}$$

όπου:

r₁ και r₂: χρόνοι κατακράτησης εκφρασμένοι σε min,

W₁ και W₂: εύρος κορυφών στο μέσο του ύψους,

d': ταχύτητα εκτόλιξης χάρτου σε mm/min.

Οι παρακάτω συνθήκες εργασίας θεωρούνται κατάλληλες.

Υλικό της στήλης: ανοξείδωτος χάλυδας

Μήκος: 170 cm

Διάμετρος: 3 mm

Πλήρωση:

chromosorb: WAW

μέγεθος κόκκων: 80-100 mesh

Στάσιμη φάση: OV-17 10 %

Θερμοκρασίες:

στήλη: 280 °C

διάταξη εισόδου: 280 °C

ανιχνευτής: 280 °C

Φέρον αέριο: Άζωτο U απαλλαγμένο οξυγόνου

παροχή: 30 ml/min

πίεση: 2,3 bar

8.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

8.1.

Συντελεστής αναλογίας εξαχλωροφαίνιου

Υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο που εκλέχτηκε σε σχέση με το πρότυπο μείγμα.

Έστω:

h: το εξαχλωροφαίνιο,
k_B: ο συντελεστής του αναλογίας,
m_B: η μάζα του στο πρότυπο μείγμα σε g,
A_B: η επιφάνεια της κορυφής του,
S: το πρότυπο που εκλέχτηκε,
m_S: η μάζα του στο μείγμα σε g,
A_S: η επιφάνεια της κορυφής του.

από όπου:

$$k_B = \frac{m_B \times A'_S}{m'_S \times A_B}$$

8.2.

Ποσότητα εξαχλωροφαίνιου στο δείγμα

Έστω:

h: το εξαχλωροφαίνιο,
k_B: ο συντελεστής του αναλογίας,
A_B: η επιφάνεια της κορυφής του,
S: το πρότυπο που εκλέχτηκε,
m_S: η μάζα του στο μείγμα σε g,
A_S: η επιφάνεια της κορυφής του,
M: η μάζα του δείγματος που πάρθηκε σε g?

από όπου το επί τοις εκατό ποσοστό μάζας εξαχλωροφαίνιου μέσα στο δείγμα δίνεται από τον τύπο:

$$\frac{m_B \times k_B \times A_S \times 100}{M \times A_B}$$

(¹) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων στα οποία το εξαχλωροφαίνιο μπορεί να υπάρχει, είναι σημαντικό να εξακριβωθεί πρώτα η ανάκτηση του εξαχλωροφαίνιου από το δείγμα με τη μέθοδο αυτή πριν καταχωρηθούν τα αποτελέσματα. Αν οι ανακτήσεις είναι μικρές, μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σε συμφωνία με τους ενδιαφερόμενους, όπως να αλλάξει ο διαλύτης (γενόλιο στη θέση του οξείκου αιθυλίου κλπ.).

(¹) Η εμμονή αυτής της κίτρινης χρωστικής υποδεικνύει περίσσεια διαζωμεθάνιου που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί πλήρης μεθυλίωση του δείγματος.

9. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για μια περιεκτικότητα σε εξοχλωφαίνιο 0,1 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιούμενων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να ξεπερνάει το 0,005 %.

XIX ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΤΟΛΟΥΟΛΟΣΟΥΛΦΟΧΛΩΡΑΜΙΔΙΟΥ (ΧΛΩΡΑΜΙΝΗ Τ)

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό του παράγωγου με νάτριο του παρα-τολουόλο-σουλφωχλωραμίδιου (χλωραμίνη Τ) στο σύνολό του μέσα στα καλλυντικά προϊόντα με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε χλωραμίνη Τ, προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή, εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Σε υδροχλωρικό διάλυμα εν θερμώ, η χλωραμίνη Τ υδρολύεται πλήρως σε 4-τολουόλο-σουλφοναμίδιο. Η ποσότητα του 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου που σχηματίζεται προσδιορίζεται με φωτοπυκνόμετρία μετά από χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Παράγωγο νατρίου του παρα-τολουόλοσουλφωχλωραμίδιου (χλωραμίνη Τ).

4.2. Πρότυπο διάλυμα 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου: 50 mg 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου διαλύονται σε 100 ml αιθανόλης (4.5).

4.3. Υδροχλωρικό οξύ 37 % (m/m) $d_4^{20} = 1,18$.

4.4. Διαιθυλαιθέρας.

4.5. Αιθανόλη 96 % (v/v).

4.6. Διαλύτης ανάπτυξης:

4.6.1. Βουτανόλη-1/αιθανόλη 96 % (4.5)/νερό (40:4:9, v/v/v) ή

4.6.2. Χλωροφόρμιο/ακετόνη (6:4, v/v).

4.7. Πλάκα χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας από silica gel 60 χωρίς φθορίζοντα δείκτη.

4.8. Υπερμαγγανικό κάλιο.

4.9. Υδροχλωρικό οξύ 15 % (m/m).

4.10. Αντιδραστήριο ψεκασμού: διάλυμα 1 % (m/v) ο-τολουιδίνης σε αιθανόλη (4.5).

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.

5.2. Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

5.3. Φωτοπυκνόμετρο.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1. Υδρόλυση

Ζυγίζουμε επακριβώς σε σφαιρική φιάλη των 50 ml, περίπου 1 g (m) δείγματος, προσθέτουμε 5 ml νερό, 5 ml υδροχλωρικού οξέος (4.3) και ζεύουμε επί 1 ώρα κάτω από ψυκτήρα. Μεταγίζουμε αμέσως το αέριο από τη φιάλη, με νερό, μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, ψύχουμε και συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό. Φυγοκεντρούμε τουλάχιστον επί 5 λεπτά στις 3.000 στροφές στο λεπτό κωμίδιο που υπερκείμενο υγρό.

6.2. Εκχύλιση

6.2.1. Παραλαμβάνουμε 30 ml από το δείγμα και εκχυλίζουμε τρεις φορές με 15 ml διαιθυλαιθέρα (4.4). Ξεραίνουμε, αν χρειάζεται, τις αιθερικές φάσεις και τις συλλέγουμε σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με διαιθυλαιθέρα (4.4).

6.2.2. Παραλαμβάνουμε 25 ml από το αιθερικό εκχύλισμα, εξατμίζουμε μέχρι ξηρού σε ρεύμα αζώτου. Επαναδιαλύουμε το εκχύλισμα σε 1 ml αιθανόλης (4.5).

6.3. Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας

6.3.1. Αποθέτουμε στάγδην πάνω σε πλάκα silica gel 60 (4.7) 20 μl από το διαλυμένο υπόλειμμα σε αιθανόλη (6.2). Αποθέτουμε κατά τον ίδιο τρόπο 8, 12, 16 και 20 μl από το πρότυπο διάλυμα 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου (4.2).

6.3.2. Αναπτύσσουμε στη συνέχεια μέχρις ύψους 15 cm περίπου μέσα στο διαλύτη (4.6.1 ή 4.6.2).

6.3.3. Έπειτα από πλήρη εξέλιξη του διαλύτη, τοποθετούμε την πλάκα επί δύο έως τρία λεπτά σε ατμόσφαιρα ατμών χλωρίου που λαμβάνουμε χύνοντας περίπου 100 ml υδροχλωρικού οξέος (4.9) επί 2 g περίπου υπερμαγγανικού καλίου (4.8) μέσα σε κλειστό δοχείο. Εκκλύουμε την περίσσεια χλωρίου θερμαίνοντας την πλάκα στους 100 °C επί 5 λεπτά. Ψεκάζουμε πάνω στην πλάκα το αντιδραστήριο (4.10).

6.4. Μέτρηση

Έπειτα από περίπου μία ώρα μετρούμε την ένταση των ιωδών κηλίδων με φωτοπυκνόμετρο στα 525 nm (5.3).

6.5. Κατάσχεση της καμπίλης βαθμονόμησης

Με βάση τα ύψη των κορυφών που λήφθηκαν, χαράσσεται η ευθεία των προτύπων σε σχέση με τις ποσότητες (4, 6, 8, 10 μg) του 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου.

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η μέθοδος μπορεί να ελέγχεται με βάση τα διαλύματα 0,1 ή 0,2 % χλωραμίνης Τ (4.1), καταργασμένα κάτω από τις ίδιες με το δείγμα συνθήκες (6).

8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος εκφρασμένη επί τοις εκατό κατά μάζα υπολογίζεται με τη βοήθεια του παρακάτω τύπου:

$$\% \text{ (m/m) χλωραμίνης Τ} = \frac{1,33 \times a}{60 \times m}$$

όπου:

1,33: συντελεστής μετατροπής του 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου σε χλωραμίνη Τ,

a: ποσότητα 4-τολουόλοσουλφοναμίδιου εκφρασμένη σε μg, που περιέχεται στο δείγμα και διαβάζεται πάνω στην ευθεία των προτύπων,

m: μάζα του υποδείγματος που κάρθηκε, εκφρασμένη σε g.

9. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)

Για μια περιεκτικότητα σε χλωραμίνη Τ της τάξης του 0,2 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,03 %.

XX ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό ολικού φθορίου που περιέχεται στις οδοντόκρεμες. Είναι κατάλληλη για περιεκτικότητες που δεν υπερβαίνουν το 0,25 %.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε φθόριο που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Το φθόριο του φθοριοπαράγωγου μετατρέπεται σε τριαυθοφθοροσιλάνιο (TEFS) με απευθείας αντίδραση με τριαυθοχλωροσιλάνιο (TECS) σε όξινο περιβάλλον, και, ταυτόχρονα, εκχυλίζεται με ξυλόλιο που περιέχει κυκλοεξάνιο σαν εσωτερικό πρότυπο. Το διάλυμα που κάρθηκε εξετάζεται με αεριοχρωματογραφία.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Φθοριούχο νάτριο, ξηραμένο στους 120 °C μέχρι σταθερής μάζας.

4.2. Νερό διασποσασίμενο ή κοιότητας ισοδυναμίας.

4.3. Πυκνό υδροχλωρικό οξύ $d_4^{20} = 1,19$.

4.4. Κυκλοεξάνιο (CH).

4.5. Ξυλόλιο που δεν εμφανίζει κορυφές στο χρωματογράφημα πριν από την κορυφή του διαλύτη, όταν χρωματογραφείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τα δείγματα (6.1). Αν χρειάζεται καθαρίζεται με απόσταξη (5.8).

4.6. Τριαυθοχλωροσιλάνιο (TECS Merck ή ισοδύναμο).

4.7. Πρότυπα διαλύματα φθοριοξέων

4.7.1. Πρότυπο διάλυμα 0,250 mg φθοριούχου ανά ml. Ζυγίζουμε ακριβώς 138,1 mg φθοριούχου νατρίου (4.1) και τα διαλύουμε σε νερό (4.2). Μεταφέρουμε ποσοτικά το διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 250 ml (5.5). Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό (4.2) και αναμιγνύουμε.

4.7.2. Αραιωμένο πρότυπο διάλυμα (0,050 mg φθοριούχου ανά ml):

Μεταφέρουμε με τη βοήθεια σφαιρίων 20 ml από το διάλυμα (4.7.1) μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml (5.5). Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό (4.2) και αναμιγνύουμε.

4.8. Διάλυμα εσωτερικού προτύπου

Αναμιγνύουμε 1 ml κυκλοεξάνιου (4.4) και 5 ml ξυλόλιου (4.5).

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

4.9.	Διάλυμα εσωτερικού προτύπου τριαιθυλοχλωροσίλάντιου Μεταφέρουμε με τη δοσθείσα σιφωνίου (5.7) 0,6 ml TECS (4.6) και 0,12 ml από το διάλυμα εσωτερικού προτύπου (4.8) μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Συμπληρώνουμε με ξυλόλιο (4.5) μέχρι της χαραγής και αναμειγνύουμε. Το διάλυμα παρασκευάζεται την ημέρα της χρήσεως.	6.3.2.	Συνεχίζουμε όπως στο σημείο 6.1.3 μέχρι το σημείο 6.4.6 περιλαμβανόμενο.
4.10.	Υπερχλωρικό οξύ 70 % (m/v).	6.3.3.	Ενίσουμε 3 ml από την οργανική φάση μέσα στη στήλη του αεριοχρωματογράφου (5.2).
4.11.	Υπερχλωρικό οξύ 20 % (m/v) σε νερό (4.2).	6.3.4.	Εκαναλαμβάνουμε την ένωση, υπολογίζουμε το μέσο όρο της επιφάνειας των κορυφών (ATEFS/ACH).
5.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	6.3.5.	Καταστρώνουμε μια καμπύλη βαθμονόμησης συσχετίζοντας τη μάζα φθοριούχου (mg) στα πρότυπα διαλύματα (6.3.1) με το μέσο όρο των επιφανειών των κορυφών ATEFS/ACH που μετρήθηκαν στο 6.3.4. Χαράσσεται καμπύλη βαθμονόμησης.
5.1.	Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.	7.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συγκέντρωση ολικού φθορίου στο δείγμα, σε εκατοστιαίο ποσοστό μάζας, λαμβάνεται από τον παρακάτω τύπο: $\% \text{ m/m F} = \frac{m_1}{m} \times 100$ όπου: m : κλάσμα του δείγματος σε mg (6.1.2), m ₁ : ποσότητα φθοριούχου που έχει ληφθεί από την πρότυπη καμπύλη σε mg (6.1.8).
5.2.	Αεριοχρωματογράφος εφοδιασμένος με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας.	8.	ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1) Για μια περιεκτικότητα σε φθόριο της τάξης των 0,15 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,012%.
5.3.	Ομογενοποιητής Vortex ή ισοδύναμος.		XXI ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΎΔΑΡΓΥΡΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
5.4.	Αναδευτήρας Buhler τύπου SMB ₁ ή ισοδύναμος.		ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανίχνευση των οργανοδραργυρικών παραγώγων που χρησιμοποιούνται σαν συντηρητικά στα καλλυντικά για τα μάτια. Εφαρμόζεται στο αιθυλοδραργυρικό θειοσαλικυλικό νάτριο (thiomersal) καθώς και στον φαινυλικό υδράργυρο και τα άλατά του.
5.5.	Ογκομετρικές φιάλες των 100 και 250 ml από πολυπροπυλένιο.		Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
5.6.	Σωλήνες φυγοκέντρωσης των 20 ml από γυαλί με πάματα ελκυστά καλυμμένα από teflon Sovirel, τύπου 611-56 ή ισοδύναμο. Καθαρίζουμε τους σωλήνες και τα πάματα ως εξής: διυλίζουμε επί πολλές ώρες μέσα σε υπερχλωρικό οξύ (4.11), ξεπλένουμε πέντε φορές με νερό (4.2) και ξηραίνουμε στους 100 °C.	1.	ΑΡΧΗ Τα οργανοδραργυρικά παράγωγα σχηματίζουν σύμπλοκα με διθιζόν. Έκκτα από εκχύλιση των συμπλόκων με τετραχλωράνθρακα, κρυσταίνουμε σε χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας από silica gel. Οι κηλίδες των συμπλόκων διθιζόν εμφανίζονται χρωματισμένες πορτοκαλίες.
5.7.	Σιφόνια ρυθμιζόμενα, κατάλληλα να παρέχουν όγκους 50 έως 200 ml με πλαστικό θύλακα μιας χρήσης.	2.	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας. 2.1. Θειικό οξύ 25 % (v/v). 2.2. Διάλυμα 0,8 mg διθιζόνης σε 100 ml τετραχλωράνθρακα (2.4). 2.3. Άζωτο. 2.4. Τετραχλωράνθρακας. 2.5. Διαλύτης ανάπτυξης: εξάνιο/ακετόνη 90:10 (v/v). 2.6. Πρότυπα διαλύματα 0,001 % σε νερό: — αιθυλοδραργυρικό θειοσαλικυλικό νάτριο, — χλωριούχος αιθυλοδράργυρος ή χλωριούχος μεθυλοδράργυρος, — νιτρικός ή οξείκος φαινυλικός υδράργυρος, — χλωριούχος ή οξείκος υδράργυρος.
5.8.	Συσκευή απόσταξης εφοδιασμένη με στήλη Schneider με τρία σφαιρίδια ή με μια ισοδύναμη στήλη Vigreux.	2.7.	Πλάκες από silice gel έτοιμες για χρήση (Merck 5721 ή ισοδύναμες).
6.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	2.8.	Χλωριούχο νάτριο.
6.1.	Ανάλυση του δείγματος	3.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
6.1.1.	Εκλύουμε σωληνάρια οδοντόκρεμας που δεν έχει ακόμη ανοιχτεί και το ανοίγουμε. Μεταφέρουμε το σύνολο του περιεχομένου σε υποδοχέα από πλαστικό, αναμειγνύουμε προσεκτικά και διηθρούμε κάτω από συνθήκες που εμποδίζουν την αλλοίωση.	3.1.	Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.
6.1.2.	Ζυγίζουμε προσεκτικά 150 mg (m) δείγματος μέσα σε σωλήνα φυγοκέντρωσης (5.6), προσθέτουμε 5 ml νερό (4.2) και ομογενοποιούμε (5.3).	3.2.	Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας.
6.1.3.	Προσθέτουμε 1 ml ξυλόλιου (4.5).	3.3.	Ηθμός διαχωρισμού φάσεων.
6.1.4.	Προσθέτουμε στάγδην 5 ml υδροχλωρικού οξέος (4.3) και ομογενοποιούμε (5.3).	4.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
6.1.5.	Προσθέτουμε με τη δοσθείσα σιφωνίου 0,5 ml από το διάλυμα εσωτερικού προτύπου τριαιθυλοχλωροσίλάντιου (4.9) μέσα στο σωλήνα φυγοκέντρωσης (5.6).	4.1.	Εκχύλιση Σε σωλήνα φυγοκέντρωσης, διαλύουμε με λειτουργία ένα γραμμάριο δείγματος σε 20 ml αποσταγμένου νερού. Κατανέμουμε κατά το ανώτερο δυνατό θερμαίνοντας στους 60 °C σε υδατόλουτρο. Προσθέτουμε 4 g χλωριούχο νάτριο (2.8), ανακινούμε και αφήνουμε να ψυχθεί.
6.1.6.	Κλείνουμε το σωλήνα φυγοκέντρωσης με τη δοσθείσα ελκυστά πάματος και αναμειγνύουμε προσεκτικά επί 45 λεπτά με τη δοσθείσα αναδευτήρα (5.4) ρυθμισμένου στις 150 ωθήσεις στο λεπτό.		(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.
6.1.7.	Φυγοκεντρούμε επί 10 λεπτά με ταχύτητα τέτοια ώστε να πάρουμε ένα σαφή διαχωρισμό των φάσεων, αποχωματίζουμε το σωλήνα, συλλέγουμε την οργανική φάση και ενίσουμε από αυτή 3 ml μέσα στη στήλη του αεριοχρωματογράφου (5.2). Σημείωση: Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά ώστε όλα τα συστατικά να έχουν εκλουστεί.		
6.1.8.	Εκαναλαμβάνουμε την ένωση, υπολογίζουμε τη μέση σχέση της επιφάνειας των κορυφών (ATEFS/ACH) και διαβάζουμε πάνω στην καμπύλη βαθμονόμησης, (6.3.) την ποσότητα φθορίου που αντιστοιχεί σε mg (m ₁).		
6.1.9.	Υπολογίζουμε την περιεκτικότητα σε ολικό φθόριο του δείγματος επί τοις εκατό κατά μάζα όπως υποδεικνύεται στο 7.		
6.2.	Συνθήκες χρωματογραφίας		
6.2.1.	Στήλη Υλικό: Ανοξειδωτός χάλυδας Μήκος: 180 cm Διάμετρος εξωτερική: 3 mm Πλήρωση: Gaschrom Q 80-100 mesh Στάσιμη φάση: Έλαιο σιλικόνης DC-200 ή ισοδύναμο 20 % Θερμοκρασίες: στήλη: 70 °C διάταξη εισόδου: 150°C ανιχνευτής: 250 °C Φέρον αέριο: Άζωτο Παροχή φέροντος αερίου: 35 ml/min Σταθεροποιούμε τη στήλη επί μία ολόκληρη νύκτα στους 100 °C, με παροχή φέροντος αερίου 25 ml/min αζώτου. Αυτή η εργασία επαναλαμβάνεται κάθε νύκτα. Κάθε 4 ή 5 ενέσεις ξανασταθεροποιούμε τη στήλη με θέρμανση επί μισή ώρα στους 100 °C.		
6.3.	Καμπύλη βαθμονόμησης		
6.3.1.	Εισάγουμε με τη δοσθείσα σιφονιά σε μια σειρά από 6 σωλήνες φυγοκέντρωσης (5.6) 0, 1, 2, 3, 4, και 5 ml από το αραιωμένο πρότυπο διάλυμα φθοριούχου (4.7.2). Συμπληρώνουμε τον όγκο σε κάθε σωλήνα μέχρι 5 ml με νερό (4.2).		

- 4.1.2. Φυγοκεντρώμε επί τουλάχιστον 20 λεπτά στις 4 500 στροφές στο λεπτό έτσι ώστε να διαχωρισθεί το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς φάσης. Διηθείμε σε διαχωριστική χοάνη και προσθέτουμε 0,25 ml από το διάλυμα θειικού οξέος (2.1).
- 4.1.3. Εκκλίζουμε πολλές φορές με 2 ή 3 ml διαλύματος διηθείνης (2.2) μέχρις ότου η τελευταία οργανική φάση παραμείνει κρυσταλλική.
- 4.1.4. Διηθείμε με ηβμό διαχωρισμού φάσεων (3.3) κάθε οργανική φάση.
- 4.1.5. Εξατμίζουμε μέχρι ξηρού σε ρεύμα αζώτου (2.3).
- 4.1.6. Επαναδιαλύουμε με 0,5 ml τετραχλωράνθρακα (2.4). Αποθέτουμε αμέσως αυτό το διάλυμα όπως υποδεικνύεται στο 4.2.1.
- 4.2. Διαχωρισμός και ανίχνευση
- 4.2.1. Αποθέτουμε αμέσως πάνω στην πλάκα από silice gel (2.7) 50 μl από το διάλυμα σε τετραχλωράνθρακα που πάρθηκε στο 4.1.6. Επεξεργαζόμαστε ταυτόχρονα, όπως υποδεικνύεται στο 4.1, 10 μl πρότυπου διαλύματος (2.6) και αποθέτουμε πάνω στην ίδια πλάκα 50 μl από τα διαλύματα που πάρθηκαν (4.1.6).
- 4.2.2. Τοποθετείται η πλάκα μέσα στο διαλύτη (2.5) και ανευπνέεται μέχρι 15 cm. Τα οργανοδιαχωριστικά παράγωγα εμφανίζονται με μορφή έγχρωμων κηλίδων των οποίων ο χρωματισμός είναι σταθερός υπό την προέκθεση ότι θα καλυφθεί η πλάκα αμέσως μετά την εξέλιξη του διαλύτη.

Σε ενδεικτικές τιμές τα Rf που λαμβάνονται είναι:

	Rf	Χρώμα
Thiomersal	0,33	πορτοκαλί
Χλωριούχος αιθυλοϋδράργυρος	0,29	πορτοκαλί
Χλωριούχος μεθυλοϋδράργυρος	0,29	πορτοκαλί
Φαινολικός υδράργυρος και άλατά του	0,21	πορτοκαλί
Χλωριούχος υδράργυρος	0,10	πορτοκαλί
Οξείκος υδράργυρος	0,10	πορτοκαλί
Διήθηση	0,09	ροζ

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ
- Η περιεκτικότητα του δείγματος σε οργανοδιαχωριστικές ενώσεις, προσδιορισμένη με αυτή τη μέθοδο εκφράζεται σε υδράργυρο επί τοις εκατό κατά μάζα (m/m).
2. ΑΡΧΗ
- Η μέθοδος συνίσταται στον προσδιορισμό του ολικού υδραργύρου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να έχουμε από πριν διακρίσει την ακουσία ανόργανων ενώσεων υδραργύρου και να απομονώσουμε την οργανοδιαχωριστική ουσία που περιέχεται μέσα στο δείγμα. Έπειτα από γρήνη ανόργανοποίηση, ο υδράργυρος που ελευθερώθηκε προσδιορίζεται με ατομική απορρόφηση χωρίς φίλτρα.
3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
- Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.
- 3.1. Πυκνό νιτρικό οξύ ($d_4^{20} = 1,41$).
- 3.2. Πυκνό θειικό οξύ ($d_4^{20} = 1,84$).
- 3.3. Νερό διασποσταγμένο.
- 3.4. Υπερμαγγανικό κάλιο: διάλυμα 7 % (m/v).
- 3.5. Υδροχλωρική υδροξυλαμίνη: διάλυμα 1,5 % (m/v).
- 3.6. Υπερθεϊκό κάλιο: διάλυμα 5 % (m/v).
- 3.7. Χλωριούχος δισθενής κασσίτερος: διάλυμα 10 % (m/v).
- 3.8. Πυκνό υδροχλωρικό οξύ ($d_4^{20} = 1,18$).
- 3.9. Υαλοβάμβακα εμποτισμένο με χλωριούχο καλλάδιο (1% m/m).
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- 4.1. Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.
- 4.2. Συσκευή για προσδιορισμό του υδραργύρου με ατομική απορρόφηση χωρίς φίλτρα (τεχνική ψυχρού ατμού) και τα απαραίτητα υλικά σκεύη. Ελάχιστο μήκος κυψέλλας μέτρησης 10 cm.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες προφυλάξεις για τον προσδιορισμό ιχνών υδραργύρου.
- 5.1. **Ανοργανοποίηση**
- 5.1.1. Ζυγίζουμε ακριβώς 150 mg (m) περίπου δείγματος. Προστίθενται 10 ml νιτρικού οξέος (3.1) και αφήνουμε να χωνευτούν επί 3 ώρες στο υδατόλουτρο στους 55 °C σε κρημνικά κλεισμένη φιάλη αναθεώντας τακτικά. Πραγματοποιούμε παράλληλα ένα λευκό προσδιορισμό.

- 5.1.2. Έπειτα από ψύξη, προσθέτουμε 10 ml θειικού οξέος (3.2) και επανατοποθετούμε 30 λεπτά σε υδατόλουτρο στους 55 °C.
- 5.1.3. Τοποθετούμε τη φιάλη σε παγόλουτρο και προσθέτουμε με προσοχή 20 ml νερού (3.3).
- 5.1.4. Προσθέτουμε ποσότητες των 2 ml από ένα διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου (3.4) μέχρις ότου το σύνολο παραμείνει χρωματισμένο. Επανατοποθετούμε για 15 λεπτά στο υδατόλουτρο στους 55 °C.
- 5.1.5. Προσθέτουμε 4 ml υπερθεϊκού καλίου (3.6) και συνεχίζουμε τη θέρμανση στο υδατόλουτρο στους 55 °C επί 30 λεπτά.
- 5.1.6. Ψύχουμε και μεταφέρουμε το περιεχόμενο της φιάλης σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Πλένουμε με 5 ml υδροχλωρικής υδροξυλαμίνης (3.5), κατόπιν 4 φορές με 10 ml νερού (3.3). Το διάλυμα πρέπει να είναι πλήρως αποχρωματισμένο. Συμπληρώνουμε μέχρι της χαραγής με νερό (3.3).
- 5.2. **Προσδιορισμός**
- 5.2.1. Παραλαμβάνουμε 10 ml από το διάλυμα (5.1.6) στον υάλινο υποδοχέα που χρησιμοποιείται για προσδιορισμό του υδραργύρου με τη μέθοδο του ψυχρού ατμού (4.2). Αραιούμε με 100 ml νερό (3.3), κατόπιν με 5 ml θειικού οξέος (3.2) και 5 ml χλωριούχου δισθενούς κασσίτερου (3.7). Αναμιγνύουμε μετά από κάθε προσθήκη. Παραμένουμε 30 δευτερόλεπτα. Τα ιόντα Hg^{2+} αναγόνται σε μεταλλικό υδράργυρο. Πραγματοποιούμε τη μέτρηση. Έστω n ο αριθμός που σημειώθηκε.
- 5.2.2. Τοποθετούμε υαλοβάμβακα εμποτισμένο με χλωριούχο καλλάδιο (3.9) μεταξύ του δοχείου αναγωγής και της κυψέλλας μέτρησης του οργάνου (4.2). Επαναλαμβάνεται η εργασία που αναφέρεται στο σημείο 5.2.1. Αν n δεν είναι ίσο με 0, η ανοργανοποίηση δεν είναι πλήρης και η ανάλυση πρέπει να επαναληφθεί.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος, εκφρασμένη σε υδράργυρο επί τοις εκατό κατά μάζα, υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου:

$$\% Hg = \frac{n}{m}$$

όπου:

n: η ποσότητα του υδραργύρου σε mg που διαδόθηκε πάνω στο όργανο,

m: η μάζα σε mg του δείγματος.

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- 7.1. Για να βελτιωθεί η ανοργανοποίηση μπορεί να χρειάζεται να προσδοίμε προκαταβολικά σε μια διάλυση του δείγματος.
- 7.2. Σε περίπτωση που υποκευώμαστε προσρόφηση του υδραργύρου στο υαλοβάμβακα θα ήταν απαραίτητο να προ-βούμε σε έναν προσδιορισμό με προσθήκη προτύπου.
8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)
- Για περιεκτικότητες σε υδράργυρο 0,007 %, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων πάνω στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,00035 %.

XXII. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΙΟΥΧΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΓΛΙΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον προσδιορισμό των θειούχων στα καλλυντικά.

Η παρουσία θειούχων ή άλλων αναγωγικών ουσιών (περιλαμβανομένων των θειωδών) δεν δημιουργεί παρεμβολές στον προσδιορισμό.

2. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειούχα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, εκφράζεται σε θείο επί τοις εκατό κατά μάζα.

3. ΑΡΧΗ

Με οξίνιση σχηματίζεται υδρόθειο που παρασύρεται από ρεύμα αζώτου, και κατόπιν δεσμεύεται με μορφή θειούχου καδμίου. Το τελευταίο, έπειτα από διήθηση και έκλυση, προσδιορίζεται ιωδομετρικά.

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής καθαρότητας.

4.1. Πυκνό υδροχλωρικό οξύ ($d_4^{20} = 1,19$).

4.2. Τίτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N.

4.3. Διάλυμα ιωδίου 0,1 N.

4.4. Θειούχο νάτριο.

4.5. Οξείκο καδμιο.

4.6. Πυκνή αμμωνία ($d_4^{20} = 0,90$).

4.7. Αμμωνιακό διάλυμα οξείκου καδμίου: διαλύονται 10 g οξείκου καδμίου (4.5) σε 50 ml περίπου νερό, προστίθεται η αμμωνία (4.6) μέχρις επαναδιαλύσεως του υζήματος (περίπου 20 ml) και συμπληρώνουμε στα 100 ml με νερό.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

4.8.	Άζωτο.	2	ΑΡΧΗ
4.9.	Διάλυμα αμμωνίας Μ.	3	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
5.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3.1	Διαλύτης κυκλοξάνιο-ισοπροπανόλη-σταθεροποιημένο διχλωρομεθάνιο 48-64-9 (ν/ν/ν)
5.1.	Συνήθης εξοπλισμός εργαστηρίου.	3.2.	Διαλύτης αναπτύξεως: πετρελαιοϊκός αιθέρας (40-60°C)-βενζόλιο-ακετόνη-διάλυμα NH ₃ (τουλάχιστον 25% NH ₃): 35-35-35-1 (ν/ν/ν/ν).
5.2.	Σφαιρική φιάλη των 100 ml με τυποποιημένη διάταξη τριών λαμών με εορμίσια.	3.3.	Διαλύτης εμφάνισης: α) 1,0 g νιτρώδες νάτριο σε 100 ml HCl 1 Μ, που παρασκευάζεται τη στιγμή της χρησιμοποίησης β) 0,2 g ναφθόλη-2 σε 100 ml KOH 1 Μ
5.3.	Δύο κωνικές φιάλες των 150 ml με εορμίσια λαιμούς εφοδιασμένες με διάταξη που περιλαμβάνει ένα εμβυθιζόμενο σωλήνα εισόδου και ένα πλευρικό σωλήνα εξόδου του διαβιβαζόμενου αερίου.	3.4.	Πρότυπα διαλύματα 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα, 0,050 g σε 100 ml διαλύτη 3.1, 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου 0,050 g σε 100 ml διαλύτη 3.1
5.4.	Χωνί με μακρό μίσχο.	3.5.	Πλάκες silicagel 60 F254, πάχους 0,25 mm διαστάσεων 20 × 20 cm
6.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	4	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
6.1.	Απελευθέρωση των δειγμάτων	4.1	Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
6.1.1.	Εκλύουμε μια συσκευασία που δεν έχει ανοιχτεί. Ζυγίζουμε επακριβώς μέσα στη φιάλη (5.2) μια ποσότητα προϊόντος που να αντιστοιχεί το πολύ σε 30 mg δειγμάτων ιόντων. Εισάγουμε 60 ml νερού και δύο σταγόνες υγρού αντιαφριστικού.	4.2	Δοκιμή υπερήχων
6.1.2.	Σε καθεμιά από τις κωνικές φιάλες (5.3) εισάγουμε 50 ml από το διάλυμα (4.7).	4.3	Φίλτρο millipore FH 0,5 μm η ισοδύναμο
6.1.3.	Προσπαθούμε στη φιάλη (5.2) μία χροάνη, τον εμβυθιζόμενο σωλήνα εισόδου και το σωλήνα εξόδου του διαβιβαζόμενου αερίου (5.3). Συνδέουμε με τη βοήθεια σωλήνα από PVC το σωλήνα εξόδου με τις δύο κωνικές φιάλες τοποθετημένες εν σειρά (5.3). Σημείωση: Ελέγχουμε τη στεγανότητα της συνδεσμολογίας κατά τον ακόλουθο τρόπο: με τις συνθήκες του πειράματος, αντικαθιστούμε το προϊόν προσδιορισμού με 10 ml ενός διαλύματος δειγμάτων, παρασκευασμένο από 4.4 και που περιέχει X mg δειγμάτων (προσδιορισμένου ισομετρικά). Έστω Y ο αριθμός των mg δειγμάτων που δρέθηκε στο τέλος της διαδικασίας. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσοτήτων X και Y δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 %.	5	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
6.1.4.	Διαθιόζουμε το άζωτο (4.8) με μια πυρροή δόση φυσαλλίδων το δευτερόλεπτο επί 15 λεπτά για να εκδιώξουμε τον αέρα που περιέχεται στη φιάλη (5.2).	5.1	Παρασκευή δείγματος Ζυγίζονται 1,5 g του προς ανάλυση προϊόντος σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml με εορμίσια και που πληρώνεται μέχρι τη χαραγή με το διαλύτη 3.1. Παμαίνεται η φιάλη και αφήνεται επί μια ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σε δονητή υπερήχων (4.2). Διαθείται από φίλτρο millipore (4.3) και το δείγμα χρησιμοποιείται για τη χρωματογραφία
6.1.5.	Θερμαίνουμε τη φιάλη στους 85 °C ± 5 °C.	5.2.	Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας Τοποθετούνται 10 ml διηθήματος (5.1) και 10 μl από καθεμία των προτύπων διαλυμάτων (3.4) στην πλάκα (3.5). Αναπτύσσεται το χρωματογράφημα μέχρι ύψος 15 cm σε θάλαμο κλειστού τύπου με διαλύτη (3.2). Σηραίνεται η πλάκα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
6.1.6.	Σταματάμε την παροχή αζώτου και χύνουμε στάγδην 40 ml υδροχλωρικού οξέος (4.1).	5.3	Εμφάνιση
6.1.7.	Αποκαθιστούμε το ρεόμα αζώτου (4.8) όταν ολοκληρωθεί σχεδόν η ποσότητα του οξέος έχει μεταφερθεί, αφήνοντας μέσα στη χροάνη έναν ελάχιστο υγρό δακτύλιο για να αποφευχθούν ακαθαρσίες υδροξείων.	5.3.1	Η πλάκα παρατηρείται σε υπεριώδες φως στα 254 nm
6.1.8.	Σταματάμε τη θέρμανση έπειτα από 30 λεπτά και αφήνουμε να ψυχθεί η φιάλη (5.2) συνεχίζοντας τη διαβίωση του ρεώματος αζώτου (4.8) τουλάχιστον επί 1 ώρα και 30 λεπτά.	5.3.2	Η τελική ξηρή πλάκα ψεκάζεται με το διάλυμα 3.3 στοιχείο α) Αφήνεται να ξηραίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος επί ένα λεπτό και αμέσως ψεκάζεται με διάλυμα 3.3 στοιχείο β) Η πλάκα ξηραίνεται σε κλίβανο στους 60 °C. Οι κηλίδες εμφανίζονται πορτοκαλοχρώμα με τις ακόλουθες τιμές Rf: 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα, 0,07 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου 0,55
6.2.	Τιτλοδότηση		Β. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
6.2.1.	Διηθούμε το δείγμα κάθιστο στο χωνί με το μακρό μίσχο (5.4).	1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον προσδιορισμό του 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα. Με την ίδια μέθοδο είναι δυνατό να προσδιοριστεί και το 4-αμινοβενζοϊκό αιθύλιο. Προσδιορίζεται κατ' ανώτατο όριο 5 % (m/m) 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα και 1 % (m/m) 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου.
6.2.2.	Εκκλύουμε τις κωνικές φιάλες (5.3) πρώτα με ένα διάλυμα αμμωνίας Μ (4.9) και το φέρουμε επί του ηθμού, ξεπλύνουμε κατόπιν με νερό και χρησιμοποιούμε αυτό το νερό για να πλύνουμε το ίζημα που κατακρητύθηκε πάνω στον ηθμό.	2	ΟΡΙΣΜΟΣ Η περιεκτικότητα του 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα και του 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τους εκατό κατά μάζα (% m/m).
6.2.3.	Ολοκληρώνουμε το πλύσιμο του ιζήματος με 100 ml νερού.	3.	ΑΡΧΗ Το προς ανάλυση προϊόν διασπάσσεται σε μεθανόλη και μετά κατάλληλη επεξεργασία του γίνεται ο προσδιορισμός με την χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC)
6.2.4.	Τοποθετούμε τον χάρτινο ηθμό μέσα στην κωνική φιάλη που κατακρητύπησε το ίζημα. Προσθέτουμε 25 ml από το διάλυμα ωδίου 0,1 N (4.3), περίπου 20 ml υδροχλωρικού οξέος (4.1) και 50 ml νερού.	4.	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας και κατάλληλα για HPLC
6.2.5.	Προσδιορίζουμε την περισσεια ωδίου με το τιτλοδοτημένο διάλυμα θειοθειικού νατρίου 0,1 N (4.2). Έστω n ₂ ο αριθμός των ml που καταναλώθηκαν.	4.1	Μεθανόλη
7.	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	4.2	Διοξείδιο-ορθοφωφορικό κάλιο: KH ₂ PO ₄
7.1.	Η περιεκτικότητα του δείγματος εκφρασμένη σε θείο επί τους εκατό κατά μάζα, υπολογίζεται με τη βοήθεια του τύπου που ακολουθεί:	4.3.	Οξικός ψευδάργυρος Zn (CH ₃ COO) ₂ · 2H ₂ O
	$\% S \text{ (m/m)} = \frac{(n_1 X_1 - n_2 X_2) \cdot 32}{20 m}$	4.4	Οξικό οξύ d ₂₀ ⁴ = 1,05
	όπου:	4.5	Ειδικό ανακινούμετο κάλιο K ₄ [Fe(CN) ₆] · 3H ₂ O
	n ₁ : αριθμός ml του τιτλοδοτημένου διαλύματος ωδίου που καταναλώθηκαν (4.3),	4.6	4-αμινοβενζοϊκό αιθύλιο
	X ₁ : τίτλος αυτού του διαλύματος,	4.7	4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα
	n ₂ : αριθμός ml του τιτλοδοτημένου διαλύματος θειοθειικού νατρίου (4.2),	4.8	4-αμινοβενζοϊκό αιθύλιο (δενζοκρίνη)
	X ₂ : τίτλος αυτού του διαλύματος,	4.9	Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (0,02 Μ): 2,72 g διοξείδιο-ορθο-φωσφορικού καλίου (4.2) διαλύονται σε ένα λίτρο νερού
	m: μάζα του δείγματος (6.1.1) εκφρασμένη σε g.	4.10	Διαλύτης εκλουσεως ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (4.9) με τίτλο (4.1) 61,35 g/l
8.	ΕΠΑΛΛΗΛΙΣΜΟΤΗΤΑ (1)		Η σύνθεση της κινητής φάσης μπορεί να αλλάξει με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα R _f της μετανάστευσης του 5
	Για περιεκτικότητα σε θείο/χι της τάξης του 2% (m/m) η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παράλληλων προσδιορισμών πραγματοποιημένων στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2%		$R = 2 \cdot \frac{d R_1 - d R_2}{W_1 + W_2}$
			όπου:
			R ₁ , R ₂ και R ₃ = χρόνοι κατακρητύσεως σε min για τις δύο κορυφές
			W ₁ και W ₂ = το εύρος των αντίστοιχων κορυφών του δείγματος σε min με τις φάσεις καθορισμένο σε mm
			d = η ταχύτητα του ρεώματος σε mm/min
			4.11 Φυλάσσουμε διάλυμα 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα ζυγίζοντας επακριβώς 40 mg περίπου 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα και φέρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διαλύονται σε 40 ml μεθάνολ (4.1) συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με το ρυθμιστικό διάλυμα (4.9) και αναμειγνύεται
			4.12 Φυλάσσουμε διάλυμα 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου ζυγίζοντας επακριβώς 40 mg περίπου 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου και φέρουμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διαλύονται σε 40 ml μεθάνολ (4.1) και συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με το ρυθμιστικό διάλυμα (4.9) και αναμειγνύεται
			4.13 Διάλυμα τυποικού προτύπου ζυγίζονται επακριβώς 50 mg περίπου 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου (4.6) και διαλύονται σε 40 ml μεθανόλης (4.1). Το δείγμα αναμειγνύεται με ογκομετρική φιάλη των 100 ml συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με το ρυθμιστικό διάλυμα (4.9) και αναμειγνύεται
			4.14 Πρότυπα διαλύματα Παρασκευάζονται τέσσερα πρότυπα διαλύματα σε διαλύτη εκλουσεως (4.1) σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα

ΧΗΜ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 4-ΑΜΙΝΟΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΕΣΤΕΡΑ Α. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί για τον ποσοτικό προσδιορισμό του 4-αμινοβενζοϊκού γλυκερινεστέρα ή 4-αμινοβενζοϊκού α-μονογλυκερινεστέρα. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί η ύπαρξη του 4-αμινοβενζοϊκού αιθύλιου (δενζοκρίνη INN) που μπορεί να συγχέεται σαν πρόδρομο.

(1) Κατά το πρότυπο ISO 5725.

- 4.15 Διάλυμα Carrez I 26,5 g σιδηροκυανίουχου καλίου (4.5) διαλύονται σε απεσταγμένο νερό σε σκευάσματα με όγκος στα 250 ml
- 4.16 Διάλυμα Carrez II 54,9 g οξικού ψευδαργύρου (4.3) και 7,5 ml οξικού οξέος (4.4) διαλύονται σε νερό και πλήννεται ο όγκος στα 250 ml
- 4.17 Lichtosorb R-18 ή ισοδύναμο των 5 μm
- 5 ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ
- 5.1 Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός
- 5.2 Συσκευή υψηλής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης με ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας μεταδίδτου μήκους κύματος και θερμοστάστη ρυθμιζόμενο στους 45 °C
- 5.3 Στήλη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 250 mm, εσωτερική διάμετρος 4,6 mm, υλικό πλήρωσας Lichtosorb RP-18 (4.17).
- 5.4 Λουτρό υπερήχων

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6.1 Προετοιμασία δείγματος

- 6.1.1 Περίπου 1 g δείγματος ζυγίζεται επακριβώς σε ποτήρι των 100 ml και προσθέτονται 10 ml μεθανόλης (4.1)
- 6.1.2 Τοποθετείται το ποτήρι σε λουτρό υπερήχων (5.4) επί 20 λεπτά προς σχηματισμό εναιωρήματος. Το εναιώρημα που επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο μεταφέρεται ποσοτικά σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml με τη βοήθεια 75 ml διαλύτη εκλούσεως (4.10). Προσθόνονται διαδοχικά 1 ml διαλύματος Carrez I (4.15) και 1 ml διαλύματος Carrez II (4.16) και αναμειγνύεται μετά από κάθε προσθήκη. Συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με διαλύτη εκλούσεως (4.10), αναμειγνύεται πάλι και διηθείται από χάρτινο πτυχωτό ηθμό
- 6.1.3 3 ml του διαλύματος 6.1.2 και 5 ml του διαλύματος εσωτερικού προτύπου (4.13) φέρονται σε σιφωνία σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml, συμπληρώνεται μέχρι τη χαραγή με διαλύτη εκλούσεως (4.10), αναμειγνύεται. Το διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται για τη χρωματογραφική ανάλυση που περιγράφεται στην παράγραφο 6.2

6.2 Χρωματογραφία

- 6.2.1 Ρυθμίζεται η ταχύτητα ροής της κινητικής φάσης (4.10) στα 1,2 ml/min και τοποθετείται η στήλη σε θερμοκρασία 45 °C
- 6.2.2 Τοποθετείται ο ανιχνευτής (5.2) στα 274 nm
- 6.2.3 Με μικροσύριγγα ενίενται 20 μl του διαλύματος (6.1.3) στο χρωματογράφο και μετράται το εμβαδόν των κορυφών.
- 6.3. Καμπύλη αναφοράς
- 6.3.1 Ενίενται 20 μl από καθένα από τα πρότυπα διαλύματα (4.14) και μετράται τον εμβαδόν των κορυφών
- 6.3.2 Για κάθε συγκέντρωση υπολογίζεται η σχέση μεταξύ των εμβαδών των κορυφών των 4-αμινοδενζονικού α-μονο-γλυκερινεστέρα και εκείνων του εσωτερικού προτύπου. Οι σχέσεις αυτές σημειώνονται στον άξονα των Y και οι σχέσεις των αντιστοιχών μαζών στον άξονα των X
- 6.3.3 Γίνεται το ίδιο και για το 4-αμινοδενζονικό αιθύλιο

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- 7.1 Από την καμπύλη αναφοράς 6.3 ευρίσκεται η σχέση των μαζών (R_F , R_P) που αντιστοιχεί στη σχέση των εμβαδών των κορυφών που υπολογίστηκαν στο 6.2.3,
- όπου
- $$R_F = \frac{\text{μάζα 4-αμινοδενζονικού α-μονογλυκερινεστέρα}}{\text{μάζα 4-υδροξυδενζονικού αιθυλίου}}$$
- $$R_P = \frac{\text{μάζα 4-αμινοδενζονικού αιθυλίου}}{\text{μάζα 4-υδροξυδενζονικού αιθυλίου}}$$
- 7.2 Από την ευθεία σχέση των μαζών υπολογίζεται η εκατοστιαία περιεκτικότητα (% m/m) του 4-αμινοδενζονικού α-μονογλυκερινεστέρα και του 4-αμινοδενζονικού αιθυλίου με τους παρακάτω τύπους
- $$g\% \text{ (m/m) 4-αμινοδενζονικός α-μονογλυκερινεστέρας} = R_F \times \frac{q}{p}$$
- $$g\% \text{ (m/m) 4-αμινοδενζονικό αιθύλιο} = R_P \times \frac{q}{p}$$
- όπου
- q = η ποσότητα του 4-υδροξυδενζονικού αιθυλίου (εσωτερικό πρότυπο) σε mg που ζυγίστηκε στο 4.13
- p = ποσότητα δείγματος σε g που ζυγίστηκε στο 6.1.1

8 ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

- 8.1 Για περιεκτικότητα 4-αμινοδενζονικού α-μονογλυκερινεστέρα 5 % (m/m) η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που έγιναν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25 %
- 8.2 Για περιεκτικότητα 4-αμινοδενζονικού αιθυλίου 1 % (m/m) η διαφορά των αποτελεσμάτων μεταξύ δύο παραλλήλων προσδιορισμών που έγιναν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,10 %
- 9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- 9.1 Πριν γίνει ο προσδιορισμός ελέγχεται εάν το δείγμα περιέχει ουσίες που ενδέχεται να συμπεσουν με την κορυφή του εσωτερικού προτύπου (4-αμινοδενζονικού αιθυλίου) στο χρωματογράφημα
- 9.2 Για τον έλεγχο της απουσίας παρεμειξών επαναλαμβάνεται ο προσδιορισμός, μεταδιδάλλοντας την αναλογία της μεθανόλης στην κινητή φάση κατά 10 %

XXIV ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΟΒΟΥΤΑΝΟΛΗΣ

- 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί για τον προσδιορισμό της χλωροβουτανόλης σε συγκέντρωση μέχρι 0,5 % (m/m) σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα εκτός των αεροζόλ.
- 2 ΟΡΙΣΜΟΣ
- Η περιεκτικότητα του δείγματος σε χλωροβουτανόλη που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τους εκατό κατά μάζα (% m/m).
- 3 ΑΡΧΗ
- Ο προσδιορισμός γίνεται με τη μέθοδο της αερίου χρωματογραφίας μετά κατάλληλη κατεργασία του προς ανάλυση προϊόντος και χρησιμοποίηση της 2,2,2-τριχλωροαιθανόλης ως εσωτερικού προτύπου
- 4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
- Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.
- 4.1 Χλωροβουτανόλη (1,1,1-τριχλωρο-2-μεθυλοπροπανόλη-2).
- 4.2 2,2,2-τριχλωροαιθανόλη
- 4.3 Απόλυτη αιθανόλη.

- 4.4 Πρότυπο διάλυμα χλωροβουτανόλης: 0,025 g σε 100 ml αιθανόλη (4.3) (m/v).
- 4.5 Πρότυπο διάλυμα 2,2,2-τριχλωροαιθανόλης: 0,004 g σε 100 ml αιθανόλη (4.3) (m/v)
- 5 ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ
- 5.1 Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός
- 5.2 Συσκευή αερίου χρωματογραφίας με ανιχνευτή ηλεκτρονίων 63 Ni
- 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 6.1 Προετοιμασία του δείγματος
- 0,1 έως 0,3 g δείγματος ζυγίζονται με ακρίβεια και φέρονται σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Διαλύονται σε αιθανόλη (4.3), προστίθεται 1 ml του διαλύματος εσωτερικού προτύπου (4.5) και συμπληρώνεται ο όγκος μέχρι τη χαραγή με αιθανόλη (4.3).
- 6.2 Συνθήκες της αερίου χρωματογραφίας
- 6.2.1 Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο βαθμός διαχωρισμού R της στήλης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του **1,5**

$$R = 2 \frac{d'R_2 - d'R_1}{W_1 + W_2}$$

όπου

R_1 , R_2 = οι χρόνοι κατακρατήσεως σε min για 2 συνεχόμενες κορυφές

W_1 , W_2 = το εύρος των αντιστοιχών κορυφών στο μέσο του ύψους εκφρασμένο σε mm

d' = η ταχύτητα του χαρτιού σε mm/min

- 6.2.2 Το αποτέλεσμα αυτό λαμβάνεται υπό τις ακόλουθες συνθήκες εργασίας

Στήλη	I	II
Υλικό	γυαλί	ανοξείδωτος χάλυδας
Μήκος	1,80 m	3 m
Εσωτερική διάμετρος	3 mm	3 mm
Υλικό πλήρωσας	10 % carbonox 20 Μ ΤΡΑ επί Gas-chrom Q 80-100 mesh	5 % OV 17 επί chromosorb WAW DMCS 80 έως 100 mesh
Προετοιμασία	2 έως 3 ημέρες στους 190 ° C	—
Θερμοκρασίες		
— σημείο εκχύσεως	200 °C	150 °C
— στήλη	150 °C	100 °C
— ανιχνευτής	200 °C	150 °C
Φέρον αέριο	άζωτο	αργό-μεθάνιο (95/5 v/v)
Ταχύτητα ροής	35 ml/min	32 ml/min

6.3. Καμπύλη αναφοράς

Σε πέντε ογκομετρικές φιάλες των 100 ml φέρεται 1 ml διαλύματος εσωτερικού προτύπου (4.5) και 0,20, 0,30, 0,40, 0,50 και 0,60 ml του διαλύματος 4.4 αντίστοιχα, συμπληρώνονται οι φιάλες μέχρι τη χαραγή με αιθανόλη (4.3) και αναμειγνύονται.

Εγγύεται 1 ml από το καθένα από τα πιο πάνω διαλύματα στο χρωματογράφο με τις συνθήκες εργασίας που περιγράφονται στο σημείο 6.2.2 και χαράσσεται η καμπύλη αναφοράς τοποθετώντας στον άξονα των X τη σχέση των μαζών χλωροβουτανόλης/2,2,2-τριχλωροαιθανόλης και στον άξονα των Y τη σχέση των αντιστοιχών εμβαδών των κορυφών.

- 6.4 Εγγύεται 1 ml από το διάλυμα που έχει ληφθεί στο σημείο 6.1 και τηρούνται οι συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο 6.2.2

7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

- 7.1 Από την καμπύλη αναφοράς (6.3) υπολογίζεται η ποσότητα α, που εκφράζεται σε μg χλωροβουτανόλης στο διάλυμα 6.1

- 7.2 Η περιεκτικότητα της χλωροβουτανόλης στο δείγμα % m/m υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

$$\% \text{ χλωροβουτανόλη (m/m)} = \frac{a \times 10^2}{p \times 10^2} = \frac{a}{p \times 10^2}$$

8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα σε χλωροβουτανόλη 0,5 % (m/m) η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 %

Παρατήρηση

Αν το αποτέλεσμα είναι ίσο με η υπερβαίνει την ανωτάτη επιτρεπτή συγκέντρωση, θα πρέπει να αναζητηθεί ενδεχόμενη παρουσία παρεμειξών

XXV ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ

A ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

- 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
- Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της κινίνης σε συμπυκνώσεις και λυσία μιλών
- 2 ΑΡΧΗ
- Η κινίνη ανιχνεύεται με χρωματογραφία λεκτής σιδήδας σε πλακά silicagel από τον κινάνον φθορισμό που παρουσιάζει σε όζονες συνθήκες στα 360 nm
- Για επιβεβαίωση ο φθορισμός της ελέγχεται με αέριο, θέρμανση και εκκατάλυση με αέριο, θέρμανση, εμφανίζεται κίτρινος φθορισμός
- 3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
- Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας
- 3.1 Πλάκες silicagel χωρίς δείκτη φθορισμού, πάχους 0,25 mm και διαστάσεων 20 × 20 cm
- 3.2 Διαλύτης αναπτύξεως: τολουόλιο/διαιθυλαιθέρας/διχλωρομεθάνιο/διαιθυλένη 20-20-20-8 (v/v/v/v)
- 3.3 Μεθανόλη
- 3.4 Θειικό οξύ 96 % ($d_{20}^{20} = 1,84$)
- 3.5 Διαιθυλαιθέρας
- 3.6 Αντιδραστήριο εμφάνισης: 5 ml θειικού οξέος (3.4) προστίθενται προσεκτικά σε 95 ml διαιθυλαιθέρα (3.5) υπό ψύξη.
- 3.7 Βρώμιο
- 3.8 Διάλυμα αμμωνίας 28 % ($d_{20}^{20} = 0,90$)
- 3.9 Άνοδος κινίνης
- 3.10 Πρότυπο διάλυμα: ζυγίζονται επακριβώς περίπου 100 mg άνοδης κινίνης (3.9) και διαλύονται με μεθανόλη μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml
- 4 ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ
- 4.1 Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεκτής σιδήδας

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725

(*) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725

- 42 Λουτρό υπερήχων
43 Φίλτρο millipore FH 0,5 μm ή αντίστοιχα με κατάλληλη συσκευή διηθήσεως.
- 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 51 Προετοιμασία του δείγματος
Ζυγίζεται επακριβώς ποσότητα καλλυντικού προϊόντος που ενδέχεται να περιέχει περίπου 100 mg κινίνης. Φέρεται μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml, διαλύεται και συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη (3.2). Παμπαίνεται σε συσκευή υπερήχων (4.2) για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Διηθείται με φίλτρο (4.3) και το διήθημα χρησιμοποιείται για τη χρωματογραφία.
- 52 Χρωματογραφία λεπτής στιβάδας
Τοποθετούνται στην πλάκα silica gel (3.1) 1 ml προτύπου διαλύματος (3.10) και 1 ml διαλύματος δείγματος (5.1). Αναπτύσσεται το χρωματογράφημα σε απόσταση 15 cm με διαλύτη 3.2 σε θάλαμα κενωμένο με το διαλύτη (3.2).
- 53 Εμφάνιση
53.1. Ξηραίνεται η πλάκα σε θερμοκρασία δωματίου.
53.2. Ψεκάζεται με αντιδραστήριο 3.6.
53.3. Η πλάκα ξηραίνεται επί μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου.
53.4. Παρατηρείται σε υπεριώδες φως μήκους κύματος 360 nm. Η κίνηση εμφανίζεται ως φθορίζουσα έντιμη κηλίδα.
- Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι τιμές R_f των κυριότερων αλκαλικών συγγενών της κινίνης, όταν αναπτύσσονται με το διαλύτη 3.2.
- | Αλκαλοειδή | R _f |
|--------------|----------------|
| Κινίνη | 0,20 |
| Κινιδίνη | 0,29 |
| Κιγγονίνη | 0,33 |
| Κιγγονιδίνη | 0,27 |
| Υδροκινιδίνη | 0,17 |
- 53.5. Για επιβεβαίωση της παρουσίας της κινίνης, η πλάκα εκτίθεται σε ατμούς θρωμίου (3.7) για μία περίπου ώρα με αποτέλεσμα την εμφάνιση του φθορισμού. Όταν η ίδια πλάκα εκτεθεί σε ατμούς αμμωνίας (3.8) οι κηλίδες επανεμφανίζονται με καστανό χρώμα. Τέλος, όταν η πλάκα ξαναξεκασθεί στο υπεριώδες φως στα 360 nm εμφανίζεται κίτρινοπράσινο φθορισμός.
- Όριο ανιχνεύσεως 0,1 μg κινίνης

B. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η μέθοδος αυτή περιγράφει τον ποσοτικό προσδιορισμό της κινίνης στα σαμπουάν και στις λουσινόν μαλλιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό μέγιστης συγκέντρωσης 0,5 % (m/m) στα σαμπουάν και 0,2 % (m/m) στις λουσινόν μαλλιών.
2. ΟΡΙΣΜΟΣ
Η περιεκτικότητα του δείγματος σε κινίνη που προσδιορίζεται με αυτή τη μέθοδο εκφράζεται επί τοις % κατά μάζα (% m/m).
3. ΑΡΧΗ
Μετά από κατάλληλη κατεργασία του προς ανάλυση προϊόντος, ο ποσοτικός προσδιορισμός γίνεται με ιγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC).
4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας και κατάλληλα για HPLC.
- 4.1. Ακετονιτρίλιο
4.2. Δισόξιο φωσφορικό κάλιο K₂H₂PO₄
4.3. Ορθοφωσφορικό οξύ 85 % ($d_{20}^{25} = 1,7$).
4.4. Βρωμιούχο τετραμεθυλαμμώνιο
4.5. Άνυδρος κινίνη
4.6. Μεθανόλη
4.7. Διάλυμα ορθοφωσφορικού οξέος 0,1 M διαλύονται 11,53 g ορθοφωσφορικού οξέος (4.3) σε 1 000 ml ακεταγμένου νερού μέσα σε ογκομετρική φιάλη.
4.8. Διάλυμα δισόξιου φωσφορικού καλίου 0,1 M διαλύονται 13,6 g δισόξιου φωσφορικού καλίου (4.2) σε 1 000 ml ακεταγμένου νερού μέσα σε ογκομετρική φιάλη.
4.9. Διάλυμα βρωμιούχου τετραμεθυλαμμωνίου διαλύονται 15,40 g βρωμιούχου τετραμεθυλαμμωνίου (4.4) σε 1 000 ml ακεταγμένου νερού μέσα σε ογκομετρική φιάλη.
4.10. Διαλύτης εκδόσεως: ορθοφωσφορικό οξύ 0,1 M (4.7)-δισόξιο φωσφορικό κάλιο 0,1 M (4.8)-βρωμιούχο τετραμεθυλαμμώνιο 0,1 M (4.9)-νερό για HPLC-ακετονιτρίλιο (4.1): 10-50-100-340-90 (v/v/v/v/v). Η σύνθεση της κινητής φάσεως μπορεί να αλλάξει με σκοπό να πετύχουμε βαθμό διαχωρισμού R_z ≥ 1,5.

$$R = 2 \frac{d'R_1 - d'R_2}{W_1 + W_2}$$

όπου:

- R₁ και R₂ = οι χρόνοι κατακρατήσεως εκφρασμένοι σε λεπτά για δύο συνεχόμενες κορυφές
W₁ και W₂ = το ύψος κορυφών στο μέσο του ύψους εκφρασμένο σε mm
d' = η ταχύτητα του χρωματικού σε mm/min

- 4.11. Silica κατεργασμένη με octadecylsilane, 10 μm.
4.12. Διάλυμα προτύπου: ζυγίζονται ακριβώς περίπου 5, 10, 15 και 20 mg κινίνης (4.5) σε μια σειρά ογκομετρικών φιαλών των 100 ml. Συμπληρώνονται μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη (4.6) και ανακινείται το περιεχόμενο των φιαλών μέχρι διαλύσεως της κινίνης. Διηθείται το κηλίδα από τα πιο πάνω δείγματα από φίλτρο (5.5) των 0,5 μm.
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.
5.2. Λουτρό υπερήχων.
5.3. Συσκευή ιγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης με ανιχνευτή υπεριώδους ακτινοβολίας μεταβαλλόμενου μήκους κύματος.
5.4. Στήλη από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 25 cm, εσωτερική διάμετρος: 4,6 mm, υλικό πληρώσεως: silica κατεργασμένη με octadecylsilane (4.11).
5.5. Φίλτρο millipore FH 0,5 μm ή αντίστοιχα με κατάλληλη συσκευή διηθήσεως.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 6.1. Προετοιμασία του δείγματος
Ζυγίζεται επακριβώς ποσότητα δείγματος που αντιστοιχεί σε 10,0 mg περίπου κινίνης μέσα σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml. Προστίθενται 20 ml μεθανόλης (4.6) και τυπείται η φιάλη σε λουτρό υπερήχων (5.2) επί 20 λεπτά. Συμπληρώνεται η φιάλη μέχρι τη χαραγή με μεθανόλη (4.6). Ανακινείται το διάλυμα και διηθείται με ποσότητα με το φίλτρο (5.5).
- 6.2. Συνθήκες χρωματογραφίας
— Ταχύτητα κινητής φάσεως (4.10): 1,0 ml/min
— Ανιχνευτής: 332 nm
— Ενέμενος όγκος: 10,0 μl του διηθημένου διαλύματος (6.1).
— Μέτρηση του εμβαδού των κορυφών.
- 6.3. Καμπύλη αναφοράς
Ενίεται, τουλάχιστον τρεις φορές, 10 μl από το καθένα από τα διαλύματα προτύπου (4.12), μετράται το εμβαδόν των κορυφών και υπολογίζεται ο μέσος όρος των εμβαδών για κάθε συγκέντρωση. Χωρίζεται η καμπύλη αναφοράς.

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.1. Από την καμπύλη αναφοράς (6.3) προσδιορίζεται η ποσότητα της ανόδου κινίνης, εκφραζόμενη σε mg, που περιέχεται στον όγκο που ενέθηκε.
7.2. Η συγκέντρωση της ανόδου κινίνης στο δείγμα, εκφραζόμενη επί τοις εκατό κατά μάζα, ευρίσκεται από τον ακόλουθο τύπο:
- $$\% \text{ (m/m) ανόδου κινίνης} = \frac{B}{A}$$
- όπου:
B = η ποσότητα σε mg ανόδου κινίνης που περιέχεται σε 10 μl του διηθημένου διαλύματος (6.1).
A = η μάζα του δείγματος (6.1) σε g.
8. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (°)
Για περιεκτικότητα ανόδου κινίνης της τάξεως του 0,5 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,02 %.
Για περιεκτικότητα ανόδου κινίνης της τάξεως του 0,2 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,01 %.

ΧΩ/Υ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΘΕΙΩΔΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΩΝ ΘΕΙΩΔΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ανόργανων θειωδών και οξινών θειωδών στα καλλυντικά προϊόντα. Είναι κατάλληλη μόνο για προϊόντα που έχουν υδατική ή αλκοολική φάση και για συγκέντρωση μέχρι 0,2 % εκφραζόμενη σε διοξείδιο του θείου.

Α. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΡΧΗ
Το δείγμα θερμαίνεται με υδροχλωρικό οξύ και το απελευθερούμενο διοξείδιο του θείου ανιχνεύεται από την οσμή του ή από τη δράση του πάνω σε δίκαιη χάρτιν.
2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.
- 2.1. Υδροχλωρικό οξύ (4 M)
2.2. Αμιλο-ιωδικός χάρτης ή άλλος κατάλληλος χάρτινος δείκτης.
3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
3.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.
3.2. Σφαιρική φιάλη (25 ml) εφοδιασμένη με μικρό κάδοιο ψεκαστήρα.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
4.1. Ποσότητα δείγματος 2,5 g περίπου τοποθετείται στη φιάλη (3.2) με 10 ml υδροχλωρικό οξύ (2.1).
4.2. Αναμεινύεται και θερμαίνεται μέχρι βρασμού.
4.3. Γίνεται έλεγχος της έκλυσης του διοξειδίου του θείου από την οσμή ή με το δείκτη χάρτιν (2.2).

B. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ
Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειώδη ή οξινά θειώδη που προσδιορίζεται με αυτή τη μέθοδο εκφράζεται ως διοξείδιο του θείου επί τοις εκατό κατά μάζα.
2. ΑΡΧΗ
Το δείγμα οξινεύεται και το απελευθερούμενο διοξείδιο του θείου αποσπάται σε διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το θειικό οξύ που σχηματίζεται ογκομετρείται με τιτλοδοτημένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου.
3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.
- 3.1. Υπεροξείδιο του υδρογόνου 0,2 % (m/v). Παρασκευάζεται την ημέρα της χρησιμοποίησης.
3.2. Ορθοφωσφορικό οξύ ($d_{20}^{25} = 1,7$).
3.3. Μεθανόλη.
3.4. Τιτλοδοτημένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (0,01 M)
3.5. Άζωτο
3.6. Δείκτης: μείγμα 1:1 (v/v) ερυθρού του μεθυλίου (0,03 % m/v σε αιθανόλη) και κιανού του μεθυλενίου (0,05 % m/v σε αιθανόλη).
Το διάλυμα διηθείται.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4.1. Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.
4.2. Συσκευή αποστάξεως (δύο σήματα).
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
5.1. Ποσότητα δείγματος 2,5 g περίπου ζυγίζεται επακριβώς και εισάγεται στη συσκευή απόσταξης Α (δύο σήματα).
5.2. Προστίθενται 60 ml νερού και 50 ml μεθανόλης (3.3) και αναμειγνύονται.
5.3. 10 ml υπεροξειδίου του υδρογόνου (3.1), 60 ml νερού και μερικές σταγόνες δείκτη (3.6) τοποθετούνται στον υποδοχέα της απόσταξης D (δύο σήματα). Προστίθενται μερικές σταγόνες υδροξειδίου του νατρίου (3.4) μέχρις ότου ο δείκτης γίνει πράσινος.
5.4. Επαναλαμβάνεται το 5.3 στην κλωνίδα ασφαλείας E (δύο σήματα).
5.5. Συνδέεται η συσκευή και ρυθμίζεται η ροή του αζώτου (3.5) σε περίπου 60 φυσαλίδες το λεπτό.
5.6. Χύνονται 15 ml ορθοφωσφορικού οξέος (3.2) από τη χωνιά μέσα στη φιάλη απόσταξης Α.
5.7. Θερμαίνεται ισχυρά μέχρι βρασμού και μετά σβήνεται σε ήπιον βρασμό επί 30 λεπτά συνολικά.
5.8. Αποσπώνεται ο υποδοχέας απόσταξης D. Εκκλύνεται ο αλκάλινος. Ακολουθεί ογκομέτρηση με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (3.4) μέχρις ότου ο δείκτης (3.6) γίνει πράσινος.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε θειώδη ή οξινά θειώδη επί τοις εκατό κατά μάζα υπολογίζεται από τον τύπο:

$$\% \text{ m/m διοξειδίου του θείου} = \frac{3,2 \cdot M}{m}$$

όπου:

- M = μοριακή συγκέντρωση του διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (3.4).
V = όγκος (σε ml) υδροξειδίου του νατρίου (3.4) που απαιτείται για την ογκομέτρηση (5.8).
m = μάζα (σε g) του δείγματος (5.1).

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (°)


Για περιεκτικότητα διοξειδίου του θείου 0,2 % m/m, η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,006 %.

(°) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725.

(Δ) Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5725.

Συσκευή απόσταξης διοξειδίου του θείου κατά Tanner

Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε mm



ΧΧV// ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των χλωριδίων στις οδοντοπαστες και άλλα καλλυντικά προϊόντα.

Α. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΡΧΗ

Τα χλωρικά άλατα διαχωρίζονται από τα άλλα αλογονικά με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας και ανιχνεύονται από την οξείδωση του ιωδιούχου καλίου σε ιώδιο.

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.

2.1 Διαλύματα αναφοράς: πρόσφατα υδατικά διαλύματα χλωρικού, θρωμικού και ιωδικού καλίου (0,2 % m/v).

2.2 Διαλύτης αναπτύξεως: διάλυμα αμμωνίας (28 % m/v)/ακετόνη/βουτανόλη (60-130-30 v/v/v).

2.3 Υδατικό διάλυμα ιωδιούχου καλίου (5 % m/v).

2.4 Διάλυμα αμύλου (1 έως 5 % m/v).

2.5 Υδροχλωρικό οξύ, Μ.

2.6 Έτοιμες προς χρήση πλάκες επιστρωμένες με λεπτή στιβάδα κυταρίνης (παχύς 0,25 mm).

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συνήθης εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4.1 Ποσότητα δείγματος 1 g περίπου εκχυλίζεται με νερό, διηθείται και αραιώνεται περίπου στα 25 ml.

4.2 Τοποθετείται στη πλάκα (2.6) ξεχωριστά από 2 μl του διαλύματος (4.1) και των τριών διαλυμάτων αναφοράς (2.1).

4.3 Η πλάκα (2.6) τοποθετείται σε θάλαμο και αναπτύσσεται με ανιούσα χρωματογραφία μέχρι τα τρία τέταρτα περίπου του ύψους της με διαλύτη (2.2).

4.4 Η πλάκα αποστέφεται από το θάλαμο και αφήνεται να εξατμισθεί ο διαλύτης (αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο ώρες).

4.5 Αρχικά ψεκάζεται η πλάκα με ιωδιούχο κάλιο (2.3) και αφήνεται να ξηρανθεί επί πεντάλεπτο περίπου.

4.6 Στη συνέχεια ψεκάζεται με διάλυμα αμύλου (2.4) και αφήνεται να ξηρανθεί επί πεντάλεπτο περίπου.

4.7 Τέλος ψεκάζεται με υδροχλωρικό οξύ (2.5).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρουσία χλωριδίων αλάτων πιστοποιείται με την εμφάνιση κυανής (ή ενδεχομένως καστανής) κηλίδας μετά μισή ώρα. Οι τιμές των Rf είναι οι εξής:

Ουσία	Rf
Ιωδικά	0 έως 0,2
Θρωμικά	0,5 έως 0,6
Χλωρικά	0,7 έως 0,8

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα θρωμικά και ιωδικά άλατα δίνουν αμέσως αντίδραση και ότι δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση μεταξύ των κηλίδων των θρωμικών και χλωριδίων ενώσεων.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα των χλωριδίων αλάτων που προσδιορίζεται με τη μέθοδο αυτή εκφράζεται επί τους εκατό κατά μάζα.

2. ΑΡΧΗ

Τα χλωρικά άλατα ανάγονται από σκόνη ψευδαργύρου σε οξείνο περιβάλλον. Τα σχηματιζόμενα χλωριούχα άλατα μετρούνται με ποτενσιομετρική ογκομέτρηση χρησιμοποιώντας διάλυμα νιτρικού αργύρου. Ένας ανάλογος προσδιορισμός πριν από την αναγωγή ελέγχει την πιθανή παρουσία αλογονούχων ενώσεων.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.

3.1 Οξικό οξύ 80 % m/m.

3.2 Σκόνη ψευδαργύρου.

3.3 Τιτλοδοτημένο διάλυμα νιτρικού αργύρου 0.1 Μ.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.1 Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

4.2 Ποτενσιόμετρο με ηλεκτρόδιο ενδείξεως αργινίου.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

5.1 Προετοιμασία του δείγματος

Ζυγίζεται επαρκώς ποσότητα δείγματος (m) 2 g περίπου σε σωλήνα φυγοκέντρου. Προστίθενται περίπου 15 ml οξικού οξέος (3.1) και αναμειγνύεται μηχανικά. Αφήνεται επί 30 λεπτά και φυγοκεντρείται επί 15 λεπτά στις 2.000 στροφές/λεπτό. Μεταφέρεται το υπερκείμενο διάλυμα σε ογκομετρική φιάλη των 50 ml. Επαναλαμβάνεται δύο φορές η φυγοκέντρωση με προσθήκη 15 ml. Επαναλαμβάνονται δύο φορές η φυγοκέντρωση με προσθήκη 15 ml οξικού οξέος (3.1) στο ζήτημα. Συλλέγεται το διάλυμα που περιέχει τα χλωρικά άλατα στην ίδια ογκομετρική φιάλη και συμπληρώνεται με οξικό οξύ (3.1) μέχρι τη χαράξη.

5.2 Αναγωγή των χλωριδίων

Σε 20 ml από το διάλυμα (5.1) προστίθενται 0,6 g σκόνης ψευδαργύρου (3.2). Φέρονται σε βρασμό οι φιάλες με κάθετο ψυκτήρα. Μετά 30 λεπτά βρασμού, το διάλυμα ψύχεται και διηθείται. Εκπλένεται η φιάλη με νερό. Τα εκπλύματα διηθούνται και συνενώνονται με το διήθημα.

5.3 Ποσοτικός προσδιορισμός των χλωριούχων

Το διάλυμα (5.2) ογκομετρείται με νιτρικό αργήρο (3.3) με τη βοήθεια ποτενσιόμετρου (4.2). Κατά τον ίδιο τρόπο ογκομετρούνται 20 ml του διαλύματος (5.1) με νιτρικό αργήρο (3.3).

Εάν το προϊόν περιέχει παράγωγα θρωμίου ή ιωδίου, τα οποία μετά την αναγωγή μπορεί να απελευθερωθούν θρωμινού ή ιωδιούχα, η καμπύλη ογκομετρικής θα παρουσιάσει πολλά σημεία καμπής. Στην περίπτωση αυτή, ο όγκος του διαλύματος νιτρικού αργήρου (3.3) που αντιστοιχεί στα χλωριούχα είναι η διαφορά του τελευταίου και του προτελευταίου σημείου καμπής.

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα των χλωριδίων στο δείγμα (% m/m) υπολογίζεται από τον τύπο

$$\% \text{ χλωρικά (αζ)} \text{ m/m} = \frac{20,9 (V - V') M}{m}$$

όπου:

V = ο όγκος (ml) του διαλύματος νιτρικού αργήρου (3.3) που χρησιμοποιήθηκε για την ογκομέτρηση του διαλύματος (5.2).

V' = ο όγκος (ml) του διαλύματος νιτρικού αργήρου (3.3) που χρησιμοποιήθηκε για την ογκομέτρηση του διαλύματος (5.1).

M = η μοριακότητα (molarity) του διαλύματος νιτρικού αργήρου (3.3).

m = η μάζα (g) του δείγματος (5.1).

7. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (*)

Για περιεκτικότητα χλωριδίων 3 έως 5 % m/m, διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,07 % m/m.

ΧΧV// ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΩΔΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η μέθοδος περιγράφει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του ιωδικού νατρίου στα καλλυντικά που εκπέμπεται μετά τη χρήση τους.

Α. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΑΡΧΗ

Το ιωδικό νάτριο διαχωρίζεται από τα άλλα αλογονικά με χρωματογραφία λεπτής στιβάδας και ανιχνεύεται με την οξείδωση των ιωδιούχων σε ιώδιο.

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας.

2.1 Διαλύματα αναφοράς: Υδατικά διαλύματα χλωρικού, θρωμικού και ιωδικού καλίου (0,01 % m/m) παρασκευάζονται πρόσφατα.

2.2 Διαλύτης ανάπτυξης:

Διάλυμα αμμωνίας (28 % m/v)/ακετόνη/βουτανόλη (60-130-30 v/v/v).

2.3 Υδατικό διάλυμα ιωδιούχου καλίου (5 % m/v).

2.4 Διάλυμα αμύλου (1 μέχρι 5 % m/v).

2.5 Υδροχλωρικό οξύ, IM.

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.1 Έτοιμες πλάκες κυταρίνης για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας (0,25 mm).

3.2 Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός για χρωματογραφία λεπτής στιβάδας.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4.1 1 g δείγματος εκχυλίζεται με νερό, διηθείται και αραιώνεται στα 10 ml περίπου.

4.2 Τοποθετούνται 2 μl αυτού του διαλύματος στη γραμμή εκκίνησης της πλάκας (3.1) μαζί με 2 μl από το καθένα από τα διαλύματα αναφοράς (2.1).

4.3 Τοποθετείται η πλάκα σε θάλαμο και αναπτύσσεται με ανιούσα χρωματογραφία κατά τα τρία τέταρτα περίπου του μήκους της πλάκας με το διαλύτη (2.2).

4.4 Απομακρύνεται η πλάκα από το θάλαμο και αφήνεται να εξατμισθεί ο διαλύτης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι δύο ώρες).

4.5 Ψεκάζεται η πλάκα με ιωδιούχο κάλιο (2.3) και αφήνεται να ξηρανθεί επί πέντε λεπτά περίπου.

4.6 Ψεκάζεται με διάλυμα αμύλου (2.4) και αφήνεται να ξηρανθεί επί πέντε λεπτά περίπου.

4.7 Τέλος ψεκάζεται με υδροχλωρικό οξύ (2.5).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εάν υπάρχουν ιωδικά άλατα εμφανίζεται αμέσως κυανή κηλίδα με τιμή Rf περίπου 0 έως 0,2 (το χρώμα της κηλίδας μπορεί να είναι καστανό ή να γίνει καστανό κατά τη παραμονή).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα θρωμικά δίνουν αμέσως αντίδραση με τιμές Rf 0,5 έως 0,6 ενώ τα χλωρικά μετά 30 λεπτά περίπου, με τιμές Rf 0,7 έως 0,8.

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Η περιεκτικότητα του δείγματος σε ιωδικό νάτριο που προσδιορίζεται με αυτή τη μέθοδο εκφράζεται επί τους εκατό κατά μάζα.

2. ΑΡΧΗ

Το ιωδικό νάτριο διαλύεται στο νερό και προσδιορίζεται με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) με χρησιμοποίηση, εν σειρά, μιας στήλης αναστραμμένης φάσης C18 και μιας ανιο-ανταλλακτικής στήλης.

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικού βαθμού καθαρότητας και κατάλληλα για υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC).

3.2 Υδροχλωρικό οξύ, 4M.

3.2 Υδατικό διάλυμα θειώδους νατρίου, 5 % m/v.

3.2 Φωσφορικό διάλυμα ιωδικού νατρίου.

3.2 Παρασκευάζεται διάλυμα που να περιέχει 50 mg ιωδικού νατρίου σε 100 ml νερού.

3.4 Διοξείδιο ορθοφωσφορικού καλίου.

3.5 Όξινο ορθοφωσφορικό νάτριο, 2H₂O.

3.6 HPLC κινητή φάση, 3,88 g διοξείδιου ορθοφωσφορικού καλίου (3.4) και 1,19 g μονοξείδιου ορθοφωσφορικού νατρίου 2H₂O (3.5) διαλύονται σε ένα λίτρο νερού.

Το pH του προκύπτοντος διαλύματος είναι 6,2.

3.7 pH-μετρικός χάρτης γενικής χρήσης, pH 1—11.

4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός.

4.1 Κυκλικός χάρτινος ηθμός, διαμέτρου 110 mm, Schleicher και Schull αριθ. 575 ή ανάλογος.

4.2 Συσκευή υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης με ανιχνευτή μεταδεδειγμένου μήκους κύματος.

4.3 Στήλης μήκους 120 mm, εσωτερική διάμετρος 4,6 mm. Δύο στήλες συνδεδεμένες εν σειρά, η πρώτη πέλενσιλ (R) 5 C18 ή ανάλογη, η δεύτερη γνδς, TM-301 SD ή ανάλογη.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 5.1. Προετοιμασία των δειγμάτων
- 5.1.1. Υγρά δείγματα (σμπουάν)
- Ζυγίζεται επακριβώς ποσότητα δείγματος 1 g περίπου σε βαθμολογημένο γυάλινο σωλήνα με εσωμασμένο κόμα ή σε ογκομετρική φιάλη των 10 ml. Συμπληρώνεται με νερό μέχρι τη χαμηλή αναμειγνύεται και εάν είναι απαραίτητο διηθείται.
- Προσδιορίζεται η ποσότητα των ιωδικών ανιόντων στο διάλυμα με τη δοήθεια χρωματογραφίας υψηλής πίεσης σε υγρή φάση, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.
- 5.1.2. Στερεά δείγματα (σακούνη)
- Το δείγμα λεπτομεταχίζεται ζυγίζεται επακριβώς ποσότητα 1 g περίπου. Φέρεται σε βαθμολογημένο γυάλινο κύλινδρο των 100 ml με εσωμασμένο κόμα.
- Συμπληρώνεται μέχρι 50 ml με νερό και ανακινείται ισχυρά επί ένα λεπτό. Φυγοκεντρείται ή διηθείται από διηθητικό χαρτί ή αφήνεται το μείγμα να παραμείνει τουλάχιστον μία νύχτα. Το ζελατινώδες διάλυμα ανακινείται ισχυρά και διηθείται από διηθητικό χαρτί (4.1). Στο διήθημα γίνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των ιωδικών με HPLC όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.2.
- 5.2. Χρωματογραφία
- Ταχύτητα ροής 1 ml/min
Μήκος κύματος ανιχνευτή 210 nm
Ενέμενος όγκος 10 ml
Μέτρηση εμβαδών της κορυφής.
- 5.3. Βαθμονόμηση
- Λαμβάνονται από το φυλάσσομένο διάλυμα (3.3) 1,0 — 2,0 — 5,0 — 10,0 και 20,0 ml αντίστοιχα σε ογκομετρικές φιάλες των 50 ml.
- Συμπληρώνονται μέχρι την χαμηλή και αναμειγνύονται.
- Τα διαλύματα που επιτυγχάνονται περιέχουν 0,01 — 0,02 — 0,05 — 0,10 και 0,20 mg ιωδικού νατρίου ανά ml αντίστοιχα.
- Ποσότητα 10 μl από κάθε διάλυμα αναφοράς ενίεται στο χρωματογράφο (4.3). Προσδιορίζεται το εμβαδόν των κορυφών για τα ιωδικά άλατα και χαράζεται η καμπύλη που απεικονίζει τη σχέση του εμβαδού των κορυφών με τη συγκέντρωση του ιωδικού νατρίου.
- 5.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
- Υπολογίζεται η περιεκτικότητα του ιωδικού νατρίου επί τοις εκατό κατά μάζα (% m/m) από τον τύπο.

$$\% \text{ (m/m) ιωδικού νατρίου} = \frac{V_c}{10 \text{ ml}}$$

όπου:

m = η μάζα, σε γραμμάρια του πηκτός δείγματος (5.1)

V = ο συνολικός όγκος του διαλύματος του δείγματος, σε ml που λαμβάνεται, όπως περιγράφεται στο 5.1.
c = η συγκέντρωση, σε mg/ml ιωδικού νατρίου, όπως προκύπτει από την καμπύλη αναφοράς (5.1).

7. ΕΠΑΛΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ (1)
- Για περιεκτικότητα ιωδικού νατρίου 0,1 % (m/m), η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων δύο παραλλήλων προσδιορισμών που πραγματοποιούνται στο ίδιο δείγμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,002 %.
8. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
- Αρχή
- Στο οξινισμένο διάλυμα του καλλυντικού, τα ιωδικά (IO_3^-) ανάγονται προς ιωδιούχα (I^-) από τα θειώδη και το προκύπτον διάλυμα εξετάζεται με HPLC. Αν μετά την κατεργασία με θειώδη μια κορυφή με χρόνο κράτησης αντίστοιχο προς το χρόνο κατακράτησης των ιωδικών εμφανιστεί, η αρχική αυτή κορυφή μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να αποδοθεί στα ιωδικά.
- 8.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- 5 ml του διαλύματος του δείγματος που λαμβάνεται, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 5.1, φέρονται σε κωνική φιάλη.
- Ρυθμίζεται το pH του διαλύματος σε τιμή 3 ή μικρότερη με υδροχλωρικό οξύ (3.1) και pH-μετρικό χαρτί (3.2).
- Προστίθενται 3 σταγόνες διαλύματος θειώδους νατρίου (3.2) και αναμειγνύεται.
- Ενίεται ποσότητα 10 μl από το διάλυμα στον υγρό χρωματογράφο (4.2). Συγκρίνεται αυτό το χρωματογράφημα με το χρωματογράφημα που λαμβάνεται, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 5, για το ίδιο δείγμα.

Άρθρο 4.

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 1985

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΥΠΕΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ